

- توصیه می‌شود در هر تست استانداردها جهت رسم منحنی استفاده شوند، همچنین در صورتی که همزمان بیش از یک پلیت تست گذاشته شود، رسم منحنی برای هر پلیت ضروری است.
- کالیبره بودن ابزارها و دستگاهها در صحت نتایج اثر گذار است.
- جهت ساخت اجزای این کیت از مواد شیمیایی و زیستی استفاده شده است. لذا توصیه می‌شود هنگام کار از تماس مستقیم با مواد پرهیز شود.

محتویات کیت

اجزای تشکیل دهنده کیت ۹۶ تستی FSH به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام اجزاء	مقدار/تعداد
۱	پلیت پوشانده شده با آنتی‌بادی مونوکلنال ضد FSH (Anti-FSH Antibody Coated Microtiter Plate)	1/96 wells
۲	استاندارد A (Standard A)	1/4 ml
۳	استانداردهای B-F (Standards B-F) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (1st IS 83/575)	5/1 ml
۴	کنترل پایین و بالا (Controls Low & High) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (1st IS 83/575)	2/1 ml
۵	محلول بافر رقیق کننده (Assay Buffer)	1/12 ml
۶	محلول شستشوی غلیظ (Concentrated Wash Buffer)	1/25 ml
۷	محلول آنزیم (HRP) کونژوگه شده به آنتی بادی ضد FSH (Anti-FSH Antibody- HRP Conjugate)	1/6 ml
۸	محلول رنگ زا (TMB Substrate)	1/12 ml
۹	محلول متوقف کننده (Stop Solution)	1/12 ml

شرایط نگهداری و پایداری

- کیت را در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- پایداری کیت در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، قبل از شروع استفاده (In Shelf) و حین استفاده (In use) بر مبنای استاندارد CLSI (EP25 .A) (۸) بررسی گردید که نتایج به شرح زیر می‌باشد:

قبل از شروع استفاده (In Shelf)	تا پایان تاریخ انقضا
حین استفاده (In use)	تا ۶ ماه

جمع آوری و آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه مورد نیاز جهت اندازه‌گیری FSH، سرم یا پلاسما به دست آمده با مواد ضد انعقاد هیپارین، سترات سدیم و EDTA می‌باشد. جهت پایداری نمونه‌ها از سدیم آزاید (Sodium Azide) استفاده نشود. نمونه‌ها در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد تا ۱۴ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا شش ماه قابل نگهداری هستند. (۹) از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه‌ها پرهیز نمایید. جهت اندازه‌گیری FSH نمونه‌های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید. در صورتی که غلظت نمونه‌های بیش از آخرین استاندارد باشد، جهت اندازه‌گیری دقیق آنالیت، ابتدا نمونه را با "محلول استاندارد صفر" رقیق و نمونه رقیق شده را مجدد تست کنید. در محاسبه غلظت نهایی این نمونه‌ها، ضریب رقت را منظور نمایید.

مواد و وسایل لازم که همراه کیت عرضه نمی شوند

- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر کالیبر شده
- سمپلرهای ۱۰۰ و ۵۰ میکرولیتر کالیبر شده
- سرسمپلرهای یک‌بار مصرف
- آب مقطر برای رقیق سازی محلول شستشوی غلیظ

روش انجام تست

قبل از انجام تست:

- تمام مواد و نمونه‌ها را به دمای اتاق (۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد) برسانید.
- برای تهیه محلول شستشوی قابل مصرف، یک حجم محلول شستشوی غلیظ (20x) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

کاربرد

اندازه‌گیری غلظت FSH در سرم یا پلاسما انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک (Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Cat.No. DG.FSH.01)

مقدمه

ساختار و نقش فیزیولوژیک: هورمون محرک فولیکول یا FSH (Follicle stimulating hormone) گلیکو پروتئینی با وزن مولکولی ۳۳۵۰۰ دالتون، دارای ۲۰۷ اسید آمینه و سه زنجیره کربوهیدراتی است. این گنادوتروپین که از سلولهای بازوفیل بخش پیشین هیپوفیز ترشح می‌شود، از دو زنجیره α و β تشکیل شده است که با پیوندهای غیرکوالانسی به هم متصل‌اند. زنجیره α متشکل از ۸۹ اسید آمینه، از لحاظ ساختار مولکولی با هورمونهای hCG (Human chorionic gonadotropin) و TSH (Thyroid stimulating hormone) و LH (Luteinizing hormone) مشابه است. خصوصیات هورمونی و ایمونولوژیکی FSH توسط زیرواحد اختصاصی β ایجاد می‌شود. تولید FSH توسط هورمون رها کننده گنادوتروپین هیپوتالاموس (GnRH, Gonadotropin releasing hormone) کنترل می‌گردد. نیمه عمر بیولوژیکی FSH به صورت $in vivo$ ۳-۴ ساعت است. (۱،۲)

نقش FSH در زنان، القای رشد و بلوغ فولیکول رسیده است. در سیکل قاعدگی سطح سرمی FSH از یک شکل دوره ای تبعیت می‌کند که منطبق بر غلظت سرمی پروژسترون و استرادیول است. مقادیر این هورمون به فاصله زمانی کوتاهی قبل از تخمک گذاری، یعنی در اواسط سیکل قاعدگی بطور واضحی افزایش می‌یابد. این فرآیند که با افزایش غلظت سرمی LH همراه است، باعث پاره شدن فولیکول بالغ می‌گردد. در خانمهای یائسه به دلیل پایین بودن سطح سرمی هورمونهای استروئیدی فیدبک منفی غیر فعال بوده و تولید این هورمون به صورت مستمر ادامه دارد. این هورمون با سطح سرمی یکنواخت در مردان تنظیم کننده اسپرماتوژنسلول های سرتولی است. (۳،۴)

کاربرد بالینی: اندازه‌گیری سطح سرمی FSH در خانمها در علت یابی ناباروری، اختلالات عادت ماهانه از جمله آمنوره اولیه و ثانویه، ارزیابی کارکرد گنادوتروپیک هیپوفیز قدامی، در افتراق بین علت نارسایی اولیه و ثانویه گنادی کاربرد دارد. علاوه بر آن سنجش FSH شاخص مناسبی جهت بررسی آغاز یائسگی در خانمهاست که با افزایش میزان FSH و کاهش هورمونهای استروئیدی همراه است. در سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS, Polycystic ovaries syndrome) اندازه‌گیری FSH بهتر است به همراه LH انجام گیرد، در این سندرم در غالب خانمها نسبت LH/FSH بالاتر از افراد طبیعی است. در آقایان سنجش این هورمون در بررسی ناباروری، هیپوگنادیسم، ژنیکوماستی حائز اهمیت است. (۵،۶)

موارد افزایش این هورمون در هیپوگنادیسم اولیه، آنورکیا، نارسایی گنادی، سندرم کلاین-فلتر و در بعضی از موارد بلوغ زودرس دیده می‌شود.

کاهش این هورمون همسو با کاهش LH و استروئیدها در پان هیپوپیتوتاریسم (Panhypopituitarism) دیده می‌شود. (۳،۷)

اساس روش سنجش


مدت زمان انجام تست: ۱۵ دقیقه + ۱۵ دقیقه + ۱۵ دقیقه

طراحی کیت FSH بر اساس روش ایمونوآنزیماتیک ساندویچی با استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلنال می‌باشد. در این روش آنتی‌ژن مورد سنجش طی دو مرحله بین آنتی‌بادی تثبیت شده در ته چاهک‌های پلی‌استایرنی و آنتی‌بادی دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخص‌های آنتی ژنیک متمایزی را روی مولکول FSH شناسایی می‌کنند، قرار می‌گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت‌های غیرمتصل با افزودن سوپسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB)، آنزیم رنگ آبی ایجاد می‌کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت FSH ارتباط مستقیم دارد، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) اندازه‌گیری می‌گردد.

توجه و احتیاط

- این کیت تشخیصی به صورت *in vitro* قابل استفاده می‌باشد.
- کلیه محلول‌های کیت آماده مصرف هستند، فقط محلول شستشوی غلیظ (20x) قبل از استفاده نیاز به رقیق‌سازی دارد.
- اجزای اختصاصی این کیت برای مصرف با اجزای هم سری ساخت کیت ارائه شده‌اند.
- اجزای عمومی کیت شامل محلول‌های شستشو، رنگ زا و متوقف کننده می‌باشند که برای سایر محصولات دیازست نیز قابل استفاده هستند.
- به منظور رقیق‌سازی نمونه می‌بایست از "محلول استاندارد صفر" کیت مربوطه، استفاده گردد.
- جهت کاهش پدیده تأخیری، ضرورت دارد زمان انجام مرحله اول تست در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.

خلاصه روش کار



Key: TMB | HRP | FSH | Antibody


مراحل انجام تست :

۱. ۵۰ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه سرم به چاهک مربوطه بریزید.
۲. ۱۰۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده به هر چاهک اضافه کنید و پلیت را ۱۵ ثانیه تکان دهید.
۳. روی چاهکها را با برچسب مخصوص پوشانده و مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
۴. چاهکها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشوید.
۵. به هر چاهک ۵۰ میکرولیتر محلول آنزیم کونژوگه اضافه کنید.
۶. روی چاهکها را با برچسب مخصوص پوشانده و مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
۷. چاهکها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشوید.
۸. به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ را اضافه کنید و پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
۹. به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده اضافه کنید و بعد از مخلوط کردن به مدت ۱۵ ثانیه، میزان جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر، حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

محاسبه نتایج

غلظت FSH نمونه‌ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به صورت دستی یا دستگاه الیزا ریدر) تعیین می‌گردد. در این منحنی جذب نوری استانداردها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر بر روی محور عمودی (Y) و غلظت آن‌ها را بر حسب mIU/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت FSH آن قابل محاسبه می‌باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است.

غلظت FSH (mIU/ml)	میانگین جذب نوری	جذب نوری	نمونه
۰	۰/۰۱۱	۰/۰۱۲	استاندارد A
۲/۵	۰/۱۴۱	۰/۱۴۳	استاندارد B
۱۰	۰/۵۱۷	۰/۵۲۵	استاندارد C
۲۵	۱/۱۱۳	۱/۱۳۴	استاندارد D
۵۰	۱/۸۵۰	۱/۸۶۲	استاندارد E
۱۰۰	۲/۵۹۹	۲/۵۹۶	استاندارد F
۲/۴۷	-	۰/۱۳۷	کنترل پایین
۵۱/۳۴	-	۱/۸۹۲	کنترل بالا
۱۷/۸۵	-	۰/۸۶۴	سرم



غلظت FSH (mIU/ml)

کنترل کیفی

تست در صورتی تأیید می‌گردد که:

- جذب نوری استاندارد صفر کمتر از ۰/۰۹ باشد.
- جذب نوری استاندارد آخر بیش از ۱/۴ باشد.
- خوانش کنترل‌های پایین و بالای کیت در محدوده مورد قبول باشد.
- توصیه می‌گردد جهت حصول اطمینان از نتایج کیت، علاوه بر کنترل‌های ارائه شده در کیت، به صورت دوره‌ای از کنترل‌های دقت و صحت تجاری نیز استفاده گردد. بدیهی است نتایج بدست آمده بایستی در محدوده مورد قبول قرائت گردد.

تداخلها و محدودیتها

- جهت بررسی اختصاصیت آنتی بادی به کار رفته در این کیت، اثر تداخلی آنالیت‌های هورمونی TSH (تا ۱۰۰ μIU/ml)، LH (تا ۲۰۰ mIU/ml)، hCG (تا ۲۵۰,۰۰۰ mIU/ml) و GH (تا ۱۰۰ ng/ml) بررسی گردید. نتایج در جدول زیر آمده است.

ماده افزوده شده	درصد تداخل (Cross-reactivity)
TSH	<۰/۱
LH	<۰/۱
hCG	<۰/۱
GH	<۰/۱

- اثر تداخلی بیلی روبین (تا ۲۰ mg/dl)، هموگلوبین (تا ۵۰۰ mg/dl)، تری گلیسیرید (تا ۳۰۰۰ mg/dl) و فاکتورهای روماتوئید (تا ۲۰۰۰ IU/ml) در سرم کمتر از ۵٪ می‌باشد.
- در این کیت برای نمونه‌های رقیق نشده تا غلظت (تا ۲۰۰۰ mIU/ml) اثر هوک دیده نشد.
- نمونه سرم یا پلاسماهای افرادی که سابقه درمان یا تشخیص بیماری با مواد حاوی آنتی‌بادی مونوکلنال موش داشته‌اند، می‌تواند حاوی آنتی بادی‌های انسانی ضد موش (HAMA) باشد. با توجه به غلظت آنتی‌بادی و مواد بازدارنده مورد استفاده در این کیت، واکنش‌های تداخلی غیر اختصاصی به حداقل رسیده و تا کنون واکنش مثبت کاذب مشاهده نشده است.
- محدوده قابل اندازه‌گیری غلظت FSH با این کیت، ۱۰۰-۰/۲ mIU/ml می‌باشد.

مقادیر طبیعی

دامنه مقادیر طبیعی با اندازه‌گیری غلظت FSH، ۷۹۷ نمونه افراد سالم تعیین گردید.

جنسیت	تعداد	5% to 95% Interval (mIU/ml)
زنان قبل از یائسگی:	فاز فولیکولر	۳/۳-۱۱/۲
	فاز تخمک‌گذاری	۴/۳-۲۱/۲
	فاز لوتال	۱/۶-۷/۲
زنان بعد از یائسگی مردان		۲۶/۳-۱۳۴/۲
		۱/۲-۱۲/۵

قابل ذکر است که جدول فوق یک راهنمای کلی است و توصیه می‌گردد هر آزمایشگاه با اندازه‌گیری غلظت FSH افراد سالم، مقادیر طبیعی مرجع خود را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج استفاده نماید.

ویژگی‌های اختصاصی کیت

۱. حساسیت: حداقل غلظت قابل اندازه‌گیری FSH که از نمونه فاقد آنالیت قابل تمایز باشد را حساسیت گویند. این مقدار که بر اساس میانگین غلظت استاندارد صفر بعلاوه دو برابر انحراف معیار محاسبه گردیده است (بدست آمده از ۱۰ تست)، ۰/۲ mIU/ml می‌باشد.
۲. صحت: غلظت FSH، ۲۷۱ نمونه تصادفی با کیت دیازیست و روش مرجع (ELFA) اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده از مقایسه دو روش ضریب همبستگی خطی (r) ۰/۹۹ را نشان می‌دهد. غلظت نمونه‌ها با کیت دیازیست بین ۱/۳۳ mIU/ml تا ۹۹/۰۵ و با روش مرجع ۱/۱۴ mIU/ml تا ۹۹/۴۵ بود. نتایج مقایسه دو روش به شرح زیر است:

روش	تعداد نمونه	غلظت نمونه‌ها (mIU/ml)	Intercept	Slope
Passing/Bablok	۲۷۱	۱-۱۰۰	-۰/۰۵۸	۰/۹۹۲
Linear Regression	۲۷۱	۱-۱۰۰	۰/۲۹۲	۰/۹۸۴

۳. دقت: شاخص دقت این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP5-A2)^(۱۰) ارزیابی گردیده است. بدین منظور میزان FSH، ۳ نمونه سرمی با غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است:

شماره نمونه	تعداد سنجش	میانگین غلظت (mIU/ml)	Within Run		Total	
			SD	%CV	SD	%CV
۱	۶۰	۷/۷۶	۰/۴۲	۴/۱۶	۰/۳۷	۴/۸۱
۲	۶۰	۱۸/۸۲	۰/۷۸	۳/۲۱	۰/۷۸	۴/۱۴
۳	۶۰	۳۹/۶۳	۰/۸۹	۱/۷۸	۲/۲۴	۵/۶۴

۴. خطی بودن: به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری نمونه‌های با غلظت بالای ULQo (upper limit of quantitation) تست خطی بودن این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34)^(۱۱) انجام گردید. بدین منظور نمونه سرم با غلظت ۷۷/۸۳ mIU/ml با "محلول فاقد آنالیت" به صورت متوالی رقیق شد سپس غلظت‌ها با کیت FSH اندازه‌گیری گردید. درصد ریکواری رقت که شاخص میزان دقت رقت‌گیری می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\times 100 = \text{غلظت اندازه‌گیری شده (mIU/ml)}$$

$$\text{غلظت مورد انتظار (mIU/ml)}$$

(محدوده درصد ریکواری بدست آمده بین ۹۱/۳ تا ۱۰۳/۱ است)

% ریکواری	غلظت اندازه‌گیری شده (mIU/ml)	غلظت مورد انتظار (mIU/ml)	رقت
۱۰۳	۴۰/۰۹	۳۸/۹۱	۱:۲
۹۸/۷	۱۹/۲	۱۹/۴۵	۱:۴
۹۴/۵	۹/۱۹	۹/۷۲	۱:۸
۹۱/۳	۴/۴۴	۴/۸۶	۱:۱۶

۵. بازیابی: به منظور بررسی اثر ماتریکس، تست بازیابی این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34)^(۱۱) انجام گردید. بدین منظور مقادیر متفاوتی از نمونه حاوی FSH با غلظت بالا (۸۳/۲ mIU/ml) به نمونه مورد بررسی حاوی FSH با غلظت پایین (۸/۴۵ mIU/ml) افزوده شد. سپس غلظت نمونه‌ها با کیت FSH اندازه‌گیری گردید و درصد ریکواری که شاخص میزان دقت بازیابی می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\times 100 = \frac{a-b}{c}$$

- a: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن آنالیت
- b: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن محلول رقیق‌کننده
- c: غلظت آنالیت افزوده شده

(درصد ریکواری بدست آمده بین ۹۵/۸ تا ۱۰۹/۳ است)

% ریکواری	c (mIU/ml)	b (mIU/ml)	a (mIU/ml)
۱۰۹/۳	۳/۹۶	۷/۴۵	۱۱/۷۸
۹۷/۵	۷/۵۶	۷/۴۲	۱۴/۷۹
۹۵/۸	۱۳/۸۶	۷/۱۸	۲۰/۴۶
۱۰۵/۴	۲۳/۷۷	۶/۴۴	۳۱/۵

منابع

1. Mullen M.P., et al. Structural and functional roles of FSH and LH as glycoproteins regulating reproduction in mammalian species. Chapter 8, 2013.
2. Wide L, et al. Serum half-life of pituitary gonadotropins is decreased by sulfonation and increased by sialylation in women. J Clin Endocrinol Metab. 94(3): 958-964, 2009.
3. Raju G, et al. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone synergy: A review of role in controlled ovarian hyper-stimulation. J Hum Reprod Sci. 6(4): 227-234, 2013.
4. Palermo R. Differential actions of FSH and LH during folliculogenesis Reproductive bioMedicine online. 15(3), 2007.
5. Vidhya Viswanathan, et al. Etiology and treatment of hypogonadism in adolescents. Pediatr Clin North Am. 58(5), 2011.
6. Sowers M, et al. Follicle stimulating hormone and its rate of change in defining menopause transition stages. J Clin Endocrinol Metab. 93(10), 2008.
7. Yeon Kim S. Diagnosis and treatment of hypopituitarism. Endocrinol Metab. 30:443-455, 2015.
8. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents; Approved Guideline - First Edition. NCCLS Document EP25-A. 2009.
9. DG Klinische chemie mitteilungen. 26:210,1995.
10. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline - Second Edition. NCCLS Document EP5-A2. 2004.
11. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Establishing and Verifying an Extended Measuring Interval Through Specimen Dilution and Spiking - First Edition. EP34. 2018.



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان افشار جوان، پلاک ۲، واحد ۱۰
 تلفن ویژه: ۰۲۱-۷۲۴۴۵۷
 office@garnimed.com
 www.garnimed.com