

- توصیه می‌شود در هر تست استانداردها جهت رسم منحنی استفاده شوند، همچنین در صورتی که همزمان بیش از یک پلیت تست گذاشته شود، رسم منحنی برای هر پلیت ضروری است.
- کالیبره بودن ابزارها و دستگاهها در صحت نتایج اثرگذار است.
- جهت ساخت اجزای این کیت از مواد شیمیایی و زیستی استفاده شده است. لذا توصیه می‌شود هنگام کار از تماس مستقیم با مواد پرهیز شود.

محتویات کیت

اجزای تشکیل دهنده کیت ۹۶ تستی LH به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام اجزاء	مقدار/تعداد
۱	پلیت پوشانده شده با آنتی‌بادی مونوکلنال ضد LH (Anti-LH Antibody Coated Microtiter Plate)	1/96 wells
۲	استاندارد A (Standard A)	1/4 ml
۳	استانداردهای B-F (Standards B-F) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (3 rd IS 81/535)	5/1 ml
۴	کنترل پایین و بالا (Controls Low & High) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (3 rd IS 81/535)	2/1 ml
۵	محلول بافر رقیق کننده (Assay Buffer)	1/12 ml
۶	محلول شستشوی غلیظ (Concentrated Wash Buffer)	1/25 ml
۷	محلول آنزیم (HRP) کوئزوگه شده به آنتی بادی ضد LH (Anti-LH Antibody- HRP Conjugate)	1/6 ml
۸	محلول رنگ زا (TMB Substrate)	1/12 ml
۹	محلول متوقف کننده (Stop Solution)	1/12 ml

شرایط نگهداری و پایداری

- کیت را در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- پایداری کیت در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، قبل از شروع استفاده (In Shelf) و حین استفاده (In use) بر مبنای استاندارد CLSI (EP25 .A) (۲) بررسی گردید که نتایج به شرح زیر می‌باشد:

قبل از شروع استفاده (In Shelf)	تا پایان تاریخ انقضا
حین استفاده (In use)	تا ۶ ماه

جمع آوری و آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه مورد نیاز جهت اندازه‌گیری LH، سرم یا پلاسمای به‌دست آمده با مواد ضد انعقاد هپارین، سترات سدیم و EDTA می‌باشد. جهت پایداری نمونه‌ها از سدیم آزاید (Sodium Azide) استفاده نشود. نمونه‌ها در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد تا ۱۴ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا شش ماه قابل نگهداری هستند. (۸) از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه‌ها پرهیز نمایید. جهت اندازه‌گیری LH نمونه‌های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید. در صورتی که غلظت نمونه‌ای بیش از آخرین استاندارد باشد، جهت اندازه‌گیری دقیق آنالیت، ابتدا نمونه را با "محلول استاندارد صفر" رقیق و نمونه رقیق شده را مجدد تست کنید. در محاسبه غلظت نهایی این نمونه‌ها، ضریب رقت را منظور نمایید.

مواد و وسایل لازم که همراه کیت عرضه نمی‌شوند

- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر کالیبر شده
- سمپلرهای ۱۰۰ و ۵۰ میکرولیتر کالیبر شده
- سرسمپلرهای یک‌بار مصرف
- آب مقطر برای رقیق سازی محلول شستشوی غلیظ

روش انجام تست

قبل از انجام تست:

- تمام مواد و نمونه‌ها را به دمای اتاق (۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد) برسانید.
- برای تهیه محلول شستشوی قابل مصرف، یک حجم محلول شستشوی غلیظ (20x) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

کاربرد

اندازه‌گیری غلظت LH در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Cat.No. DG.LH.01)

مقدمه

ساختار و نقش فیزولوژیک: هورمون LH (Luteinizing hormone یا Lutropin)، گلیکو پروتئینی با وزن مولکولی ۲۹۵۰۰ دالتون دارای ۱۲۱ اسید آمینه و سه زنجیره کربوهیدراتی است. این گنادوتروپین که از سلولهای بازوفیل بخش پیشین هیپوفیز ترشح می‌شود، از دو زنجیره α و β تشکیل شده است که با پیوندهای غیرکوالانسی به هم متصل‌اند. زنجیره α متشکل از ۸۹ اسید آمینه، از لحاظ ساختار مولکولی با هورمون های FSH (Follicle stimulating hormone), hCG (Human chorionic gonadotropin) و TSH (Thyroid stimulating hormone) مشابه هست. خصوصیات هورمونی و ایمونولوژیکی LH توسط زیرواحد اختصاصی β ایجاد می‌شود. تولید LH توسط هورمون رها کننده گنادوتروپین هیپوتالاموس (GnRH, Gonadotropin releasing hormone) کنترل می‌گردد. نیمه عمر بیولوژیکی این هورمون به صورت *in vivo* بیست دقیقه می‌باشد. (۱،۲)

در خانمها ترشح هورمون LH ثابت نبوده و در ابتدای دوره عادت ماهانه سیستم فیدبک منفی هورمونهای استروئیدی، باعث مهار ترشح LH و تحریک GnRH می‌شود. در نیمه های دوره، بالا رفتن GnRH ترشح این هورمون را تحریک می‌کند. سپس ساعتی بعد از حداکثر ترشح LH، این هورمون با تحریک گیرنده های اختصاصی LH بر روی غشاء سلولهای تکای (Theca) تخمدان، باعث تخمک گذاری، رشد جسم زرد و تحریک ترشح پروژسترون تخمدان می‌شود. سپس سنتز LH به سرعت کاهش می‌یابد و مانند ابتدای دوره عادت ماهانه توسط فیدبک منفی هورمونهای استروئیدی مهار می‌شود. در خانمهای یائسه به دلیل پایین بودن سطح سرمی هورمونهای استروئیدی، فیدبک منفی غیر فعال بوده و تولید LH به صورت مستمر ادامه دارد. در آقایان، این هورمون با تحریک گیرنده های LH بر روی غشاء سلولهای لیدیگ (Leydig) بیضه، سبب سنتز تستوسترون و تحریک اسپرماتوزنز می‌شود. (۳،۴)

کاربرد بالینی: اندازه گیری سطح سرمی LH در علت یابی ناباروری خانمها، تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS, Polycystic ovaries syndrome) و بیماریهای جنسی یا اختلالات کروموزومی (مانند سندرم ترنر)، بررسی اختلالات عادت ماهانه از جمله آمنوره اولیه و ثانویه، اختلال کارکرد بیضه آقایان، کمبود سلولهای لیدیگ، ارزیابی کارکرد گنادوتروپیک هیپوفیز قدامی، ژنیکوماستی و تمایز جنسی کاربرد دارد. (۵)

موارد افزایش LH در هیپوگنادیسم اولیه، فاز لوتئال قاعدگی، پس از یائسگی و در دوره فولیکولار در مبتلایان به PCOS دیده می‌شود. در صورتی که افزایش LH همراه با افزایش FSH نباشد احتمال یک تومور هیپوفیزی تولید کننده گنادوتروپین وجود دارد. موارد کاهش LH در نارسایی هیپوفیز یا هیپوتالاموس، استرس شدید، سوء تغذیه و سندرم Kallmann دیده می‌شود. (۳،۶)

اساس روش سنجش


مدت زمان انجام تست: ۱۵ دقیقه + ۱۵ دقیقه + ۱۵ دقیقه

طراحی کیت LH بر اساس روش ایمونوآنزیماتیک ساندویچی با استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلنال می‌باشد. در این روش آنتی‌ژن مورد سنجش طی دو مرحله بین آنتی‌بادی تثبیت شده در ته چاهک‌های پلی‌استایرنی و آنتی‌بادی دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخص‌های آنتی ژنیک متمایزی را روی مولکول LH شناسایی می‌کنند، قرار می‌گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت‌های غیرمتصل با افزودن سوبسترا، ترا متیل بنزیدین (TMB)، آنزیم رنگ آبی ایجاد می‌کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت LH ارتباط مستقیم دارد، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) اندازه‌گیری می‌گردد.

توجه و احتیاط

- این کیت تشخیصی به صورت *in vitro* قابل استفاده می‌باشد.
- کلیه محلول‌های کیت آماده مصرف هستند، فقط محلول شستشوی غلیظ (20x) قبل از استفاده نیاز به رقیق‌سازی دارد.
- اجزای اختصاصی این کیت برای مصرف با اجزای هم سری ساخت کیت ارائه شده‌اند.
- اجزای عمومی کیت شامل محلول‌های شستشو، رنگ زا و متوقف کننده می‌باشند که برای سایر محصولات دیازبیست نیز قابل استفاده هستند.
- **به‌منظور رقیق‌سازی نمونه می‌بایست از "محلول استاندارد صفر" کیت مربوطه، استفاده گردد.**
- جهت کاهش پدیده تأخیری، ضرورت دارد زمان انجام مرحله اول تست در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.

خلاصه روش کار



Key: TMB | HRP | LH | Antibody

(درصد ریکاوری بدست آمده بین ۱۰/۸ تا ۱۰۸/۰ است)

٪ ریکاوری	c (mIU/ml)	b (mIU/ml)	a (mIU/ml)
۱۰۴/۸	۲/۰۶	۴/۶۳	۶/۷۹
۱۰۲/۸	۳/۹۵	۴/۳۳	۸/۳۹
۱۰۱/۸	۷/۲۴	۳/۹۷	۱۱/۳۴
۱۰۸/۰	۱۲/۴۱	۳/۴۵	۱۶/۸۵

منابع

- Mullen M.P, et al. Structural and functional roles of FSH and LH as glycoproteins regulating reproduction in mammalian species. Chapter 8, 2013.
- Wide L, et al. Serum half-life of pituitary gonadotropins is decreased by sulfonation and increased by sialylation in women. J Clin Endocrinol Metab. 94(3): 958-964, 2009.
- Raju G, et al. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone synergy: A review of role in controlled ovarian hyper-stimulation. J Hum Reprod Sci. 6(4): 227-234, 2013.
- Palermo R. Differential actions of FSH and LH during folliculogenesis Reproductive bioMedicine online. 15(3), 2007.
- Vidhya Viswanathan, et al. Etiology and treatment of hypogonadism in adolescents. Pediatr Clin North Am. 58(5), 2011.
- Yeon Kim S. Diagnosis and treatment of hypopituitarism. Endocrinol Metab. 30:443-455, 2015.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents; Approved Guideline - First Edition. NCCLS Document EP25-A. 2009.
- Wu AHB. Tietz Clinical Guide To Laboratory Tests. Saunders, Philadelphia, 3rd edition, p. 594, 1995.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline - Second Edition. NCCLS Document EP5-A2. 2004.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Establishing and Verifying an Extended Measuring Interval Through Specimen Dilution and Spiking - First Edition. EP34. 2018.

روش	تعداد نمونه	غلظت نمونه‌ها (mIU/ml)	Intercept	Slope
Passing/Bablok	۲۷۱	۰/۲-۱۰۰	۰/۰۵۱	۰/۹۹۸
Linear Regression	۲۷۱	۰/۲-۱۰۰	۰/۴۹۷	۰/۹۸۳

۳. **دقت:** شاخص دقت این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP5-A2) (۹) ارزیابی گردیده است. بدین منظور میزان LH، ۳ نمونه سرمی با غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است:

شماره نمونه	تعداد سنجش	میانگین غلظت (mIU/ml)	Within Run		Total	
			SD	%CV	SD	%CV
۱	۶۰	۵/۹۷	۰/۱۸	۳/۰۶	۰/۲۳	۳/۸۵
۲	۶۰	۱۶/۷۵	۰/۴۷	۲/۸۵	۰/۶۶	۳/۹۴
۳	۶۰	۳۷/۵۲	۰/۷۲	۱/۹۲	۱/۷۰	۴/۵۳

۴. **خطی بودن:** به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری نمونه‌های با غلظت بالای ULLoQ (upper limit of quantitation) تست خطی بودن این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۱۰) انجام گردید. بدین منظور نمونه سرم با غلظت ۹۷/۵۰ mIU/ml با "محلول فاقد آنالیت" به صورت متوالی رقیق شد سپس غلظت‌ها با کیت LH اندازه‌گیری گردید. درصد ریکاوری رقت که شاخص میزان دقت رقت‌گیری می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\times 100 = \text{غلظت اندازه‌گیری شده (mIU/ml)}$$

$$\text{غلظت مورد انتظار (mIU/ml)}$$

(محدوده درصد ریکاوری بدست آمده بین ۹۸/۹ تا ۱۰۹/۲ است)

٪ ریکاوری	غلظت اندازه‌گیری شده (mIU/ml)	غلظت مورد انتظار (mIU/ml)	رقت
۹۸/۹	۴۸/۲۳	۴۸/۷۵	۱:۲
۱۰۲/۴	۲۴/۹۶	۲۴/۳۷	۱:۴
۱۰۰/۲	۱۲/۲۱	۱۲/۱۸	۱:۸
۱۰۹/۲	۶/۶۵	۶/۰۹	۱:۱۶

۵. **بازیابی:** به‌منظور بررسی اثر ماتریکس، تست بازیابی این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۱۰) انجام گردید. بدین منظور مقادیر متفاوتی از نمونه حاوی LH با غلظت بالا (۴۳/۴۶ mIU/ml) به نمونه مورد بررسی حاوی LH با غلظت پایین (۴/۸۸ mIU/ml) افزوده شد. سپس غلظت نمونه‌ها با کیت LH اندازه‌گیری گردید و درصد ریکاوری که شاخص میزان دقت بازیابی می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\frac{a-b}{c} \times 100$$

a: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن آنالیت

b: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن محلول رقیق‌کننده

c: غلظت آنالیت افزوده شده

کنترل کیفی

تست در صورتی تأیید می‌گردد که:

- جذب نوری استاندارد صفر کمتر از ۰/۰۹ باشد.
- جذب نوری استاندارد آخر بیش از ۱/۴ باشد.
- خوانش کنترل‌های پایین و بالای کیت در محدوده مورد قبول باشد.
- توصیه می‌گردد جهت حصول اطمینان از نتایج کیت، علاوه بر کنترل‌های ارائه شده در کیت، به صورت دوره‌ای از کنترل‌های دقت و صحت تجاری نیز استفاده گردد. بدیهی است نتایج بدست آمده بایستی در محدوده مورد قبول قرائت گردد.

تداخل‌ها و محدودیت‌ها

جهت بررسی اختصاصیت آنتی بادی به کار رفته در این کیت، اثر تداخلی آنالیت‌های هورمونی TSH (تا ۱۰۰ μIU/ml)، FSH (تا ۱۵۰ mIU/ml)، hCG (تا ۲۵۰۰۰۰ mIU/ml) و GH (تا ۱۰۰ ng/ml) بررسی گردید. نتایج در جدول زیر آمده است.

ماده افزوده شده	درصد تداخل (Cross-reactivity)
TSH	< ۰/۱
FSH	< ۰/۱
hCG	< ۰/۱
GH	< ۰/۱

- اثر تداخلی بیلی روبین (تا ۲۰ mg/dl)، هموگلوبین (تا ۵۰۰ mg/dl)، تری‌گلیسرید (تا ۳۰۰۰ mg/dl) و فاکتورهای روماتوئید (تا ۱۵۰۰ IU/ml) در سرم کمتر از ۵٪ می‌باشد.
- در این کیت برای نمونه‌های رقیق نشده تا غلظت (تا ۱۰۰۰ μIU/ml) اثر هوک دیده نشد.
- نمونه سرم یا پلاسما افرادی که سابقه درمان یا تشخیص بیماری با مواد حاوی آنتی‌بادی مونوکلنل موش داشته‌اند، می‌تواند حاوی آنتی بادی‌های انسانی ضد موش (HAMA) باشد. با توجه به غلظت آنتی‌بادی و مواد بازدارنده مورد استفاده در این کیت، واکنش‌های تداخلی غیر اختصاصی به حداقل رسیده و تا کنون واکنش مثبت کاذب مشاهده نشده است.
- محدوده قابل اندازه‌گیری غلظت LH با این کیت، ۱۰۰-۰/۲ mIU/ml می‌باشد.

مقادیر طبیعی

دامنه مقادیر طبیعی با اندازه‌گیری غلظت LH، ۷۹۸ نمونه افراد سالم تعیین گردید.

جنسیت	تعداد	5% to 95% Interval (mIU/ml)
زنان قبل از یائسگی:	فاز فولیکولر	۱۵۲
	فاز تخمک‌گذاری	۶۹
	فاز لوتئال	۱۷۰
زنان بعد از یائسگی		۱۸۹
	مردان	۲۱۷

قابل ذکر است که جدول فوق یک راهنمای کلی است و توصیه می‌گردد هر آزمایشگاه با اندازه‌گیری غلظت LH افراد سالم، مقادیر طبیعی مرجع خود را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج استفاده نماید.

ویژگی‌های اختصاصی کیت

- حساسیت:** حداقل غلظت قابل اندازه‌گیری LH که از نمونه فاقد آنالیت قابل تمایز باشد را حساسیت گویند. این مقدار که بر اساس میانگین غلظت استاندارد صفر بعلاوه دو برابر انحراف معیار محاسبه گردیده است (بدست آمده از ۱۰ تست)، ۰/۲ mIU/ml می‌باشد.
- صحت:** غلظت LH، ۲۷۱ نمونه تصادفی با کیت دیازیسیت و روش مرجع (ELFA) اندازه‌گیری شد. نتایج بدست‌آمده از مقایسه دو روش ضریب همبستگی خطی (r) ۰/۹۹ را نشان می‌دهد. غلظت نمونه‌ها با کیت دیازیسیت بین ۰/۲۹ تا ۹۶/۶۴ و با روش مرجع ۰/۴۶ تا ۹۸/۶۱ بود. نتایج مقایسه دو روش به شرح زیر است:

مراحل انجام تست:

- ۵۰ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه سرم به چاهک مربوطه بریزید.
- ۱۰۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده به هر چاهک اضافه نمایید و پلیت را ۱۵ ثانیه تکان دهید.
- روی چاهک‌ها را با پرچسب مخصوص پوشانده و مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
- به هر چاهک ۵۰ میکرولیتر محلول آنزیم کونزوگه اضافه نمایید.
- روی چاهک‌ها را با پرچسب مخصوص پوشانده و مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ زا اضافه نمایید و پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده اضافه نمایید و بعد از مخلوط کردن به مدت ۱۵ ثانیه، میزان جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر، حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

محاسبه نتایج

غلظت LH نمونه‌ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به‌صورت دستی یا دستگاه الیزا ریدر) تعیین می‌گردد. در این منحنی جذب نوری استانداردها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر بر روی محور عمودی (Y) و غلظت آن‌ها را بر حسب mIU/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت LH آن قابل محاسبه می‌باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است.

غلظت LH (mIU/ml)	میانگین جذب نوری	جذب نوری	نمونه
۰	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴	استاندارد A
۲/۵	۰/۲۹۹	۰/۲۸۴	استاندارد B
۱۰	۱/۰۴۷	۱/۰۶۳	استاندارد C
۲۵	۱/۸۱۶	۱/۸۴۳	استاندارد D
۵۰	۲/۴۱۲	۲/۳۹۸	استاندارد E
۱۰۰	۲/۷۴۳	۲/۶۵۲	استاندارد F
۲/۶۸	-	۰/۳۱۲	کنترل پایین
۴۹/۵۹	-	۲/۴۰۱	کنترل بالا
۱۹/۱۶	-	۱/۵۶۶	سرم

