



رولر میکسر هماتولوژی

این دستگاه توسط شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد دارنده گواهینامه ایزو 13485، جهت استفاده در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، مراکز درمانی و تحقیقاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی طراحی و ساخته شده و دارای کاربردهای مختلفی از جمله موارد ذیل می‌باشد:

- 1- برای مخلوط نمودن و یکنواخت نگه‌داشتن خون حاوی ماده ضد انعقاد برای آزمایشات خون تام طراحی شده است.
- 2- از رسوب شدن گلبول‌ها جلوگیری می‌کند.
- 3- برای یکنواخت کردن سوسپانسیون‌های دیگر مانند رنگ‌ها، روغن‌ها و لوازم آرایشی مورد مصرف قرار می‌گیرد. غلطک‌های این دستگاه پوشیده از پی.وی.سی بوده و دارای حرکت عمودی و چرخشی هم‌زمان می‌باشد و بدین ترتیب نمونه‌ها را مخلوط نموده و یکنواخت نگه می‌دارد.

طرز استفاده از دستگاه:

- 1- دستگاه را روی سطح کاملاً صاف و افقی و محکم قرار دهید.
- 2- برای استفاده بهتر از دستگاه نظافت آن توصیه می‌شود.
- 3- مطمئن شوید کلید اصلی برق در حالت خاموش (حالت O) قرار دارد.
- 4- دستگاه را به برق شهر وصل نمایید.
- 5- با قرار دادن کلید اصلی برق در حالت روشن (حالت I) دستگاه شروع بکار می‌کند در این حالت چراغ داخل کلید روشن است.
- 6- با استفاده از ولوم کنترل دور، سرعت حرکت مورد نظر را انتخاب نمایید.

نکات مهم:

- الف- از جابجا کردن دستگاه هنگام کار جداً خودداری نمایید.
- ب- برای استفاده از خدمات پس از فروش و ضمانت دستگاه کارت ضمانت نامه موجود روی دستگاه را مطابق توضیحات روی کارت تکمیل کرده و به نشانی شرکت ارسال دارید.

تذکر مهم: در صورت مشاهده هر گونه اشکال و یا خرابی در دستگاه، مراتب را با نمایندگی فروش و یا دفتر مرکزی شرکت در میان گذارید. بدیهی است در صورت باز و یا تعمیر شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز دستگاه مشمول گارانتی نبوده و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال صدمات و خسارات وارده از این طریق نخواهد داشت.

مشخصات فنی دستگاه:

ولتاژ ورودی	220 ولت - 50 هرتز
توان مصرفی	40 وات
سرعت	قابل تنظیم از حدود 20 تا 60 دور در دقیقه
ابعاد	110 × 205 × 485 میلی متر
طول غلطک	320 میلی متر

Behdad

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان کریم خان زند - اول میرزای شیرازی - شماره 8 صندوق پستی 134 - 15855

تلفن: 14 - 88899811 فکس: 88902493

info@Behdadco.ir

www.Behdadco.ir