

کاربرد

اندازه گیری غلظت TSH در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک (Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Cat.No. DG.TSH.01)

مقدمه

**ساختار و نقش فیزیولوژیک:** تیروتروپین یا هورمون محرک تیروئید (Thyroid stimulating hormone)، گلیکو پروتئینی با وزن مولکولی ۲۸ کیلو دالتون از دو زنجیره  $\alpha$  و  $\beta$  ساخته شده است که با پیوندهای غیر کوالانسی به هم متصل شده اند. خصوصیات هورمونی و ایمونولوژیکی ویژه TSH توسط زیر واحد اختصاصی  $\beta$  ایجاد می شود. از لحاظ ساختار مولکولی زیر واحد  $\alpha$  TSH یازنجیره هورمون های گلیکوپروتئینی hCG (Human chorionic gonadotropin)، LH (Luteinizing hormone) و FSH (Follicle stimulating hormone) شباهت دارد.<sup>(۱)</sup>

تولید و ترشح TSH از سلولهای بازوفیل بخش پیشین غده هیپوفیز با مکانیسم فیدبک منفی تحت کنترل هورمونهای تیروئیدی T4 و T3 آزاد در خون است. بطوریکه افزایش سطح سرمی آنها باعث کاهش ترشح هورمون آزاد کننده تیروتروپین (Thyrotropin releasing hormone) مترشحه از هیپوتالاموس شده و به تبع آن میزان TSH سرمی کاهش می یابد و بالعکس. علاوه بر TRH، دو هورمون سوماتواستاتین و دوپامین نیز که از هیپوتالاموس ترشح می شوند بر ترشح TSH اثرگذار هستند لیکن این دو تاثیر بازدارنده دارند.<sup>(۱،۲،۳)</sup>

وظیفه اصلی TSH تحریک رشد سلول های فولیکولی تیروئیدی و کنترل ترشح هورمون های T4 و T3 می باشد که از این طریق به صورت غیر مستقیم نقش اساسی در متابولیسم، تمایز و رشد سلولی بدن و فعالیت سیستم عصبی دارد.<sup>(۱،۳)</sup>

**کاربرد بالینی:** تعیین غلظت TSH در کنار هورمونهای مترشحه از غده تیروئید و یا اثر گذار بر آن، در تشخیص افتراقی بیماریهای تیروئیدی و تعیین انواع نارسایی های غدد تیروئید، هیپوفیز و هیپوتالاموس حائز اهمیت می باشد.<sup>(۴)</sup>

عمده بیماریهایی که باعث افزایش TSH سرمی می شوند عبارتند از کم کاری تیروئید نوع اول، هیپوتیروئیدی مادرزادی نوزادان، کم کاری تیروئیدی تحت بالینی، هاشیموتو، برداشتن غده تیروئید، رادیوتراپی، سندرم مقاومت به هورمون تیروئید و تومورهای ترشح کننده TSH (ماکرو آدنوما).

میزان هورمون TSH درموارد بیماریهای گریوز، آدنوم تیروئید سمی، گواتر مولتی ندولار سمی، تیروئیدیت گرانولوما یا نیمه حاد، پر کاری تیروئیدی تحت بالینی، غالب موارد کم کاری تیروئیدی ثانویه یا مرکزی کاهش می یابد.<sup>(۱،۵)</sup>

اساس روش سنجش

**مدت زمان انجام تست: ۶۰ دقیقه + ۲۰ دقیقه**

طراحی کیت TSH بر اساس روش ایمونوآنزیماتیک ساندویچی با استفاده از آنتی بادی های مونوکلنال می باشد. در این روش آنتی ژن مورد سنجش طی یک مرحله بین آنتی بادی تثبیت شده در ته چاهک های پلی استایرنی و آنتی بادی دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخص های آنتی ژنیک متمایزی را روی مولکول TSH شناسایی می کنند، قرار می گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت های غیر متصل با افزودن سوبسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB) آنزیم رنگ آبی ایجاد می کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت TSH ارتباط مستقیم دارد، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) اندازه گیری می گردد.

توجه و احتیاط

- این کیت تشخیصی به صورت *in vitro* قابل استفاده می باشد.
- کلیه محلول های کیت آماده مصرف هستند، فقط محلول شستشوی غلیظ (20x) قبل از استفاده نیاز به رقیق سازی دارد.
- اجزای اختصاصی این کیت برای مصرف با اجزای هم سری ساخت کیت ارائه شده اند.
- اجزای عمومی کیت شامل محلول های شستشو، رنگ زا و متوقف کننده می باشد که برای سایر محصولات دیازیسیت نیز قابل استفاده هستند.
- به منظور رقیق سازی نمونه می بایست از "محلول استاندارد صفر" کیت مربوطه، استفاده گردد.**
- جهت کاهش پدیده تأخیری، ضرورت دارد مرحله اول تست در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.
- توصیه می شود در هر تست استاندارد ها جهت رسم منحنی استفاده شوند، همچنین در صورتی که همزمان بیش از یک پلیت تست گذاشته شود، رسم منحنی برای هر پلیت ضروری است.

- کالیبره بودن ابزارها و دستگاهها در صحت نتایج اثر گذار است.
- جهت ساخت اجزای این کیت از مواد شیمیایی و زیستی استفاده شده است. لذا توصیه می شود هنگام کار از تماس مستقیم با مواد پرهیز شود.

محتویات کیت

اجزای تشکیل دهنده کیت ۹۶ و ۱۹۲ تستی TSH به شرح زیر می باشد:

| ردیف | نام اجزاء  | مقدار/تعداد | بسته بندی |
|------|--|-------------|-----------|
| ۱    | پلیت پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلنال ضد TSH (Anti-TSH Antibody Coated Microtiter Plate) | 1/96 wells  | ۹۶ تستی   |
| ۲    | استاندارد صفر (Standard A)   | 1/4 ml      | ۹۶ تستی   |
| ۳    | استانداردهای B-G (Standards B-G)   | 6/1 ml      | ۹۶ تستی   |
| ۴    | کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (3 <sup>th</sup> IS 81/565)                             | 6/1 ml      | ۹۶ تستی   |
| ۵    | کنترل پایین و بالا (Controls Low & High)   | 2/1 ml      | ۹۶ تستی   |
| ۶    | کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (3 <sup>th</sup> IS 81/565)                             | 2/1 ml      | ۹۶ تستی   |
| ۷    | محلول شستشوی غلیظ (Concentrated Wash Buffer)   | 1/25 ml     | ۹۶ تستی   |
| ۸    | محلول آنتی ژن (HRP) کونژوگه شده به آنتی بادی ضد TSH (Anti-TSH Antibody- HRP Conjugate)     | 1/6 ml      | ۹۶ تستی   |
| ۹    | محلول رنگ زا (TMB Substrate)   | 1/12 ml     | ۹۶ تستی   |
| ۱۰   | محلول متوقف کننده (Stop Solution)  | 1/12 ml     | ۹۶ تستی   |
| ۱۱   |  | 1/25 ml     | ۹۶ تستی   |

شرایط نگهداری و پایداری

- کیت را در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- پایداری کیت در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، قبل از شروع استفاده (In Shelf) و حین استفاده (In use) بر مبنای استاندارد CLSI (EP25-A) <sup>(۶)</sup> بررسی گردید که نتایج به شرح زیر می باشد:

| قبل از شروع استفاده (In Shelf) | تا پایان تاریخ انقضا |
|--------------------------------|----------------------|
| حین استفاده (In use)           | تا ۶ ماه             |

جمع آوری و آماده سازی نمونه ها

نمونه مورد نیاز جهت اندازه گیری TSH، سرم یا پلاسمای به دست آمده با مواد ضد انعقاد هپارین، سترات سدیم و EDTA می باشد. جهت پایداری نمونه ها از سدیم ازاید (Sodium Azide) استفاده نشود. نمونه ها در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد تا ۷ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا یک ماه قابل نگهداری هستند.<sup>(۷)</sup> از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها پرهیز نمایید. جهت اندازه گیری TSH نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید. در صورتی که غلظت نمونه ای بیش از آخرین استاندارد باشد، جهت اندازه گیری دقیق آنالیت، ابتدا نمونه را با "محلول استاندارد صفر" رقیق و نمونه رقیق شده را مجدد تست کنید. در محاسبه غلظت نهایی این نمونه ها، ضریب رقت را منظور نمایید.

مواد و وسایل لازم که همراه کیت عرضه نمی شوند


- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر کالیبر شده
- سرمپلرهای ۱۰۰ و ۵۰ میکرولیتر کالیبر شده
- سرسمپلرهای یکبار مصرف
- آب مقطر برای رقیق سازی محلول شستشوی غلیظ

روش انجام تست

قبل از انجام تست:

- تمام مواد و نمونه ها را به دمای اتاق (۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد) برسانید.
- برای تهیه محلول شستشوی قابل مصرف، یک حجم محلول شستشوی غلیظ (20x) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

خلاصه روش کار



Key: TMB | HRP | TSH | Antibody

منابع

- Roelfsema F, Veldhuis J.D. Thyrotropin Secretion Patterns in Health and Disease. Endocrine Reviews, April 10, 2013.
- Nikrodhanond A. A. and et.al. Dominant role of thyrotropin-releasing hormone in the hypothalamic-pituitary-thyroid axis. The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, December 8, 2005.
- Kim HY., Mohan S. Role and Mechanisms of Actions of Thyroid Hormone on the Skeletal Development. Bone Research.2: 146-61, 2013.
- Visser T.J. Oxford Textbook of Endocrinology and Diabetes. Chapter: Biosynthesis, transport, metabolism, and actions of thyroid hormones, Second edition, 2011.
- Epocrates. Thyroid function testing, 2018.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Stability of *In Vitro* Diagnostic Reagents; Approved Guideline – First Edition. NCCLS Document EP25-A. 2009.
- Wu AHB. Tietz Clinical Guide To Laboratory Tests. Saunders, Philadelphia 3rd edition, p. 594, 1995.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition. NCCLS Document EP5-A2. 2004.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Establishing and Verifying an Extended Measuring Interval Through Specimen Dilution and Spiking – First Edition. EP34. 2018.

**۳. دقت:** شاخص دقت این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP5-A2) (۸) ارزیابی گردیده است. بدین منظور میزان TSH ۳ نمونه سرمی با غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است:

| شماره نمونه | تعداد سنجش | میانگین غلظت (µIU/ml) | Within Run |      | Total |      |
|-------------|------------|-----------------------|------------|------|-------|------|
|             |            |                       | SD         | %CV  | SD    | %CV  |
| ۱           | ۶۰         | ۰/۷۸                  | ۰/۰۳       | ۳/۳۵ | ۰/۰۳  | ۳/۵۷ |
| ۲           | ۶۰         | ۵/۰۱                  | ۰/۱۶       | ۳/۲۰ | ۰/۲۰  | ۳/۹۴ |
| ۳           | ۶۰         | ۱۴/۲۳                 | ۰/۳۹       | ۲/۷۲ | ۰/۳۹  | ۲/۷۷ |

**۴. خطی بودن:** به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری نمونه‌های با غلظت بالای ULQ (upper limit of quantitation) تست خطی بودن این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۹) انجام گردید. بدین منظور نمونه سرم با غلظت ۲۲/۷۰ µIU/ml با "نمونه فاقد آنالیت" به صورت متوالی رقیق شد سپس غلظت‌ها با کیت TSH اندازه‌گیری گردید. درصد ریکواری رقت که شاخص میزان دقت رقت‌گیری می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\% \text{ ریکواری} = \frac{\text{غلظت اندازه‌گیری شده } (\mu\text{IU/ml})}{\text{غلظت مورد انتظار } (\mu\text{IU/ml})} \times 100$$

(محدوده درصد ریکواری بدست آمده بین ۹۶/۷ تا ۱۰۴/۲ است)

| % ریکواری | غلظت اندازه‌گیری شده (µIU/ml) | غلظت مورد انتظار (µIU/ml) | رقت  |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|------|
| ۹۶/۷      | ۱۰/۹۹                         | ۱۱/۳۵                     | ۱:۲  |
| ۱۰۳/۵     | ۵/۸۸                          | ۵/۶۸                      | ۱:۴  |
| ۹۷/۵      | ۲/۷۷                          | ۲/۸۴                      | ۱:۸  |
| ۱۰۴/۲     | ۱/۴۹                          | ۱/۴۲                      | ۱:۱۶ |

**۵. بازیابی:** به منظور بررسی اثر ماتریکس، تست بازیابی این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۹) انجام گردید. بدین منظور مقادیر متفاوتی از نمونه حاوی TSH با غلظت بالا (۲۵/۶۰ µIU/ml) به نمونه مورد بررسی حاوی TSH با غلظت پایین (۲/۷۰ µIU/ml) افزوده شد. سپس غلظت نمونه‌ها با کیت TSH اندازه‌گیری گردید و درصد ریکواری که شاخص میزان دقت بازیابی می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\% \text{ ریکواری} = \frac{a-b}{c} \times 100$$

- a:** غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن آنالیت
- b:** غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن محلول رقیق‌کننده
- c:** غلظت آنالیت افزوده شده

(درصد ریکواری بدست آمده بین ۹۵/۱ تا ۱۰۲/۶ است)

| % ریکواری | a (µIU/ml) | b (µIU/ml) | c (µIU/ml) |
|-----------|------------|------------|------------|
| ۹۵/۱      | ۱/۲۲       | ۲/۶۷       | ۳/۸۳       |
| ۱۰۲/۶     | ۲/۳۳       | ۲/۸۰       | ۵/۱۹       |
| ۱۰۰/۲     | ۴/۲۷       | ۲/۳۴       | ۶/۶۲       |
| ۹۶/۶      | ۷/۳۱       | ۲/۷۸       | ۹/۸۴       |

کنترل کیفی

**تست در صورتی تأیید می‌گردد که:**

- جذب نوری استاندارد صفر کمتر از ۰/۰۹ باشد.
- جذب نوری استاندارد آخر بیش از ۱/۴ باشد.
- خوانش کنترل‌های پایین و بالای کیت در محدوده مورد قبول باشد.
- توصیه می‌گردد جهت حصول اطمینان از نتایج کیت، علاوه بر کنترل‌های ارائه شده در کیت، به صورت دوره‌ای از کنترل‌های دقت و صحت تجاری نیز استفاده گردد. بدیهی است نتایج بدست آمده بایستی در محدوده مورد قبول قرائت گردد.

تداخل‌ها و محدودیت‌ها

- جهت بررسی اختصاصیت آنتی بادی به کار رفته در این کیت، اثر تداخلی آنالیت‌های هورمونی FSH (۵۰۰ mIU/ml)، LH (۵۰۰ mIU/ml) و hCG (تا ۲۰۰۰۰۰ mIU/ml) بررسی گردید. نتایج در جدول زیر آمده است.

| ماده افزوده شده | درصد تداخل (Cross-reactivity) |
|-----------------|-------------------------------|
| FSH             | < ۰/۱                         |
| LH              | < ۰/۱                         |
| hCG             | < ۰/۱                         |

- اثر تداخلی بیلی روبین (۲۰ mg/dl)، هموگلوبین (تا ۵۰۰ mg/dl)، تری‌گلیسیرید (تا ۳۰۰۰ mg/dl) و فاکتورهای روماتوئید (تا ۳۲۵۰ IU/ml) در سرم کمتر از ۵٪ می‌باشد.
- در این کیت برای نمونه‌های رقیق نشده تا غلظت (تا ۱۰۰۰ µIU/ml) اثر هوک دیده نشد.
- نمونه سرم یا پلاسما افرادی که سابقه درمان یا تشخیص بیماری با مواد حاوی آنتی‌بادی مونوکلنل موش داشته‌اند، می‌تواند حاوی آنتی بادی‌های انسانی ضد موش (HAMA) باشد. با توجه به غلظت آنتی‌بادی و مواد بازدارنده مورد استفاده در این کیت، واکنش‌های تداخلی غیر اختصاصی به حداقل رسیده و تا کنون واکنش مثبت کاذب مشاهده نشده است.
- محدوده قابل اندازه‌گیری غلظت TSH با این کیت تا ۴۰-۰/۱ µIU/ml می‌باشد.

مقادیر طبیعی

دامنه مقادیر طبیعی با اندازه‌گیری غلظت سرمی TSH ۲۸۰ فرد بالغ سالم (euthyroid) تعیین گردید. بنا به نتایج بدست آمده غلظت سرمی TSH این افراد در محدوده ۵/۴۵ - ۰/۳۲ µIU/ml با میانگین ۲/۴۵ µIU/ml می‌باشد.

قابل ذکر است که اعداد فوق یک راهنمای کلی است و توصیه می‌گردد هر آزمایشگاه با اندازه‌گیری غلظت TSH افراد سالم، مقادیر طبیعی مرجع خود را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج استفاده نماید.

ویژگی‌های اختصاصی کیت

- حساسیت:** حداقل غلظت قابل اندازه‌گیری TSH که از نمونه فاقد آنالیت قابل تمایز باشد را حساسیت گویند. این مقدار که بر اساس میانگین غلظت استاندارد صفر بعلاوه دو برابر انحراف معیار محاسبه گردیده است (بدست آمده از ۱۰ تست)، ۰/۱ µIU/ml می‌باشد.
- صحت:** غلظت سرمی TSH ۳۷۵ نمونه تصادفی با کیت دیازیست و روش مرجع (ELFA) اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده از مقایسه دو روش ضریب همبستگی خطی (r) ۰/۹۷ را نشان می‌دهد. غلظت نمونه‌ها با کیت دیازیست بین ۰/۱۱ تا ۳۹/۵ µIU/ml و با روش مرجع بین ۰/۱۱ تا ۳۹/۲ µIU/ml بود. نتایج مقایسه دو روش به شرح زیر است:

| روش               | تعداد نمونه | غلظت نمونه‌ها (µIU/ml) | Intercept | Slope |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------|-------|
| Passing/Bablok    | ۳۷۵         | ۰/۱-۴۰                 | -۰/۰۱     | ۱/۰۱  |
| Linear Regression | ۳۷۵         | ۰/۱-۴۰                 | ۰/۰۳      | ۱/۰۰  |

مراحل انجام تست:

- ۵۰ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه سرم به چاهک مربوطه بریزید. سپس به هر چاهک ۵۰ میکرولیتر محلول آنزیم کونزوگه اضافه نموده و پلیت را روی میز تکان دهید تا به خوبی مخلوط شوند.
- روی چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پوشانده و مدت ۶۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۵۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ‌زا اضافه نمایید و پلیت را به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده اضافه نمایید و بعد از مخلوط کردن به مدت ۱۵ ثانیه، میزان جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر، حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف‌کننده، بخوانید.

محاسبه نتایج

غلظت TSH نمونه‌ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به صورت دستی یا دستگاه الیزا ریدر) تعیین می‌گردد. در این منحنی جذب نوری استاندارد‌ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر بر روی محور عمودی (Y) و غلظت آن‌ها را بر حسب µIU/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت TSH آن قابل محاسبه می‌باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است.

| غلظت TSH (µIU/ml) | میانگین جذب نوری | جذب نوری      | نمونه       |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| ۰                 | ۰/۰۴۴            | ۰/۰۴۲ - ۰/۰۴۵ | استاندارد A |
| ۰/۴               | ۰/۰۹۰            | ۰/۰۸۳ - ۰/۰۹۷ | استاندارد B |
| ۲                 | ۰/۲۳۶            | ۰/۲۲۹ - ۰/۲۴۲ | استاندارد C |
| ۴                 | ۰/۴۳۰            | ۰/۴۲۵ - ۰/۴۳۵ | استاندارد D |
| ۱۰                | ۰/۹۰۶            | ۰/۹۰۳ - ۰/۹۰۹ | استاندارد E |
| ۲۰                | ۱/۶۷۴            | ۱/۶۶۵ - ۱/۶۸۲ | استاندارد F |
| ۴۰                | ۳/۰۲۲            | ۳/۰۳۸ - ۳/۰۰۶ | استاندارد G |
| ۰/۳۷              | -                | ۰/۰۸۶         | کنترل پایین |
| ۹/۸۱              | -                | ۰/۸۹۱         | کنترل بالا  |
| ۴/۶۰              | -                | ۰/۴۷۸         | سرم         |

