

- با توجه به اینکه کالیبر بودن ابزار ها و دستگاه ها در صحت نتایج اثر گذار است، خواهشمند است قبل از انجام تست از کالیبر بودن آنها اطمینان حاصل شود.
- جهت ساخت اجزای این کیت از مواد شیمیایی و زیستی استفاده شده است. لذا توصیه می‌شود هنگام کار از تماس مستقیم با مواد پرهیز شود.

محتویات کیت

اجزای تشکیل دهنده کیت ۹۶ تستی IgE به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام اجزاء	مقدار/تعداد
۱	پلیت پوشانده شده با آنتی بادی پلی کلونال ضد IgE (Anti IgE Antibody Coated Microtiter Plate)	1/96 wells
۲	استاندارد صفر (Standard A)	1/4 ml
۳	استانداردهای B-G (Standards B-G) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (3 rd IS 11/234)	6/1 ml
۴	کنترل پایین و بالا (Controls Low & High) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (3 rd IS 11/234)	2/1 ml
۵	بافر رقیق کننده (Assay Buffer)	1/25 ml
۶	محلول شستشوی غلیظ (Concentrated Wash Buffer)	1/25 ml
۷	محلول آنزیم (HRP) کونژوگه شده به آنتی بادی ضد IgE (Anti- IgE Antibody- HRP Conjugate)	1/6 ml
۸	محلول رنگ زا (TMB Substrate)	1/12 ml
۹	محلول متوقف کننده (Stop Solution)	1/12 ml

شرایط نگهداری و پایداری

- کیت را در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- پایداری کیت در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، قبل از شروع استفاده (In Shelf) و حین استفاده (In use) بر مبنای استاندارد CLSI (EP25-A) (۱۳) بررسی گردید که نتایج به شرح زیر می‌باشد:

قبل از شروع استفاده (In Shelf)	تا پایان تاریخ انقضا
حین استفاده (In use)	تا ۶ ماه

جمع آوری و آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه مورد نیاز جهت اندازه‌گیری IgE، سرم یا پلاسما به دست آمده با مواد ضد انعقاد هپارین، سیترات سدیم و EDTA می‌باشد. جهت پایداری نمونه‌ها از سدیم آزاید (Sodium Azide) استفاده نشود. نمونه‌ها در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد تا ۷ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگهداری هستند. (۱۳) از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه‌ها پرهیز نمایید. جهت اندازه‌گیری IgE نمونه‌های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید. در صورتی که غلظت نمونه‌ای بیش از آخرین استاندارد باشد، جهت اندازه‌گیری دقیق آنالیت، ابتدا نمونه را با "محلول استاندارد صفر" رقیق و نمونه رقیق شده را مجدد تست کنید. در محاسبه غلظت نهایی این نمونه‌ها، ضریب رقت را منظور نمایید.

مواد و وسایل لازم که همراه کیت عرضه نمی شوند:

- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر کالیبر شده
- سمپلرهای ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰ و ۲۵ میکرولیتر کالیبر شده
- سرسمپلرهای یک‌بار مصرف
- آب مقطر برای رقیق سازی محلول شستشوی غلیظ

روش انجام تست

قبل از انجام تست:

- تمام مواد و نمونه‌ها را به دمای اتاق (۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد) برسانید.
- برای تهیه محلول شستشوی قابل مصرف، یک حجم محلول شستشوی غلیظ (20x) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

کاربرد

اندازه‌گیری غلظت ایمونوگلوبولین E در سرم یا پلاسما انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Cat.No. DG.IgE.01)

مقدمه

ساختار و نقش فیزیولوژیک: ایمونوگلوبولین E (IgE)، گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی تقریبی ۱۹۰ کیلو دالتون، از دو زنجیره سنگین اپسیلون (E) و دو زنجیره سبک از نوع کاپا (k) یا لاندا (λ) تشکیل شده است. در بین ایمونوگلوبولین‌های بدن، IgE کمترین مقدار از انواع ایمونوگلوبولین‌ها را تشکیل می‌دهد (۰.۰۴٪ درصدا). نیمه عمر این ایمونوگلوبولین در سرم و ترشحات بدن (به صورت مونومر) ۲/۵ روز و در سطح ماستوسیت‌ها و بازوفیل‌ها تا چند هفته است. (۱۱) IgE بعد از شناسائی آلرژن‌ها و آنتی ژن‌های انگلی، تشکیل کمپلکس ایمنی می‌دهد. سپس کمپلکس تشکیل شده از انتهای FC به رسپتورهای سلول‌های بیگانه‌خوار متصل و باعث واکنش‌های ازدیاد حساسیت فوری تیپ 1 (Hypersensitivity type1) می‌شود. (۲,۳) رسپتورهای فوق‌الذکر دو نوع هستند:

۱- FCεRI که بر روی ماست سل‌ها و بازوفیل‌ها قرار داشته و میل ترکیبی بالایی (High Affinity) برای ناحیه FC مولکول IgE دارند. واکنش IgE با این گیرنده‌ها باعث درگرانولاسیون و آزاد شدن واسطه‌های از پیش ساخته شده در این سلول‌ها از جمله هیستامین و سایر مواد واژواکتیو شده و علائم آلرژیک از جمله تب یونجه، آسم، کهیر و شوک آنافیلاکسی متعاقبا ظاهر می‌شود.

۲- FCεRII که بر روی مونوسیت‌ها قرار داشته و میل ترکیبی کمی با ناحیه FC مولکول IgE دارند. (۴)

کاربرد بالینی: تقریباً ۳۰-۱۰ درصد افراد در دنیای صنعتی تحت تاثیر آلرژن‌ها از جمله گرد، گرد و خاک، پروتئین‌های حیوانی، مواد دارویی، غذایی و..... بوده و تظاهرات بالینی آلرژیک دارند. این تظاهرات بالینی در افراد مبتلا با افزایش میزان IgE سرمی همراه است. لذا اندازه‌گیری این ایمونوگلوبولین می‌تواند در کنار دیگر علائم آلرژیک در تشخیص این بیماری کمک کننده باشد. علاوه بر مواد آلرژیک، افزایش سطح سرمی IgE در موارد غیر وابسته به آلرژن‌ها از جمله عفونت‌های انگلی، موارد نقص سیستم ایمنی مانند سندرم Wiskott Aldrich، بیماری‌های خود ایمنی، (۱,۴,۵) عفونت‌های ریوی ناشی از آسپرژیلوس، (۶,۷) میلوم IgE، (۸) بیماری‌های هوچکین و در مواردی از بیماری‌های گلومرولار (Glomerular) نیز دیده می‌شود. (۹,۱۰) همچنین کاهش IgE سرمی در بیماری‌هایی مانند هیپوگاماگلوبولینمی، کولیت اولسروز، هپاتیت‌ها و برخی سرطان‌ها نیز گزارش شده است. (۱۱)

اساس روش سنجش

مدت زمان انجام تست: ۳۰ دقیقه + ۳۰ دقیقه + ۱۵ دقیقه

طراحی کیت IgE بر اساس روش ایمونوآنزیماتیک ساندویچی با استفاده از آنتی بادی‌های پلی کلونال و مونوکلنال می‌باشد. در این روش آنتی ژن مورد سنجش طی دو مرحله بین آنتی بادی تثبیت شده در ته چاهک‌های پلی استایرنی و آنتی بادی دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخصهای آنتی ژنیک متمایزی را روی مولکول IgE شناسایی می‌کنند، قرار می‌گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت‌های غیر متصل با افزودن سوبسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB)، آنزیم رنگ آبی ایجاد می‌کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت IgE ارتباط مستقیم دارد، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) اندازه‌گیری می‌گردد.


توجه و احتیاط

- این کیت تشخیصی به صورت *in vitro* قابل استفاده می‌باشد.
- کلیه محلول‌های کیت آماده مصرف هستند، فقط محلول شستشوی غلیظ (20x) قبل از استفاده نیاز به رقیق‌سازی دارد.
- اجزای اختصاصی این کیت برای مصرف با اجزای هم سری ساخت کیت ارائه شده‌اند.
- اجزای عمومی کیت شامل محلول‌های شستشو، رنگ زا و متوقف کننده می‌باشند که برای سایر محصولات دیازیسیت نیز قابل استفاده هستند.

به منظور رقیق‌سازی نمونه‌هایی که غلظت آنها بیش از آخرین استاندارد است، می‌بایست از "محلول استاندارد صفر" کیت استفاده گردد.

- جهت کاهش پدیده تأخیری، ضرورت دارد زمان انجام مرحله اول تست در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.
- توصیه می‌شود در هر تست استانداردها جهت رسم منحنی استفاده شوند، همچنین در صورتی که همزمان بیش از یک پلیت تست گذاشته شود، رسم منحنی برای هر پلیت ضروری است.

خلاصه روش کار



Key: TMB TMB | HRP HRP | IgE | Antibody

منابع

- Raif S. Geha. Human IgE. J.Allergy Clin. Immunol. 74(2): 109-120, 1984.
- Homburger HA. The Laboratory Evaluation of Allergic Diseases: Part I: Measurement Methods for IgE Protein. Lab med. 22(11):780-782, 1991.
- Johansson SGO. *In vitro* Diagnosis of Reagin-Mediated Allergic Diseases. Allergy. 33: 292-298, 1978.
- Holgate ST, Church MK. Clinical & Experimental Allergy Chap 2: IgE structure, Synthesis and interaction with receptors. Gower Medical Publishing. 1-13, 1993.
- Waldmann TA., et al. Immunoglobulin E in immunologic deficiency diseases. II. Serum IgE concentration of patients with acquired hypogammaglobulinemia, thymoma and hypogammaglobulinemia, myotonic dystrophy, intestinal lymphangiectasia and Wiskott-Aldrich syndrome. J Immunol. 109(2): 304-10, 1972.
- Greenberger P, Patterson R. Allergic bronchopulmonary aspergillosis and the evaluation of the patient with asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 81(4): 646-650, 1988.
- Patterson R., et al. Serum Immunoglobulin E in pulmonary allergic aspergillosis. J All Clin Immunol. 49(2):98-99, 1972.
- Kojima S., et al. Raised levels of serum IgE in human helminthiasis. Am J Trop Med Hyg. 21(6):913-8, 1972.
- Lagrué G., et al. Etude des IgE sériques dans les néphropathies glomérulaires. J. Urol & Néphro. 80: 795-801, 1974.
- Lagrué G., et al. Serum IgE in Primary Glomerular Diseases. Nephron. 36: 5-9, 1984.
- Johansson, SGO., et al. The clinical significance of IgE. Progr Clin Immunol. 1: 157, 1972.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents; Approved Guideline – First Edition. NCCLS Document EP-25A, 2009.
- Guder WG., et al. List of Analytes; Preanalytical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient to the Laboratory. GIT-Verlag, Darmstadt. 14. ISBN 3-928865-22-6, 1994.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition. NCCLS Document EP5-A2, 2004.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Establishing and Verifying an Extended Measuring Interval Through Specimen Dilution and Spiking – First Edition. EP34, 2018.

۳. دقت: شاخص دقت این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP5-A2) (۱۴) ارزیابی گردیده است. بدین منظور میزان IgE ۳ نمونه با غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است:

شماره نمونه	تعداد سنجش	میانگین غلظت (IU/ml)	Within Run		Total	
			SD	CV%	SD	CV%
۱	۶۰	۲۰/۰۳	۱/۱۱	۵/۵۲	۱/۰۳	۵/۱۵
۲	۶۰	۱۰۰/۲۱	۲/۵۰	۲/۵۰	۳/۱۵	۳/۱۴
۳	۶۰	۲۱۸/۹۹	۱۱/۰۱	۵/۰۳	۱۰/۲۸	۴/۷۰

۴. خطی بودن: به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری نمونه‌های با غلظت بالای ULQ (upper limit of quantitation) تست خطی بودن این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۱۵) انجام گردید. بدین منظور نمونه سرم با غلظت ۲۵۸/۶۴ IU/ml با "نمونه فاقد آنالیت" به صورت متوالی رقیق شد. سپس غلظت‌ها با کیت IgE اندازه‌گیری گردید. درصد ریکاوری رقت که شاخص میزان دقت رقت‌گیری می باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\frac{\text{غلظت اندازه‌گیری شده (IU/ml)}}{\text{غلظت مورد انتظار (IU/ml)}} \times 100$$

(محدوده درصد ریکاوری بدست آمده بین ۹۸ تا ۱۰۱/۶ است)

رقت	غلظت مورد انتظار (IU/ml)	غلظت اندازه‌گیری شده (IU/ml)	% ریکاوری
۱:۲	۱۲۹/۳۲	۱۲۸/۸۷	۹۹/۶
۱:۴	۶۴/۶۶	۶۵/۷۱	۱۰۱/۶
۱:۸	۳۲/۳۳	۳۱/۷۵	۹۸/۲
۱:۱۶	۱۶/۱۶	۱۵/۸۴	۹۸/۰

۵. بازیابی: به منظور بررسی اثر ماتریکس، تست بازیابی این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۱۵) انجام گردید. بدین منظور مقادیر متفاوتی از نمونه حاوی IgE با غلظت بالا (۲۶۰/۵۸ IU/ml) به نمونه مورد بررسی حاوی IgE با غلظت پایین (۲۸/۲۲ IU/ml) افزوده شد. سپس غلظت نمونه‌ها با کیت IgE اندازه‌گیری گردید و درصد ریکاوری که شاخص میزان دقت بازیابی می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\frac{a-b}{c} \times 100$$

- a: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن آنالیت
- b: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن محلول رقیق‌کننده
- c: غلظت آنالیت افزوده شده

(درصد ریکاوری بدست آمده بین ۹۲/۵ تا ۱۰۴/۸ است)

% ریکاوری	a (IU/ml)	b (IU/ml)	c (IU/ml)
۱۰۲/۴	۱۴۷/۷۲	۱۴/۲۷	۱۳۰/۲۹
۹۴/۴	۸۰/۱۷	۱۸/۶۹	۶۵/۱۵
۱۰۴/۸	۵۶/۸۰	۲۲/۶۷	۳۲/۵۷
۹۲/۵	۳۹/۱۰	۲۴/۰۴	۱۶/۲۹

کنترل کیفی

تست در صورتی تأیید می گردد که:

- جذب نوری استاندارد صفر کمتر از ۰/۰۹ باشد.
- جذب نوری استاندارد آخر بیش از ۱/۴ باشد.
- خوانش کنترل‌های پایین و بالای کیت در محدوده مورد قبول باشد.
- توصیه می‌گردد جهت حصول اطمینان از نتایج کیت، علاوه بر کنترل‌های ارائه شده در کیت، به صورت دوره ای از کنترل‌های دقت و صحت تجاری نیز استفاده گردد. بدیهی است نتایج بدست آمده بایستی در محدوده مورد قبول قرائت گردد.

تداخل‌ها و محدودیت‌ها

- اثر تداخلی بیلی روبین (تا ۲۰ mg/dl)، هموگلوبین (تا ۵۰۰ mg/dl)، تری گلیسرید (تا ۳۰۰۰ mg/dl) و فاکتورهای روماتوئید (تا ۲۵۰۰ IU/ml) در سرم کمتر از ۵٪ می باشد. نتایج حاصل از سرم بدون IgE (IgE depleted serum) حاکی از عدم واکنش غیر اختصاصی آنتی بادی استفاده شده در این کیت با آنتی بادی های IgG، IgM و IgA سرمی می باشد.
- در این کیت برای نمونه‌های رقیق نشده تا غلظت ۱۰۰۰۰ IU/ml اثر هوک دیده نشد.
- نمونه سرم یا پلاسماهای افرادی که سابقه درمان یا تشخیص بیماری با مواد حاوی آنتی‌بادی مونوکلنال موش داشته‌اند، می‌تواند حاوی آنتی بادی‌های انسانی ضد موش (HAMA) باشد. با توجه به غلظت آنتی‌بادی و مواد بازدارنده مورد استفاده در این کیت، واکنش‌های تداخلی غیر اختصاصی به حداقل رسیده و تا کنون واکنش مثبت کاذب مشاهده نشده است.
- محدوده قابل اندازه‌گیری غلظت IgE با این کیت، ۴۰۰-۰/۵ IU/ml می‌باشد.

مقادیر طبیعی

جهت بررسی مقادیر طبیعی، غلظت IgE در سرم ۳۲۸ نوزاد، کودک و بزرگسال سالم فاقد آلرژی اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده که در جدول ذیل آمده است، نشان می‌دهد که در بدو تولد، بدلیل عدم عبور ایمونوگلوبولین E از جفت جنین، سطح سرمی IgE در نوزادان ناچیز بوده و سپس غلظت آن به مرور افزایش یافته و در سن بلوغ به حد طبیعی بزرگسالان می‌رسد. با در نظر گرفتن ۹۵٪ بازه اطمینان و سن افراد، مقادیر طبیعی به شرح زیر می‌باشد:

گروه سنی	تعداد	95% Confidence Interval (IU/ml)	میانگین (IU/ml)
کمتر از ۱ سال	۳۱	<۱۵	۷/۸۳
۱ تا ۱۰ سال	۵۰	<۸۰	۳۶/۲۹
۱۰ تا ۱۵ سال	۱۴۳	<۱۲۲	۴۴/۹۳
بیش از ۱۵ سال	۱۰۴	<۱۱۰	۴۱/۹۵

با توجه به اینکه محیط‌های مختلف دارای آلرژن‌های مختلف هستند و همچنین عوامل مختلف مانند سن، جنس، نژاد و وضعیت آتوپیک در غلظت سرمی IgE موثر شناخته شده است، توصیه می‌گردد هر آزمایشگاهی با اندازه‌گیری IgE افراد سالم، مقادیر طبیعی مرجع خود را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج استفاده کنند.

ویژگی‌های اختصاصی کیت

- حساسیت:** حداقل غلظت قابل اندازه‌گیری IgE که از نمونه فاقد آنالیت قابل تمایز باشد را حساسیت گویند. این مقدار که بر اساس میانگین غلظت استاندارد صفر علاوه دو برابر انحراف معیار محاسبه گردیده است (بدست آمده از ۱۰ تست)، ۰/۵ IU/ml می‌باشد.
- صحت:** غلظت IgE ۱۳۵ نمونه تصادفی با کیت دیازبیست و روش مرجع (ELFA) اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده از مقایسه دو روش ضریب همبستگی خطی (r) ۰/۹۹ را نشان می‌دهد. غلظت نمونه‌ها با کیت دیازبیست بین ۵۲/۵ تا ۱۴۹۸/۲۵ و با روش مرجع ۱ IU/ml تا ۱۴۸۸/۸۲ بود. نتایج مقایسه دو روش به شرح زیر است:

روش	تعداد نمونه	غلظت نمونه ها (IU/ml)	Intercept	Slope
Passing/Bablok	۱۳۵	۰/۵-۱۴۹۸/۲۵	۲/۲۱	۱/۰۳
Linear Regression	۱۳۵	۰/۵-۱۴۹۸/۲۵	۲/۵۷	۱/۰۰

مراحل انجام تست :

- ۲۵ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه سرم به چاهک مربوطه بریزید.
 - ۲۰۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده به هر چاهک اضافه نمایید و پلیت را ۱۵ ثانیه تکان دهید.
 - روی چاهک‌ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
 - چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
 - به هر چاهک ۵۰ میکرولیتر محلول آنزیم کونزوگه اضافه نمایید.
 - روی چاهک‌ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
 - چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
 - به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ زا اضافه نمایید و پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
 - به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده اضافه نمایید و بعد از مخلوط کردن به مدت ۱۵ ثانیه، میزان جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر، حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.
- محاسبه نتایج
- غلظت IgE نمونه‌ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به صورت دستی یا دستگاه الیزا ریدر) تعیین می‌گردد. در این منحنی جذب نوری استاندارد‌ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر بر روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را بر حسب IU/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت IgE آن قابل محاسبه می‌باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است.

نمونه	جذب نوری	میانگین جذب نوری	غلظت IgE (IU/ml)
استاندارد A	۰/۰۵۸	۰/۰۵۹	۰
	۰/۰۶۱		
استاندارد B	۰/۱۷۴	۰/۱۷۱	۴
	۰/۱۶۹		
استاندارد C	۰/۵۲۶	۰/۵۳۷	۲۰
	۰/۵۴۹		
استاندارد D	۰/۸۷۰	۰/۹۰۱	۴۰
	۰/۹۳۲		
استاندارد E	۱/۴۶۱	۱/۴۶۶	۱۰۰
	۱/۴۷۱		
استاندارد F	۲/۰۷۰	۲/۰۸۶	۲۰۰
	۲/۱۰۲		
استاندارد G	۲/۸۲۰	۲/۷۹۵	۴۰۰
	۲/۷۷۰		
کنترل پایین	۰/۱۸۶	-	۴/۶۲
کنترل بالا	۱/۴۴۵	-	۹۷/۷۶
سرم	۱/۱۷۲	-	۶۸/۸۳

