

HB A1C Calibrator Set

Ready to use

REF 2312

LOT 003201



QTY 4x 125A

PARS
PEYVAND

تهیه همولیزات

- برای تهیه همولیزات 20 λ کالیبراتور و 1cc همولیزات یا محلول R3 که داخل کیت HB A1C شرکت پارس پیوند است را با هم مخلوط کنید.

- همچنین برای نمونه بیمار (نمونه حاوی EDTA) و کنترل ها هم همولیزات تهیه شود.

- زمان لازم بعد از تهیه همولیزات حداقل 15 دقیقه می باشد .

- پایداری همولیزات آماده شده در دمای اتاق 2 ساعت و در یخچال 5 ساعت می باشد.

توجه

- کالیبراتورها از خون انسان تهیه شده است که با روش های مورد تایید FDA آزمایش شده است و فاقد مواردی چون HbsAg ، آنتی بادی Anti-HCV و آنتی بادی های Anti-HIV1&2 می باشد.

با این وجود توصیه می شود ، در حین کار با آنها به دلیل بروز عفونت های احتمالی بایستی اصول ایمنی رعایت کرد.

- برای جلوگیری از هر گونه آلودگی ، وسایل آزمایشگاهی تمیز و یکبار مصرف استفاده کنید.

روش امحاء

مازاد مواد باید با رعایت قوانین امحاء و بر طبق الزامات قانونی دور ریخته شود.

مقادیر

| ANALYTE | Method | Target | Units |
|--------------|---------------------|--------|-------|
| Calibrator 1 | immunoturbidimetric | 5.2 | % |
| Calibrator 2 | immunoturbidimetric | 7.4 | % |
| Calibrator 3 | immunoturbidimetric | 11.3 | % |
| Calibrator 4 | immunoturbidimetric | 14.5 | % |

مورد استفاده :

کالیبراتور HB A1C شرکت پارس پیوند ، به صورت آماده برای بررسی کالیبراسیون HB A1C در دستگاه های آنالیزر بیوشیمی می باشد.

نحوه آماده سازی :

همه کالیبراتورها به صورت آماده به مصرف می باشند.

ترکیبات

کالیبراتورها با منشاء گلبول های قرمز انسانی (اریتروسیت های انسانی) می باشند.

پایداری

- کالیبراتورها در حالت نرمال به رنگ قرمز شفاف می باشند و در صورت انقضاء به مرور، به رنگ سیاه تغییر رنگ می دهند.

- کالیبراتور ها تا زمان تاریخ انقضاء روی برجسب پایدار می باشند.

- کالیبراتورهای کدر شده ، قابل استفاده نمی باشد.

- در دمای منهای 20 درجه کالیبراتورها تا 90 روز ماندگاری دارند.

شرایط نگهداری

- در دمای °C 2-8 و دور از نور نگهداری کنید.

- پیشنهاد می شود کالیبراتور آماده را تقسیم کرده و در دمای منهای 20 درجه فریز کنید .

- پس از باز کردن ویال ها بایستی درب آن محکم و به طور صحیحی بسته شود تا از ایجاد آلودگی و تبخیر جلوگیری گردد.

محدودیت ها

- این کالیبراتور ها با کیت های شرکت پارس پیوند مورد ارزیابی قرار گرفته اند ، برای سایر کیت ها مناسب بودن آن باید بررسی شود.

تلفن : ۰۲۱- ۴۰۶۶۰۴۹۰-۵ تلفن پشتیبانی فنی : ۰۲۱- ۶۶۵۹۶۳۸۸

www.parspeyvandco.com