

مواد و وسایل مورد نیاز:

- ۱- کووت مناسب با قطر یک سانتیمتر
- ۲- اسپکتروفتومتر یا کالریمتر با قابلیت اندازه گیری در دامنه ۵۵۰ نانومتر
- ۳- بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد (۰/۱ درجه سانتیگراد)
- ۴- سمپلر دقیق و کالیبره شده
- ۵- نوک سمپلر نو و تمیز زرد و آبی
- ۶- دستگاههای عمومی آزمایشگاه
- ۷- استاندارد یا کالیبراتور معتبر (میتوان از مولتی کالیبراتور عرضه شده توسط شرکت پارس پیوند پویش استفاده نمود).

(Malloy-Evelyn)

REF: PA17001-400 R1 4 x 80 mL / R2 1 x 80 mL

REF: PA17001-200 R1 2 x 80 mL / R2 1 x 40 mL

ISO: 13485:2016

مقدمه:

تقریباً ۸۵-۸۰ بیلی روبین سرم، حاصل از نیمه هم در هموگلوبینی است که از گلوبول های قرمز پیر و فرسوده در سلول های رتیکولوئیدوتلیال آزاد می شود. بیلی روبین به آلبومین متصل شده، به کبد انتقال یافته و در آنجا بلافاصله با اسید گلوکورونیک کونژوگه می شود تا قابلیت انحلال آن افزایش یابد. سپس به مجرای صفراوی ریخته و سرانجام در روده هیدرولیز می شود.

غلظت بیلی روبین غیر کونژوگه سرم در صورت افزایش تولید بیلی روبین (در آنمی های همولیتیک حاد و مزمن) اختلال در متابولیسم بیلی روبین و انتقال آن (اشکال در برداشت توسط سلولهای کبدی: سندرم گیلبرت، اختلال در کونژوگه شدن بیلی روبین: سندرم کریگلر-نجار) افزایش می یابد. کاهش دفع (در نتیجه آسیب به سلول های کبدی: هپاتیت، سیروز و ... سندرم دووین-جانسون و سندرم روتور) و انسداد مجاری صفراوی (که اغلب به سبب سنگ های صفراوی و یا تومورها ایجاد می شود) به میزان قابل توجهی بیلی روبین کونژوگه و در میزان کمتری بیلی روبین غیر کونژوگه را بالا می برد که به آن " هایپر بیلی روبینمی کونژوگه " می گویند.


روش: Malloy-Evelyn

اصول آزمایش:

اسیدسولفانیلیک در واکنش با نیتريت سدیم تشکیل Diazotized sulfanilic acid می دهد. در حضور تسریع کننده (Cetrimide). بیلی روبین کونژوگه و غیر کونژوگه در واکنش با Diazotized sulfanilic acid شرکت کرده و تولید آزوبیلی روبین (بیلی روبین توتال ۴+۱) می نمایند. در غیاب تسریع کننده فقط بیلی روبین کونژوگه (بیلی روبین دایرکت ۴+۱) وارد واکنش می شود.

افزایش جذب نوری در ۵۵۰ نانومتر متناسب با غلظت بیلی روبین می باشد.

Melloy-Evelyn modified. End point.



محتویات کیت:

Reagent Bottle	Description	Content
R1	Sulfanilic acid	29 mmol/L
R2	Sodium nitrite	11 mmol/L

نمونه مورد آزمایش:

سرم تازه بدون همولیز، پلاسماهای هپارینه و یا EDTA دار. نمونه ها را در برابر نور محافظت کنید. در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد برای ۴ روز و در فریزر برای مدت ۲ ماه پایدار هستند.

آماده سازی محصول:

معرف های R1 و R2 آماده مصرف می باشند.

نگهداری و پایداری:

- معرفها در صورتیکه در دمای C ۲۵ - ۱۵ به دور از نور مستقیم نگهداری شوند تا پایان تاریخ انقضاء درج شده بر روی برجسب کیت پایدار و قابل استفاده خواهند ماند.
- از آلوده شدن معرفها و نگهداری آنها در دمای انجماد یا در معرض نور مستقیم خودداری شود.

روش انجام آزمایش:

پارامترها: دما: ۳۷ درجه سانتیگراد / طول موج: ۵۵۰ نانومتر / کووت: یک سانت / خوانش: مقابل بلانک معرف / نوع واکنش: افزایشی

بلانک	کالیبراتور / نمونه / کنترل
معرف R1	۲۴۰ میکرولیتر
کالیبراتور / نمونه / کنترل	۲۴ میکرولیتر
مخلوط کرده، به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه کنید، خوانش اول (A1) را انجام دهید، سپس:	
معرف R2	۶۰ میکرولیتر
مخلوط کرده، به مدت ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه نمایید، خوانش دوم (A2) را انجام دهید.	

✓ پارامترهای این کیت برای آنالیزهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی شرکت پارس پیوند پویش تماس حاصل فرمائید.

محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

$$\text{غلظت بیلی روبین نمونه} = \text{غلظت کالیبراتور یا استاندارد} \times \frac{(A2-A1)_{\text{نمونه}}}{(A2-A1)_{\text{استاندارد یا کالیبراتور}}}$$

مقادیر طبیعی:

بزرگسالان و نوزادان بعد از ۱۰ روز: $0.3 \text{ mg/dL} \leq$

* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین کند.*

احتیاط در هنگام کار:

کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلولها رعایت گردد و از وسایل حفاظت فردی استفاده شود.

دفع پسماند:

براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل شود.

جهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترل های معتبر که توسط شرکت پارس پیوند پویش عرضه می شود استفاده نمود.

تداخلات :

اسیدآسکوربیک با جهت گیری مثبت از غلظت 20 mg/dL ، هموگلوبین با جهت گیری منفی از غلظت 250 mg/dL دیده می شود. کدورتی معادل غلظت 350 mg/dL تری گلیسرید تداخلی در انجام واکنش ایجاد نمی کند. تداخل سایر مواد ممکن است وجود داشته باشد.

خصوصیات علمی کیت :

۱- محدوده اندازه گیری :

ماکزیم حد سنجش: 8 mg/dL

حساسیت: 0.05 mg/dL

REFERENCES:

1. David G Levitt and Michael D Levitt. Quantitative assessment of the multiple processes responsible for bilirubin homeostasis in health and disease . Clin Exp Gastroenterol. 2014; 7: 307-328..
2. Malloy H T. et al. The determination of bilirubin with the photoelectric colorimeter. J. Biol Chem 1937; 112, 2; 481-491.
3. Martinek R. Improved micro-method for determination of serum bilirubin. Clin Chim 1966: Acta 13: 61-170.
4. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995.
5. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001.
6. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999.
7. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995..

توجه:

- نمونه های بیش از 8 mg/dl را به نسبت ۱+۱ با سرم فیزیولوژی ۰/۹ درصد NaCl رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد ۲ ضرب کنید.
- جهت انجام این آزمایش از پیپتهای شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده شود.

۲- صحت: در مقایسه با کیت و کنترل های معتبر مشابه

$$y=1.083X - 0.11 \quad R^2=0.9958$$

۳- دقت:

INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20)

	Mean (mg/dL)	S.D. (mg/dL)	CV%
Sample I	0.64	0.01	1.56
Sample II	2.28	0.03	1.31

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20)

	Mean (mg/dL)	S.D. (mg/dL)	CV%
Sample I	0.68	0.02	2.94
Sample II	2.53	0.05	1.97