

(Colorimetric (Jaffe' Method))

REF: PA25001-400 R1 4 x 80 mL / R2 1 x 80 mL

ISO: 13485:2016

تهیه محلول کار آماده برای تک محلول (Sample Start): بسته به نیاز ۴ قسمت از معرف R1 را با یک قسمت از معرف R2 مخلوط نمایید، (برای مثال ۸ میلی لیتر معرف (R1) را با ۲ میلی لیتر معرف (R2) به آرامی مخلوط کنید. پایداری این محلول کار ۱ روز در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد می باشد. محلول را دور از نور نگهداری نموده و از آلوده شدن آن خودداری شود.

مواد و وسایل مورد نیاز:

- ۱- کووت مناسب با قطر یک سانتیمتر
- ۲- اسپکتروفتومتر یا کالریمتر با قابلیت اندازه گیری در دامنه ۵۱۰ نانومتر
- ۳- بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد (۰/۱ درجه سانتیگراد)
- ۴- سمپلر دقیق و کالیبره شده
- ۵- نوک سمپلر نو و تمیز زرد و آبی
- ۶- دستگاههای عمومی آزمایشگاه
- ۷- استاندارد یا کالیبراتور معتبر (میتوان از مولتی کالیبراتور عرضه شده توسط شرکت پارس پیوند پویش استفاده نمود).

نگهداری و پایداری:

- معرفها در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویالها پایدار می باشند، مشروط بر اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند

روش انجام آزمایش:

پارامترها: دما: ۳۷ درجه سانتیگراد / طول موج: ۵۱۰ نانومتر / کووت: یک سانت / خوانش: مقابل آب مقطر / نوع واکنش: افزایشی

تک محلول: Sample Start

نمونه (کالیبراتور یا سرم بیمار یا ادرار رقیق شده)	۱۰۰ میکرولیتر
محلول کار آماده	۱۰۰۰ میکرولیتر
پس از مخلوط نمودن مقدار جذب نوری را در ۵۱۰ نانومتر بعد از ۶۰ ثانیه اندازه گیری نمایید، کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از ۱۲۰ ثانیه اختلاف جذب نوری را از خوانش قبل تعیین نمایید. A/minΔ	

دو محلول: Substrate Start

معرف R1	۸۰۰ میکرولیتر
معرف R2	۲۰۰ میکرولیتر
مخلوط کرده، برای مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ °C انکوبه نمایید سپس نمونه اضافه شود:	
نمونه	۱۰۰ میکرولیتر
پس از مخلوط نمودن، جذب نوری را در ۵۱۰ نانومتر پس از ۶۰ ثانیه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد اندازه گیری نمایید، کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از ۱۲۰ ثانیه اختلاف جذب نوری را از خوانش قبل تعیین شود. ΔA/min	

✓ پارامترهای این کیت برای آنالیزهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی شرکت پارس پیوند پویش تماس حاصل فرمائید.

محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

$$\text{Creatinine (mg/dl)} = \frac{(A_2 - A_1) \text{ Sample}}{(A_2 - A_1) \text{ Calibrator}} \times \text{Calib. Conc.}$$

$$\text{Creatinine (mg/L/24h)} = \frac{\Delta A_{\text{Sample}} / \Delta A_{\text{Calib.}} \times \text{Calib. Value} \times 51 \times \text{Urine Vol. (ml)}}{100}$$

100

مقدمه:

کراتی نین بر خلاف اوره با یک نسبت تقریباً ثابت وارد گردش خون شده و تمامی آن از تصفیه گلوبولی (GFR) عبور و از طریق ادرار دفع میگردد. سطح کراتی نین کمتر تحت تأثیر رژیم غذایی، سن، جنس و تمرینات قرار میگیرد. روی این اصل در مقایسه با تست اوره آزمایش بهتری است. اندازه گیری کراتی نین برای ارزیابی کارکرد کلیه ها مفید است و تنها زمانی مقدار آن بالا میرود که کلیه ها ۵۰٪ فعالیت خود را از دست داده باشند. کلیرانس کراتی نین فاکتور خوبی برای تخمین میزان تصفیه گلوبولی، همچنین عملکرد کلیه ها است و برای این منظور کراتی نین سرم و ادرار ۲۴ ساعته بطور همزمان مورد بررسی قرار میگیرند.

روش: (Colorimetric (Jaffe' Method))

اصول آزمایش:

کراتینین با پیکریک اسید در یک محیط قلیایی کمپلکس رنگی تشکیل میدهد، سرعت تشکیل کمپلکس رنگی بین نمونه و پیکرات متناسب با مقدار کراتی نین است که در طول موج ۵۲۰-۵۰۰ خوانده میشود. (حذف تداخل مواد موجود در ماتریس سرم با استفاده از روش Kinetic مناسبتر است).



محتویات کیت:

Reagent Bottle	Description	Content
R1	Sodium Hydroxide	0.29 mmol/L
R2	Picric Acid	17.5 mmol/L

نمونه مورد آزمایش:

سرم یا پلاسما هیپارینه بدون آمونیوم یا EDTA دار و ادرار.

• پایداری کراتینین در سرم و پلاسما، دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد ۲ روز و دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد ۷ روز و در دمای منهای ۲۰ درجه سانتیگراد ۳ ماه میباشد .

• پایداری کراتینین در ادرار، دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد ۲ روز و دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد ۷ روز در دمای منهای ۲۰ درجه سانتیگراد ۶ ماه میباشد .

• ادرار را میتوان به نسبت ۱ به ۵۰ با آب مقطر رقیق شود. برای مثال ۱۰ میکرولیتر ادرار را با ۵۰۰ میکرولیتر آب مقطر مخلوط شود و عدد بدست آمده در عدد ۵۱ ضرب شود. یا به نسبت ۱ به ۱۰۰ با آب مقطر رقیق و عدد بدست آمده را در ۱۰۱ ضرب نماید به این ترتیب در فرمول محاسباتی به جای عدد ۵۱ باید عدد ۱۰۱ قرار دهید .

آماده سازی محصول:

تهیه محلول برای حالت دو محلول جدا از هم (Substrate Start): معرف های R1 و R2 بصورتی که جداگانه مورد استفاده قرار گیرند (Substrate Start) آماده مصرف می باشند.

Urine Cr × 24-hour Urine Volume

Clearance (ml/min) = _____

Serum Cr × 24 × 60

Clearance (ml/min) × 1.73

Corrected Clearance (ml/min) = _____

Body Surface Area (BSA)

مقادیر طبیعی:

در سرم یا پلاسما: کلیرانس کراتینین:

مردان: 0.6 - 1.4 mg/dl مردان: 90 - 139 ml/min

زنان: 0.6 - 1.1 mg/dl زنان: 80 - 125 ml/min

در ادرار ۲۴ ساعته:

مردان: 800 - 2000 mg/24h or 0.8 - 2 g/day

زنان: 600 - 1800 mg/24h or 0.6 - 1.8 g/day

* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین کند.*

✓ نسبت BUN به کراتینین (BUN/Creatinine Ratio):

با محاسبه این نسبت میتوان بیماریهای کلیوی را دسته بندی کرد:

BUN:Cr ratio mg/dl	موقعیت بیماری در کلیه	مکانیسم
>20:1	Pre-renal disease (قبل از گلومرولها)	کاهش جریان فیلتراسیون گلومرولی و افزایش باز جذب اوره
10-20:1	Normal or Post-renal disease (حالت طبیعی یا بودن مشکل در یوریتز)	نسبت طبیعی و یا بودن سنگ و انسداد در درون یوریتز
<10:1	Inter-renal disease (اختلالات درون کلیوی)	آسیب دیدگی کلیه و عدم توانایی بازجذب اوره

احتیاط در هنگام کار :

کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلولها رعایت گردد و از وسایل حفاظت فردی استفاده شود.

دفع پسماند :

براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عمل شود .

تداخلات :

بیلی روبین تا ، 4 mg/dl هموگلوبین تا 200 mg/dl ، تری گلیسرید تا

800 mg/dl تاثیری بر نتیجه آزمایش ندارند .

کنترل کیفی:

جهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترل های معتبر که توسط شرکت پارس پیوند پویش عرضه می شود استفاده نمود.

ضریب تبدیل واحد معمول (conventional) به واحد بین المللی (SI) و بالعکس :

1 mg/dl = 88.4 μmol/L

1 μmol/L = 0.0113mg/dl

Conventional unit mg/dl	SI unit μmol/L
-------------------------	----------------

خصوصیات علمی کیت:

۱- محدوده اندازه گیری:

ماکزیم حد سنجش: 8 mg/dL

حساسیت: 0.00180 (ΔmA) 0.01 mg/dl

توجه:

• نمونه های بیش از 8 mg/dl را به نسبت ۱+۱ با سرم فیزیولوژی ۰/۹ درصد NaCl رقیق نموده آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد ۲ ضرب نمایید.

• جهت انجام این آزمایش از پیتتهای شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده شود.

۲- صحت: در مقایسه با کیت و کنترل های معتبر مشابه

R²=0.9923 y=1.0076X - 0.0075

۳- دقت:

INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20)

	Mean (mg/dL)	S.D. (mg/dL)	CV%
Sample I	1.84	0.03	1.63
Sample II	7.04	0.07	0.99

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20)

	Mean (mg/dL)	S.D. (mg/dL)	CV%
Sample I	2.9	0.06	2.06
Sample II	6.3	0.12	1.9

REFERENCES:

. Murray R.L. Creatinine. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis

. Toronto. Princeton 1984; 1261-1266 and 418

. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995

. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001

. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999

. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995