

آماده سازی معرف:

معرف های R1 و R2 آماده مصرف می باشند.

تهیه نمونه ها جهت انجام آزمایش:

یک ml از Reagent 3 در تیوب پلاستیکی یا شیشه ای بریزید.

۲۰۰µL از نمونه خونی که خوب مخلوط شده (کالیبراتور ، کنترل یا نمونه بیمار) به آن اضافه کنید.

به مدت ۱۵ دقیقه صبر کنید تا لیز شده تکمیل شود.

نمونه های همولیزه شده به مدت ۷ روز در دمای ۸-۲°C پایدار می باشند.

در برخی از دستگاه های اتوآنالایزر همولیز را می توان بصورت on-board تعریف نمود.

(Immuno-turbidimetry)

REF: PA27001-132 R1 1 x 24 mL / R2 1 x 8 mL / R3 2 x 50 mL

ISO: 13485:2016

مقدمه:

HbA1c حالت اصلی شکل هموگلوبین گلیکوزیله در خون می باشد. سنتز آن ضرورتاً برگشت ناپذیر بوده و غلظت آن عمدتاً وابسته به غلظت گلوکوزی است که اریتروسیت ها در معرض آن هستند و به نیمه عمر اریتروسیت ها نیز بستگی دارد. در نتیجه میزان HbA1c نشان دهنده غلظت میانگین قند خون در طول ۶ تا ۸ هفته از آزمایش می باشد. برخلاف میزان گلوکز ، میزان HbA1c مستقل از تغییراتی ناشی از رژیم غذایی و ورزش می باشد. انجام منظم تست به منظور پیش قند در بیماران دیابتی توصیه می شود.

روش : Immuno-turbidimetry

اصول آزمایش:

واکنش اول:

نمونه با R1 که دارای پارتیکل های لاتکس کوت نشده می باشد مخلوط می شود. چون هموگلوبین توتال و HbA1c دارای تمایل جذب یکسانی برای این پارتیکل ها می باشند، درصد HbA1c در نمونه متناسب با HbA1c متصل به لاتکس می باشد.

واکنش دوم:

معرف دوم R2 دارای آنتی بادی مونوکلونال موشی HbA1c انسانی و آنتی بادی پلی کلونال بز موش می باشد. آگلوتیناسیون کمپلکس ها در اثر میانکنش بین HbA1c متصل به لاتکس و آنتی بادی های متناظرش به وجود می آید. کدورت ناشی از این تجمعات متناسب است با مقدار HbA1c متصل به لاتکس و بنابراین با درصد HbA1c نمونه متناسب خواهد بود. منحنی کالیبراسیون غیر خطی برای بدست آوردن درصد HbA1c استفاده می شود.

محتویات کیت:

- Reagent 1: R1**
Suspended latex particles 0.13%
Buffer , stabilizers
- Reagent 2: R2**
Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody 0.05 mg/mL
Goat anti-mouse IgG polyclonal antibody 0.08 mg/dl
Buffer, stabilizer
- Reagent 3 : R3 (hemolysis reagent)**
Water, stabilizer

مواردیکه مورد نیاز می باشد و بایستی به طور جداگانه تهیه گردد:

HbA1c CALIBRATOR SET
HbA1c CONTROL SET

نمونه مورد آزمایش:

خون کامل جمع آوری شده EDTA دار.

نمونه ها در دمای ۸-۲°C ، ۷ روز قابل نگهداری هستند.

مواد و وسایل مورد نیاز:

- ۱- کووت مناسب با قطر یک سانتیمتر
- ۲- اسپکتروفوتومتر یا کالریمتر با قابلیت اندازه گیری در دامنه ۶۶۰ نانومتر
- ۳- بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد (۰/۱ درجه سانتیگراد)
- ۴- سمپلر دقیق و کالیبره شده
- ۵- نوک سمپلر نو و تمیز زرد و آبی
- ۶- دستگاههای عمومی آزمایشگاه

نگهداری و پایداری:

- معرفها در صورتیکه در دمای ۸°C - ۲ به دور از نور مستقیم نگهداری شوند تا پایان تاریخ انقضاء درج شده بر روی برچسب کیت پایدار و قابل استفاده خواهند ماند.
- از آلوده شدن معرفها و نگهداری آنها در دمای انجماد یا در معرض نورمستقیم خودداری شود.

روش انجام آزمایش:

پارامترها: **دما:** ۳۷ درجه سانتیگراد / **طول موج:** ۶۶۰ نانومتر / **کووت:** یک سانت / **خوانش:** مقابل بلانک معرف / **نوع واکنش:** افزایشی

کالیبراتور / نمونه / کنترل	بلانک
معرف R1	۲۲۵ میکرولیتر
کالیبراتور / نمونه / کنترل	---
مخلوط کرده ، به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه کنید ، خوانش اول (A1) را انجام دهید، سپس:	
معرف R2	۷۵ میکرولیتر
مخلوط کرده، به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه نمایید، خوانش دوم (A2) را انجام دهید.	

✓ پارامترهای این کیت برای آنالایزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی شرکت پارس پیوند پویش تماس حاصل فرمائید.

کالیبراسیون:

به منظور کالیبراسیون از HbA1c Calibrator Set استفاده می شود.

نقطه صفر محلول NaCl ، ۹ gr/L است.

کالیبراتور ها بایستی قبل از کالیبراسیون همولیز گردند (مگر اینکه همولیز به طور اتومات و on-board انجام شود). توصیه می شود که کالیبراسیون مجدد زمانیکه شماره سری معرف ها تغییر می کند و یا پاسخ های کنترل کیفی خارج از محدوده انتظار است صورت پذیرد.

کنترل کیفی:

جهت کنترل کیفی میتوان از Control Set معتبر که توسط شرکت پارس پیوند پویش عرضه می شود استفاده نمود.

مقادیر طبیعی:

طبیعی	4.0% - 6.0%
محدوده هشدار	6.0% - 7.0%
غیر طبیعی	>7.0%

* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین کند.*

خصوصیات علمی کیت:

۱- محدوده اندازه گیری:

ماکزیم حد سنجش: 16.0 %

حساسیت: 2.5 %

توجه:

• اگر پاسخی بالاتر از ۱۶ درصد بود به صورت >0.16 گزارش کنید و نمونه را رقیق نکنید.

۲- صحت: در مقایسه با کیت و کنترل‌های معتبر مشابه

$$y=0.989x - 0.047 \quad R^2=0.995$$

۳- دقت:

INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20)

	Mean (%)	S.D. (%)	CV%
Sample I	5.95	0.19	3.20
Sample II	12.15	0.18	1.47

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20)

	Mean (%)	S.D. (%)	CV%
Sample I	5.97	0.14	2.31
Sample II	12.21	0.15	1.24

احتیاط در هنگام کار:

کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلولها رعایت گردد و از وسایل حفاظت فردی استفاده شود.

دفع پسماند:

براساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل شود.

تداخلات:

بر اساس توصیه های SFBC مطالعات زیر جهت بررسی میزان تداخل در غلظت های مختلف صورت گرفته است:

بیلی روئین غیر کونژوگه: اثر تداخلی تا ۶۰ mg/dL ایجاد نمی کند.

بیلی روئین کونژوگه: اثر تداخلی تا ۶۰ mg/dL ایجاد نمی کند.

کدورت: تری گلیسرید اثر تداخلی تا ۲۰۰۰ mg/dL ایجاد نمی کند.

هموگلوبین: در محدوده تغییرات زیر اثر تداخلی ایجاد نمی شود:

Carbamyated hemoglobin (up to 7.5 mmol/L)

Acetylated hemoglobin (up to 5.0 mmol/L)

HbC , HbS , HbE , HbD

سایر ترکیبات ممکن است تداخل ایجاد کند.

REFERENCES:

1. Trivelli, L.A., Ranney, H.M., and Lai, H.T., New Eng. J. Med. 284,353 (1971).
2. Gonen, B., and Rubenstein, A.H., Diabetologia 15, 1 (1978).
3. Gabbay, K.H., Hasty, K., Breslow, J.L., Ellison, R.C., Bunn, H.F., and Gallop, P.M., J. Clin. Endocrinol. Metab. 44, 859 (1977).
4. Bates, H.M., Lab. Mang., Vol 16 (Jan. 1978).
5. Tietz, N.W., Textbook of Clinical Chemistry, Philadelphia, W.B. Saunders Company, p.794-795 (1999).
6. Ceriello, A., et al, Diabetologia 22, p. 379 (1982).
7. Little, R.R., et al, Clin. Chem. 32, pp. 358-360 (1986).
8. Fluckiger, R., et al, New Eng.J. Med. 304 pp. 823-827 (1981).
9. Nathan, D.M., et al, Clin. Chem. 29, pp. 466-469 (1983).
10. Engbaek, F., et al, Clin. Chem. 35, pp. 93-97 (1989).
11. American Diabetes Association: Clinical Practice Recommendations (Position Statement). Diabetes Care 24 (Suppl. 1): S33-S55, (2001).

13-Young, D.S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2 Ed., AACC Press, (1997).

14- Young, D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4 Ed., AACC Press, (1995).

15- Berth, M. & Delanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature , Acta Clin Belg.,(2004) , 59 , 263.