

مواد و وسایل مورد نیاز:

- ۱- کووت مناسب با قطر یک سانتیمتر
- ۲- اسپکتروفوتومتر یا کالریمتر با قابلیت اندازه گیری در دامنه ۵۴۰ نانومتر
- ۳- بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد (۰/۱ درجه سانتیگراد)
- ۴- سمپلر دقیق و کالیبره شده
- ۵- نوک سمپلر نو و تمیز زرد و آبی
- ۶- دستگاههای عمومی آزمایشگاه
- ۷- استاندارد یا کالیبراتور معتبر (میتوان از مولتی کالیبراتور عرضه شده توسط شرکت پارس پیوند پویش استفاده نمود).

(BIURET METHOD)

REF: PA37001-500 R 5 x 100 mL
REF: PA37001-300 R 3 x 100 mL
ISO: 13485:2016

مقدمه:

تاکنون حدود ۳۰۰ نوع پروتئین در پلاسماهای انسان شناسایی شده اند که اکثر آنها در کبد تولید می‌شوند. اندازه گیری توتال پروتئین شاخص تغییرات در سطح پروتئین است که میتواند ناشی از بیماری‌های مختلفی باشد. اندازه گیری توتال پروتئین معمولاً همراه تست‌های دیگر مانند: آلبومین سرم، تست‌های کبدی یا الکتروفورز پروتئین انجام میشود. هیپو پروتئینمیا در سندرم نفروتیک، سیروز کبدی، خونریزی داخلی، سوختگی، اختلالات گوارشی و سوء تغذیه دیده می‌شود. Hyperproteinemia به اندازه Hyperproteinemia رایج نیست، ولی می‌تواند به دنبال از دست رفتن آب پلاسما ناشی از اسهال و استفراغ شدید و یا به علت افزایش پروتئین‌های اختصاصی سرم مانند ایمونو گلوبولین‌ها دیده شود.

روش: BIURET METHOD

نگهداری و پایداری:


معرفها در دمای ۸-۲۰ درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویالها پایدار می‌باشند، مشروط بر اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند. وجود کدورت یا اجزاء خارجی در این معرف باعث افزایش جذب نوری بلانک در طول موج ۵۴۰ نانومتر میگردد که از علائم تخریب معرف میباشد. (جذب نوری بلانک ریجنت بیشتر از ۰/۲۲ در ۵۴۰ نانومتر).

روش انجام آزمایش:

پارامترها: دما: ۳۷ یا ۲۵ درجه سانتیگراد / طول موج: ۵۴۰ نانومتر / کووت: یک سانت / خوانش: مقابل بلانک معرف / نوع واکنش: افزایشی

اصول آزمایش:

در این روش پیوندهای پپتیدی پروتئین‌ها در شرایط قلیایی با یونهای مس دو ظرفیتی ایجاد کمپلکس آبی- ارغوانی می‌کند که در طول موج ۵۳۰-۵۵۰ نانومتر اندازه گیری میشود. شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار توتال پروتئین موجود در نمونه می‌باشد.



محتویات کیت:

Reagent Bottle	Description	Content
R	Sodium Potassium Tartrate	15 mmol/L
	Sodium Iodide	100 mmol/L
	Potassium Iodide	5 mmol/L
	Copper(II) Sulphate	5 mmol/L
	Sodium Hydroxide	1000 mmol/L

نمونه مورد آزمایش:

سرم تازه بدون همولیز و پلاسماهای هیپارینه یا EDTA دار: پایداری توتال پروتئین در سرم یا پلاسما در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد ۶ روز، در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد ۴ هفته و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد یک سال می‌باشد.

آماده سازی محصول:

معرف آماده مصرف می‌باشد.

نمونه	استاندارد	بلانک	معرف
۱۰۰۰ میکرولیتر	۱۰۰۰ میکرولیتر	۱۰۰۰ میکرولیتر	۱۰۰۰ میکرولیتر
۲۰ میکرولیتر	۲۰ میکرولیتر	-	۲۰ میکرولیتر

پس از مخلوط نمودن ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد یا ۱۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد انکوبه کرده، سپس جذب نوری نمونه‌ها را مقابل بلانک معرف در ۵۴۰ نانومتر اندازه‌گیری نمایید. پایداری رنگ ۳۰ دقیقه دور از نور مستقیم میباشد.

✓ پارامترهای این کیت برای آنالیزهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی شرکت پارس پیوند پویش تماس حاصل فرمائید.

محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

A_{Sample}

$$\text{Total Protein (g/dl)} = \frac{\text{A}_{\text{Sample}}}{\text{A}_{\text{Standard}}} \cdot \text{St. Conc.}$$

A_{Standard}

مقادیر طبیعی:

نوزادان تازه متولد شده تا ۱ ساله : (5.2-9.1) g/dl
کودکان ۲-۸ ساله : (5.7-8.0) g/dl
بزرگسالان : (6.4-8.3) g/dl

* توصیه می‌شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین کند.*

کنترل کیفی:

جهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترل های معتبر که توسط شرکت پارس پیوند پوشش عرضه می شود استفاده نمود.

ضریب تبدیل واحد معمول (conventional) به واحد بین المللی (SI) و بالعکس:

$$1 \text{ g/dL} = 10 \text{ g/L} \quad 1 \text{ g/L} = 0.1 \text{ g/dL}$$

احتیاط در هنگام کار :

کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلولها رعایت گردد و از وسایل حفاظت فردی استفاده شود.

دفع پسماند :

براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عمل شود .

تداخلات :

بیلی روبین تا 40 mg/dl هموگلوبین تا 500 mg/dl ، تری گلیسرید تا 1000 mg/dl اسید آسکوربیک تا 40 mg/dl تاثیری بر نتیجه آزمایش ندارند.

خصوصیات علمی کیت:

۱- محدوده اندازه گیری:

ماکزیم حد سنجش: 12.0 g/dl

حساسیت: 0.1 g/dl

توجه:

• نمونه های بیش از 12.0 g/dl را به نسبت ۱+۱ با سرم فیزیولوژی ۰/۹ درصد NaCl رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد ۲ ضرب نمایید.

• جهت انجام این آزمایش از پپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده شود.

۲- صحت: در مقایسه با کیت و کنترل های معتبر مشابه

$$y=1.0535X + 0.2875 \quad R^2=0.9816$$

۳- دقت:

INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20)

	Mean (g/dL)	S.D. (g/dL)	CV%
Sample I	4.69	0.06	1.27
Sample II	7.16	0.11	1.52

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20)

	Mean (g/dL)	S.D. (g/dL)	CV%
Sample I	4.55	0.09	1.97
Sample II	7.26	0.12	1.65

REFERENCES:

- . Koller A. Total serum protein. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V . Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1316-1324 and 418 ., Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press 1995
Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001
. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999
.Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995