

(a) آماده سازی باید تنها در **لوله شیشه‌ای استفاده نشده** انجام گیرد (از لوله پلاستیکی، شیشه‌ای اسید واش و یا شیشه‌ای شسته شده با آب مقطر استفاده نگردد).

(b) هنگام آماده سازی وجود دستگاه **ورتکس لوله** الزامی است.

(c) نمونه‌های بیماران با **غلظت بالاتر از حد نرمال پروتئین**، باید با رقت 1:1 با محلول نرمال سالین رقیق شوند.  
توجه: ایجاد لخته در لوله‌های آماده شده می‌تواند به دلیل عدم رعایت یکی از موارد فوق باشد.




**A. حجم 100 µl از نمونه (کالیبراتور، کنترل و نمونه بیمار) داخل لوله شیشه‌ای بریزید.**

ا. نوک سمپلر را در تماس با دیواره و نزدیک به انتهای لوله قرار داده و محتویات آن را تخلیه نمایید.

**B. حجم 50 µl از محلول آماده شده Stabilizing/Releasing را به لوله شیشه‌ای اضافه کنید.**

(برای آماده سازی محلول Stabilizing/Releasing بخش آماده سازی معرف‌ها در بروشور را مطالعه بفرمایید.)



ا. نوک سمپلر را در تماس با دیواره و نزدیک به انتهای لوله قرار داده و محتویات آن را به آرامی بالای نمونه‌ها تخلیه نمایید. برای جلوگیری از آلودگی، بهتر است برای هر لوله نوک سمپلر تعویض گردد.

ii. بلافاصله بعد از اضافه کردن محلول Stabilizing/Releasing به هر لوله، لوله را روی ورتکس برای 3-5 ثانیه مخلوط نمایید. بهتر است این عمل برای هر لوله 3 بار انجام شود (3 × 5-3 ثانیه).

iii. قبل از اضافه شدن محلول Stabilizing/Releasing به لوله بعدی، حتماً لوله قبلی ورتکس شود.

تعداد چاهک	Stabilizing	Releasing
8	10 λ	390 λ
16	20 λ	780 λ
24	30 λ	1170 λ
32	40 λ	1560 λ
40	50 λ	1950 λ
48	60 λ	2340 λ
56	70 λ	2730 λ
64	80 λ	3120 λ
72	90 λ	3510 λ
80	100 λ	3900 λ
88	110 λ	4290 λ
96	120 λ	4680 λ

**توجه: جدول روبرو محاسبه حجم لازم از محلول‌های Stabilizing و Releasing به ازای تعداد چاهک‌ها را نشان می‌دهد.**

**C. 15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.**

ا. الزامی می‌باشد که شروع زمان انکوباسیون از آماده سازی اولین لوله صورت گیرد.




**D. حجم 50 µl از محلول Neutralizing را داخل لوله‌ها اضافه کنید.**

ا. نوک سمپلر را در تماس با دیواره و نزدیک به انتهای لوله قرار داده و محتویات آن را به آرامی بالای محلول موجود در لوله، تخلیه نمایید. برای جلوگیری از آلودگی، بهتر است برای هر لوله نوک سمپلر تعویض گردد.

ii. بلافاصله بعد از اضافه کردن Neutralizing به هر لوله، لوله را روی ورتکس برای 3-5 ثانیه مخلوط نمایید. بهتر است این عمل برای هر لوله 3 بار انجام شود (3 × 5-3 ثانیه).

iii. قبل از اضافه شدن محلول Neutralizing به لوله بعدی، حتماً لوله قبلی ورتکس شود.



**E. 5 دقیقه در دمای اتاق انکوبه گردد.**

# MONOKIT

کیت اندازه‌گیری **Vitamin B12** در سرم انسان  
**Vit B12 ELISA Kit 96t**  
Cat. No: 6634-96 / Rev: B4 (1402/12/07)

## مقدمه:

**B12** یک ویتامین محلول در آب است که در طیف وسیعی از فرایندهای فیزیولوژیک نقش دارد. دخالت در تشکیل گلبول‌های قرمز خون و همچنین تشکیل غلاف میلین در اطراف بافت عصبی از جمله مهم‌ترین نقش‌های این ویتامین هستند. ویتامین **B12** معمولاً از منابع غذایی حیوانی تأمین می‌گردد. سالمندان و افرادی که گیاه‌خوار هستند در معرض خطر کمبود این ویتامین قرار دارند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری هم‌زمان سطح متیل مالونیل **CoA** و هوموسیستئین نیز در تشخیص افتراقی کمبود ویتامین **B12** از کمبود فولات به کار برده می‌شوند. کمبود ویتامین **B12** و فولات هر دو دارای علائم بالینی مشابهی شامل افزایش مقدار هوموسیستئین هستند. با این وجود، تنها در کمبود ویتامین **B12**، افزایش سطح متیل مالونیل **CoA** رخ می‌دهد. حیطة کاربرد این کیت اندازه‌گیری سطح ویتامین **B12** در نمونه‌های سرم به روش الیزا می‌باشد.

## اصول آزمایش:

این آزمایش براساس الایزای رقابتی طراحی شده است. در این روش نمونه‌ها، کالیبراتورها و کنترل به‌همراه کونژوگه بیوتینی به چاهک‌های حاوی استرپتایویدین تثبیت شده اضافه می‌شوند. پس از اتصال ویتامین **B12** به آنتی‌بادی بیوتینیل، کونژوگه آنزیمی (ویتامین **B12** متصل به آنزیم **HRP**) اضافه می‌شود. رقابت بین آنتی‌ژن کونژوگه و آنتی‌ژن نمونه برای اتصال به جایگاه‌های محدود آنتی‌بادی‌ها (که در زمان انکوباسیون اول واکنش ندادند) ایجاد می‌شود. پس از شستشو و حذف ترکیبات متصل نشده، با اضافه کردن محلول رنگزا (سوبسترای آنزیم **HRP**) و سپس محلول متوقف‌کننده محصول نهایی تولید می‌شود که بیشترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد. میزان رنگ ایجاد شده و در نتیجه شدت جذب نوری در هر چاهک، با غلظت ویتامین **B12** موجود در سرم و کالیبراتورها ارتباط معکوس دارد. در نهایت غلظت این ویتامین در نمونه‌ها به کمک منحنی استاندارد محاسبه می‌گردد.

## محتویات کیت:

- ۱) میکروپلیت ۹۶ تستی حاوی استرپتایویدین تثبیت شده.
- ۲) کالیبراتورها (Vit B12 Cal A-F): شش ویال با غلظت‌های ۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ pg/mL.

- ۳) کونژوگه آنزیمی (Vit B12 Enzyme Conjugate): یک ویال ۶ میلی‌لیتری حاوی آنتی‌ژن متصل به آنزیم **HRP** در بافر.
  - ۴) کونژوگه بیوتینی (Vit B12 Biotin Conjugate): یک ویال ۶ میلی‌لیتری حاوی آنتی‌بادی متصل به بیوتین در بافر.
  - ۵) محلول آزادکننده (Vit B12 Releasing Agent): یک ویال ۱۳ میلی‌لیتری.
  - ۶) محلول پایدارکننده (Vit B12 Stabilizing Agent): یک ویال ۰/۷ میلی‌لیتری.
  - ۷) بافر خنثی‌کننده (Vit B12 Neutralizing Buffer): یک ویال ۶ میلی‌لیتری.
  - ۸) محلول شستشو (Wash Solution-50X): یک ویال ۲۰ میلی‌لیتری.
  - ۹) محلول رنگزا (Substrate Solution): یک ویال ۱۲ میلی‌لیتری.
  - ۱۰) محلول متوقف‌کننده (Stop Solution): یک ویال ۱۲ میلی‌لیتری.
  - ۱۱) محلول کنترل (Vit B12 Control): ویال(های) ۰/۵ میلی‌لیتری.
  - ۱۲) برجسب مخصوص پلیت.
- توجه ۱: تمام محلول‌ها در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. محلول متوقف‌کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است. محتویات کیت پس از باز شدن به مدت ۶۰ روز در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد پایدار هستند.
- توجه ۲: مقادیر کنترل (ها) در برگه **COA** درج شده است.

## مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت:

- ۱) دستگاه خوانش گر پلیت دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر (فیلتر مرجع).
- ۲) سمپلر کالیبره.
- ۳) آب مقطر دیونیزه.

## احتیاط در استفاده از کیت:

- ۱) محتویات این کیت برای استفاده در همین کیت تعبیه گردیده است؛ لذا از استفاده مشترک با سایر کیت‌ها و یا شماره‌های ساخت دیگر جداً خودداری نمایید.
- ۲) کلیه محلول‌ها تا زمان انقضاء کیت پایدار هستند. از محلول‌هایی که تاریخ انقضاء آن‌ها گذشته است استفاده نکنید.
- ۳) توجه فرمایید محلول‌ها در معرض نور مستقیم قرار نگیرند.
- ۴) محتویات کیت با منشأ انسانی از نظر منفی بودن **HIV1/2**، **HBsAg** و **HCV** بررسی شده‌اند؛ ولی تشخیص قطعی در مورد منفی بودن تمام عوامل عفونی بیماری‌زا با استفاده از روش‌های متداول آزمایشگاهی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، با در نظر گرفتن احتمال آلودگی و بیماری‌زایی محتویات کیت، تمام مراحل آزمایش باید مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی انجام شوند.
- ۵) استفاده از دستکش و عینک در هنگام کار الزامی است. در هنگام کار با کیت دقت فرمایید که محتویات آن بر روی صورت یا سایر نقاط بدن ریخته نشود. از تماس مواد با دهان و سایر مخاط جداً جلوگیری نمایید.

۶) نمونه بیماران، کنترل‌ها، چاهک‌ها و سر سمپلرهای استفاده شده باید به‌عنوان پسماندهای عفونی در نظر گرفته شوند و مطابق با الزامات دفع پسماندهای عفونی امحاء گردند.

## جمع‌آوری، آماده‌سازی و نگهداری نمونه:

- ۱) نمونه مناسب برای این آزمایش سرم است. ناشتا بودن فرد به هنگام نمونه‌گیری در درستی نتایج به‌دست آمده تأثیرگذار خواهد بود. نمونه خون با استفاده از تکنیک استاندارد خون‌گیری سیاهرگی تهیه شود و سرم بعد از لخته شدن کامل خون (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) از سلول‌های خونی جدا شود. حتی الامکان از نمونه‌های ایکتریک، لیپمیک و همولیز استفاده نکنید. به‌علت ناپایداری ویتامین **B12** در برابر اشعه **UV**، از قرار دادن نمونه‌ها در معرض نور خودداری کنید. بهتر است نمونه‌های سرم بلافاصله مورد استفاده قرار گیرند.
- ۲) در صورت نیاز به نگهداری نمونه‌ها درب ظرف نمونه‌ها باید کاملاً بسته باشد. نمونه‌ها در لوله در بسته و تیره رنگ در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد حداکثر به مدت ۵ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد حداکثر به مدت ۳۰ روز قابل استفاده هستند. از منجمد و ذوب کردن مکرر نمونه‌ها خودداری کنید.
- ۳) در افرادی که دوز بالایی از بیوتین ( $>5 \text{ mg/day}$ ) را دریافت می‌کنند، نمونه‌گیری باید حداقل ۸ ساعت پس از دریافت آخرین دوز بیوتین انجام شود.

## آماده‌سازی معرف‌ها و نمونه‌ها:









- ۱) آماده‌سازی و نگهداری محلول شستشو: حجم ۲۰ میلی‌لیتر از محلول شستشو (50X) را به ۹۸۰ میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه و پس از آماده‌سازی در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید. در صورت مشاهده رسوب در محلول شستشو، آن را در بن‌ماری ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار دهید تا رسوب حل شود. در صورت مشاهده کدورت در محلول شستشو، از مصرف آن خودداری کنید.
- ۲) آماده‌سازی محلول استخراج: محلول‌های پایدارکننده و آزادکننده را با نسبت ۱:۲۹ مخلوط نمایید (به‌عنوان مثال ۱۰۰ میکرولیتر محلول پایدارکننده را به ۲/۹ میلی‌لیتر محلول آزادکننده اضافه کنید). توصیه می‌شود که این محلول قبل از مصرف و به مقدار نیاز تهیه شود.
- ۳) استخراج نمونه، کالیبراتور و کنترل: به تعداد نمونه‌های بیمار، کالیبراتورها و کنترل لوله آزمایش شیشه‌ای تهیه نمایید. به هر لوله  $100 \mu\text{l}$  از نمونه، کنترل و یا کالیبراتور و  $50 \mu\text{l}$  از محلول استخراج آماده مصرف اضافه کرده و پس از مخلوط کردن (سه بار ورتکس هر بار به‌مدت ۳ تا ۵ ثانیه) به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید. سپس  $50 \mu\text{l}$  از بافر خنثی‌کننده اضافه کنید. لوله‌ها را پس از مخلوط کردن (سه بار ورتکس هر بار به‌مدت ۳ تا ۵ ثانیه) به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید. توجه: حتی الامکان برای استخراج نمونه از لوله‌های شیشه‌ای تازه و نو استفاده کنید. دقت فرمایید که لوله‌های شیشه‌ای کاملاً تمیز و فاقد املاح باشند.

## روش انجام آزمایش:

- قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که تمام اجزاء کیت و نمونه‌ها به دمای اتاق (۲۲ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد) رسیده‌اند. کالیبراتورها، کنترل‌ها و نمونه‌ها را با ۵ بار سر و ته کردن به‌آرامی یکنواخت کنید.
- ۱) تعداد چاهک‌های مورد نیاز برای انجام تست را بردارید و بقیه چاهک‌ها را همراه رطوبت‌گیر در کیسه آلومینیومی قرار دهید، درب آن را بسته و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.
  - ۲) حجم ۵۰ میکرولیتر از کنترل، کالیبراتورها یا نمونه‌های استخراج شده را در چاهک‌های مورد نظر بریزید. بهتر است که هر نمونه یا کالیبراتور به‌صورت دوتایی در چاهک‌ها ریخته شود.
  - ۳) حجم ۵۰ میکرولیتر از محلول کونژوگه بیوتینی به هر چاهک اضافه کنید و پلیت را به مدت ۳۰ ثانیه روی سطح میز به‌آرامی تکان دهید.
  - ۴) چاهک‌ها را با برجسب مخصوص پلیت بشویند و به‌مدت ۴۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.
  - ۵) حجم ۵۰ میکرولیتر از محلول کونژوگه آنزیمی به هر چاهک اضافه کنید و پلیت را به مدت ۳۰ ثانیه روی سطح میز به‌آرامی تکان دهید سپس به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.
  - ۶) محتویات چاهک‌ها را با وارونه کردن یا اسپیراسیون تخلیه کنید. سپس چاهک‌ها را ۳ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشوی آماده مصرف، (بخش آماده‌سازی معرف‌ها را مطالعه فرمایید) بشوید. اگر شستشو به‌صورت دستی انجام می‌شود در انتهای شستشو به‌آرامی پلیت را بر روی دستمال رطوبت‌گیر بزنید. به‌منظور انجام شستشوی مناسب و استاندارد چاهک‌ها، مطابق با فیلم قرار داده شده در وب‌سایت شرکت اقدام نمایید.
  - ۷) حجم ۱۰۰ میکرولیتر از محلول رنگزا درون تمام چاهک‌ها بریزید و پلیت را به‌مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید. از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری نمایید.
- توجه: اگر بالاترین میزان جذب کالیبراتور کمتر از ۲ به دست آمد، می‌توانید زمان انکوباسیون محلول رنگزا را به‌مدت ۱۰ دقیقه افزایش دهید.
- ۸) حجم ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده به کلیه چاهک‌ها اضافه کنید و پلیت را به مدت ۲۰ ثانیه به‌آرامی تکان دهید تا رنگ آبی آن به زرد تبدیل شود.
  - ۹) جذب نوری هر چاهک را در طول موج ۴۵۰ نانومتر حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از متوقف کردن واکنش اندازه‌گیری کنید (از طول موج فرانس ۶۲۰ تا ۶۳۰ نانومتر استفاده کنید). در این آزمایش محاسبه غلظت به روش **Point to Point** و **4PL** (یا **Logic-log**) قابل اجرا است؛ در صورت استفاده از روش **4PL** غلظت کالیبراتور **A** را عددی کوچک (به عنوان مثال **0.01 pg/mL**) در نظر بگیرید. میزان جذب و نمودار کالیبراتورهای این کیت به‌عنوان نمونه در زیر ارائه شده است.

1- <http://www.samantajhiz.com/Support.aspx>

علائم استفاده شده در پرچسب کالاها

	Manufacturer
	Use-by date
	Batch code
	In vitro diagnostic medical device
	Own brand Labeling
	Contains sufficient for tests
	Temperature limit
	Date of manufacture

Substances	Cross Reactivity
Rheumatoid Factor	0.0008
Cobinamide	< 0.0001

۷) بررسی تداخلات (Interference)

بر اساس فرمول زیر، درصد تداخلات رایج در سنجش ویتامین B12 مورد ارزیابی قرار گرفت:

$$\times 100 = \frac{\text{غلظت آنالیت مداخله گر} - \text{میانگین غلظت بعد از افزودن آنالیت مداخله گر}}{\text{غلظت آنالیت مداخله گر}} \text{ درصد تداخل}$$

بر اساس نتایج بدست آمده، هموگلوبین تا ۵۰۰، بیلیروبین تا ۳۰ و تری گلیسرید تا ۲۵۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر تأثیری بر نتیجه سنجش ندارد.

۸) بررسی حساسیت (Sensitivity)

حساسیت کیت بر اساس Limit of Blank و Limit of Detection (LOD) (LOB) با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد و برابر با ۷۰/۱۵ pg/mL تعیین گردید.

$$\text{LOD} = \text{LOB} + 1.645 \text{ SD}_s$$

$$\text{LOB} = \text{Mean}_b + 1.645 \text{ SD}_b$$

(s: Diluted sample & b: Blank)

۹) بررسی پایداری (Stability)

۹) بررسی پایداری (Stability) Accelerated Stability Test: بررسی پایداری کیت به مدت ۴ هفته در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد. In Use Stability Test: بررسی پایداری کیت پس از باز کردن درب محلولها، به مدت ۸ هفته در دمای ۴ درجه سانتی گراد. Shelf Stability Test: بررسی پایداری ۸ عدد کیت به مدت ۲ سال در دمای ۴ درجه سانتی گراد و ارزیابی نتایج به صورت هر سه ماه یک بار می باشد. مطالعات مختلف بررسی پایداری نشان می دهد که کیت مورد نظر در زمان های مشخص شده پایدار است. معیار پذیرش در آزمایش های مربوط به تعیین پایداری، تغییر نتایج کمتر از ۲۰ درصد است.

۲) بررسی دقت - آزمون دقت بین دور (Between Run)

دقت بین دور با ارزیابی تجدیدپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرم با غلظت های متفاوت در ۴ نوبت کاری (۵ بار تکرار برای هر نمونه در هر نوبت کاری) انجام شد. معیار پذیرش در این آزمایش  $CV < 13.2\%$  است.

Sample/ Control	1	2	3	Ctrl. 1	Ctrl. 2	Ctrl. 3
No. of Repeats	20	20	20	20	20	20
Mean (pg/mL)	274	688	1259	425	730	1271
SD (pg/mL)	14.9	35.4	62.6	23.5	37.3	61.4
CV (%)	5.4	5.1	5	5.5	5.1	4.8

۳) بررسی درستی - آزمون بازیابی (Recovery)

در این آزمایش به ازاء هر آزمون، دو نمونه سرم به نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شد و به عنوان یک نمونه، غلظت ویتامین B12 در آن سنجش گردید. معیار پذیرش در این آزمایش،  $\text{Bias} < 10\%$  نسبت به نتیجه مورد انتظار است.

No.	Sample (pg/mL)	Added (pg/mL)	Exp. (pg/mL)	Obs. (pg/mL)	Rec. (%)
1	97	433	265	274	103.4
2	615	101	358	346	96.6
3	455	656	555	570	102.7

۴) بررسی درستی - آزمون خطی بودن (Linearity)

در این تست غلظت ویتامین B12 در رقت های مختلف نمونه سرم برای تعیین خطی بودن کیت اندازه گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش  $\text{Bias} < 10\%$  است.

No.	Sample (pg/mL)	1/2	1/4	1/8	1/16
Bias%					
1	1150	-1.5	-2.3	2.9	1.1
2	1291	1.3	1.5	-2.2	-2.3
3	1407	1	-1.8	2.5	0.9

۵) بررسی درستی - مقایسه روش ها (Comparison of Methods)


جهت بررسی درستی نتایج این کیت، میزان ویتامین B12 در ۱۰۰ نمونه سرم با مقادیر پایین، نرمال و بالا اندازه گیری شد و نتایج آن با کیت مرجع مقایسه و ضریب همبستگی بین نتایج بدست آمده از دو کیت، بر اساس روش پیرسون، ۰/۹۹۳ محاسبه گردید. معیار پذیرش برای این آزمایش به صورت زیر تعریف شده است:

$$0.9 \leq \text{Pearson Correlation Coefficient} \leq 1.0$$

۶) بررسی ویژگی - آزمون واکنش متقاطع (Cross Reactivity)

ویژگی این آزمایش به کمک اضافه کردن غلظت های مختلفی از مواد مندرج در جدول زیر به نمونه های سرم، ارزیابی شده است. واکنش متقاطع با اندازه گیری نسبت بین مقدار ماده اضافه شده به مقدار ویتامین B12 مورد نیاز برای ایجاد همان مقدار جذب، بررسی شده است. معیار پذیرش واکنش متقاطع (بسته به نوع آنالیت و ماده اضافه شده) برای آنالیت در محدوده  $10 \pm 1.0$  درصد و برای ماده اضافه شده حداکثر تا ۲۵ درصد است.

Calibrator	Well Number	OD	Mean OD	Conc. (pg/mL)
Cal. A	A1	2.913	2.987	0
	B1	3.062		
Cal. B	C1	2.401	2.472	100
	D1	2.544		
Cal. C	E1	2.031	2.118	200
	F1	2.206		
Cal. D	G1	1.511	1.497	400
	H1	1.483		
Cal. E	A2	0.803	0.769	1000
	B2	0.736		
Cal. F	C2	0.264	0.252	2000
	D2	0.241		



مقادیر مورد انتظار برای تست الایزای ویتامین B12

شرکت تولیدکننده کیت، مقادیر مورد انتظار برای این آزمایش را به قرار زیر مشخص کرده است. اگرچه، این مقادیر برای آنالیت مورد نظر باید توسط آزمایشگاه تعیین گردد.

Population	pg/mL	pmol/L
Newborn	160-1300	118-957
Adult	200-835	147-615
Adult >60 Years	110-800	81-589
$\text{pg/mL} \times 0.736 = \text{pmol/L}$		

پارامترهای کنترل کیفی

۱) بررسی دقت - آزمون دقت درون دور (Within Run)

دقت درون دور با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرم با غلظت های متفاوت و سه سطح کنترل در یک نوبت کاری (۲۰ بار تکرار برای هر نمونه) بررسی شد. معیار پذیرش در این آزمایش  $CV < 13.2\%$  است.

Sample/ Control	1	2	3	Ctrl. 1	Ctrl. 2	Ctrl. 3
No. of Repeats	20	20	20	20	20	20
Mean (pg/mL)	234	721	1533	449	738	1297
SD (pg/mL)	12.6	37.1	63.1	25.5	39.6	64.9
CV (%)	5.3	5.1	4.1	5.7	5.4	5