

اهمیت بالینی

هورمون محرک فولیکول (FSH) یک گلیکوپروتئین با جرم مولکولی تقریبی ۳۵۵۰۰ دالتون می باشد که از دو زیر واحد α و β است. مسئول فعالیت بیولوژیکی هورمون، زیرواحد β می باشد. این هورمون تحت تاثیر هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) از هیپوفیز قدامی ترشح می شود. در مردان، FSH با تاثیر بر سلول های سرتولی سنتر اینهیبین را تحریک می کند، اینهیبین با مهار ترشح FSH و پروتئین متصل شونده به اندروژن به طور غیر مستقیم اسپرم زایی را تحت تاثیر قرار می دهد. در زنان، FSH با تاثیر بر سلول های گرانولوزای تخمدان نقش مهمی در تخمک گذاری و چرخه قاعدگی دارد. مقدار این هورمون در اختلالاتی مانند سندرم ترنر و یائسگی زودرس افزایش یافته و در مواردی مانند سندرم کالمن و نارسایی گنادوتروپین کاهش می یابد. حیطة کاربرد این کیت اندازه گیری کمی غلظت FSH در سرم انسان می باشد.

اصول آزمایش

اساس آزمایش در این کیت الایزای ساندویچ می باشد. با مخلوط شدن آنتی بادی مونوکلونال بیوتینیل شده، آنتی بادی متصل به آنزیم و سرم حاوی آنتی ژن، واکنش بین آنتی بادی ها و آنتی ژن سرم، منجر به تشکیل کمپلکسی می گردد که به دلیل تمایل بالای بیوتین به استرپتاویدین تثبیت شده به کف چاهک متصل می شود. پس از شستشوی چاهک ها، با اضافه کردن محلول سوبسترای آنزیم HRP، رنگ آبی تشکیل شده که با افزودن محلول متوقف کننده تبدیل به رنگ زرد می گردد. محصول نهایی تولید شده در طول موج ۴۵۰ نانومتر بیشترین میزان جذب نوری را دارد. میزان رنگ ایجاد شده و در نتیجه شدت جذب نوری، با غلظت FSH سرم ارتباط مستقیم دارد. در نهایت

غلظت FSH در نمونه ها، توسط منحنی استاندارد (نمودار کالیبراتورها) محاسبه می گردد.

محتویات کیت

۱) کالیبراتورها (Calibrators) ۰/۷۵ میلی لیتر:

شامل شش ویال کالیبراتور با غلظت های ۰.۵، ۱.۰، ۲.۵، ۵.۰، ۱۰.۰، ۵۰.۰، ۱۰۰.۰ mIU/mL

نکته: کالیبراتورها بر پایه سرم انسانی تهیه شده.

۲) محلول کونژوگه آنزیمی (FSH Enzyme Conjugate) ۱۱ میلی لیتر:

یک ویال شامل محلول آنتی بادی نشان دار شده با آنزیم و آنتی بادی بیوتینیل شده.

۳) پلیت ۹۶ تستی:

یک پلیت حاوی استرپتاویدین تثبیت شده که به همراه رطوبت گیر در کیسه آلومینیومی بسته بندی شده است.

۴) محلول شستشو غلیظ (Wash Buffer-50X) ۲۰ میلی لیتر:

یک ویال شامل سورفاکتانت محلول شده در بافر فسفات.

۵) محلول سوبسترای A (Substrate A) ۶/۵ میلی لیتر:

یک ویال محلول تترا متیل بنزیدین (TMB).

۶) محلول سوبسترای B (Substrate B) ۶/۵ میلی لیتر:

یک ویال محلول هیدروژن پراکساید (H2O2).

۷) محلول متوقف کننده (Stop Solution) ۱۲ میلی لیتر:

یک ویال حاوی محلول متوقف کننده واکنش.

۸) سرم کنترل (FSH Control):

ویال (های) حاوی ۰/۵ میلی لیتر سرم کنترل.

۹) برچسب پلیت:

یک ورق.

توجه ۱: کلیه اجزای کیت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود. محلول متوقف کننده را می توان در دمای اتاق نیز نگهداری کرد.

توجه ۲: مقادیر کنترل (ها) در برگه COA درج شده است.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد

۱) دستگاه خوانش گر پلیت دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر (فیلتر مرجع).

۲) سمپلر کالیبره.

۳) آب مقطر دیونیزه.

موارد احتیاط در استفاده از کیت

• این کیت برای انجام تست های تشخیصی در محیط های آزمایشگاهی

کاربرد دارد. محتویات کیت منشا سرم انسانی داشته و از نظر عدم وجود HBsAg و آنتی بادی های ضد HIV1/2 و HCV کنترل شده اند، اما از آنجا که هیچ روشی به طور صد درصد نمی تواند منفی بودن این موارد را تایید نماید، بنابراین لازم است هنگام استفاده از کیت، مراقبت های لازم به عمل آورده شود.

• محتویات تعبیه شده در این کیت برای استفاده در همین سری ساخت بوده و از استفاده مشترک با سایر سری ساخت ها خودداری فرمایید.
• برای دریافت نتایج بهتر و دقیق تر فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ چاهک ها رعایت شود. این فاصله زمانی نباید به گونه ای باشد که منجر به اثر دررفت (drift) گردد. لازم به ذکر است که در تمامی مراحل این نکته حائز اهمیت است. دقت نمایید محلول ها نزدیک به ته چاهک ریخته شوند.

• شستشوی نامناسب می تواند باعث بوجود آمدن نتایج اشتباه در آزمایش شود.

• کلیه محلول ها تا زمان انقضای کیت پایدار هستند. از استفاده از محلول هایی که تاریخ انقضای آن ها گذشته است خودداری نمایید.

جمع آوری و تهیه نمونه ها

• نمونه مورد استفاده در این آزمایش سرم می باشد که از خون سیاهرگی تهیه شده و سرم بعد از لخته شدن کامل خون (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) از سلول های خونی جدا می گردد. ناشتا بودن فرد به هنگام نمونه گیری در درستی نتایج به دست آمده تاثیر گذار خواهد بود. حتی الامکان از نمونه های ایکتریک، لیپمیک و همولیز استفاده نکنید.

• نگهداری سرم باید در لوله های در بسته انجام شود. نمونه ها تا ۵ روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشند و در صورت استفاده برای مدت زمان طولانی تر (حداکثر تا ۳۰ روز) در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شوند. از منجمد و ذوب کردن مکرر نمونه ها خودداری کنید.

• در افرادی که دوز بالایی از بیوتین ($>5 \text{ mg/day}$) را دریافت می کنند، نمونه گیری باید حداقل ۸ ساعت پس از دریافت آخرین دوز بیوتین انجام شود.

آماده سازی محلول ها

محلول شستشو: حجم ۲۰ میلی لیتر از محلول شستشو (50X) را با ۹۸۰ میلی لیتر آب مقطر دیونیزه به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر برسانید.

محلول آماده شده را در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری کنید. در صورت مشاهده رسوب در محلول شستشو، آن را در بن ماری ۳۷ درجه

سانتی گراد قرار دهید تا رسوب حل شود. در صورت مشاهده کدورت در محلول شستشو، از مصرف آن خودداری کنید.

محلول سوبسترا: محلول های سوبسترا A و B را با حجم های مساوی (۱:۱) مخلوط کنید (به عنوان مثال، برای تهیه ۲ میلی لیتر محلول آماده مصرف، ۱ میلی لیتر از محلول سوبسترا A را به ۱ میلی لیتر از محلول سوبسترا B اضافه کنید) و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول سوبسترا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

مراحل انجام تست

قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که تمام اجزاء کیت و نمونه ها به دمای اتاق (۲۲ تا ۲۸ درجه سانتی گراد) رسیده اند. کلیه ویال های کالیبراتور، نمونه و کنترل را با ۵ بار سر و ته کردن به آرامی یکنواخت نمایید.

۱) تعداد چاهک های مورد نیاز برای انجام آزمایش را جدا نموده و چاهک های باقی مانده را به همراه رطوبت گیر در کیسه آلومینیومی قرار داده، درب آن را ببندید و در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

۲) حجم ۵۰ میکرولیتر از کالیبراتورها، نمونه های بیمار و کنترل را در داخل چاهک های مورد نظر بریزید. پیشنهاد می شود از هر نمونه، کالیبراتور و یا کنترل به صورت دوتایی (دوپلیکیت) در چاهک ها ریخته شود و از میانگین جذب نوری آنها استفاده شود.

توجه: چاهک اول به عنوان بلانک در نظر گرفته شود. در این چاهک، نمونه، کنترل و یا کالیبراتور ریخته نشود. بقیه مراحل همانند سایر چاهک ها می باشد.

۳) حجم ۱۰۰ میکرولیتر از کونژوگه آنزیمی به تمامی چاهک ها اضافه نمایید. پلیت را ۳۰-۲۰ ثانیه به آرامی روی سطح میز تکان دهید.

۴) پلیت را به مدت ۶۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.
۵) محتویات چاهک ها را در روش دستی یا وارونه کردن پلیت و در روش دستگاهی با آسپیره کردن کاملاً تخلیه نمایید.

۶) چاهک ها را ۳ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشوی آماده شده (بخش آماده سازی محلول ها را مطالعه فرمایید) بشوید. اگر شستشو به صورت دستی انجام می شود در انتهای شستشو به آرامی پلیت را بر روی دستمال رطوبت گیر بزنید.

۷) حجم ۱۰۰ میکرولیتر از محلول سوبسترا آماده شده (به بخش آماده سازی محلول ها مراجعه شود) به چاهک ها اضافه نمایید و با برچسب پلیت بپوشانید. سپس پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمایید. از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری فرمایید.

9. Wide L. Electrophoretic and gel chromatographic analyses of follicle stimulating hormone in human serum. *Ups J Med Sci.* **86**, 249-258. (1981)
10. Berger P, Bidart JM, Delves PS, Dirnhofer S, Hoermann R, Isaacs N, Jackson A, Klonisch T, Lapthorn A, Lund T, Mann K, Roitt I, Schwarz S, Wick G. Immunochemical mapping of gonadotropins. *Mol Cell Endocrinol* **125**, 33-43. (1996)

در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش پشتیبانی شرکت تینا پژوهان آروین تماس حاصل فرمایید.



DIAPLUS

شرکت تینا پژوهان آروین
سهروردی شمالی، پایین تر از آپادانا،
کوچه فیروزه، پلاک ۳ واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۹۶۰۰۰

Sensitivity

بر اساس جمع میانگین جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار حداقل غلظت قابل تشخیص در این کیت ۰/۲ mIU/mL می باشد.

Analyte	Cross Reactivity	Concentration
hLH	<0.0001	1000 ng/mL
hCG	<0.0001	1000 ng/mL
TSH	<0.0001	1000 ng/mL

Hook Effect

غلظت FSH تا ۲۴۰۰ mIU/mL بررسی گردید و اثر هوک مشاهده نشد.

منابع

1. Odell, W.D., Parlow, A.F., et al, *J Clin Invest* **47**, 2551. (1981)
2. Saxema, B.B., Demura, H.M., et al, *J Clin Endocrinol Metab.* **28**, 591. (1968)
3. Wennink JM, Delemarre-van de Waal HA, Schoemaker R, Schoemaker H, Schoemaker J. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secretion patterns in girls throughout puberty measured using highly sensitive immunoradiometric assays. *Clin Endocrinol (Oxf)*. **33**, 333-344. (1990)
4. Winter JS, Fairman C. The development of cyclic pituitary-gonadal function in adolescent females. *J Clin Endocrinol Metab.* **37**, 714-718. (1973)
5. Simoni M, Gromoll J, Nieschlag E. The follicle stimulating hormone receptor: biochemistry, molecular biology, physiology and pathophysiology. *Endocr Rev.* **18**, 739-773. (1997)
6. Vitt UA, Kloosterboer HJ, Rose UM, Mulders JW, Kiesel PS, Bete S, Nayudu PL. Isoforms of human recombinant follicle-stimulating hormone: comparison of effects on murine follicle development in vitro. *Biol Reprod.* **59**, 854-861. (1998)
7. Layman LC, Lee EJ, Peak DB, Namnoum AB, Vu KV, van Lingen BL, Gray MR, McDonough PG, Reindollar RH, Jameson JL. Delayed puberty and hypogonadism caused by mutations in the follicle-stimulating hormone β subunit gene. *N Engl J Med.* **337**, 607-611. (1997)
8. Robertson DR. Circulating half-lives of follicle stimulating hormones and luteinizing hormone in pituitary extracts and isoform fractions of ovariectomized and intact ewes. *Endocrinology* **129**, 1805-1813. (1991)

پارامترهای کنترل کیفی

Intra - Assay

دقت داخلی با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرم با غلظت های متفاوت در یک نوبت کاری بررسی گردید. معیار پذیرش در این آزمایش $CV < 10\%$ است.

Serum Sample	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20
Mean FSH (mIU/mL)	6.13	22.3	71.2
SD (mIU/mL)	0.34	1.17	2.99
CV (%)	5.5	5.2	4.1

Inter - Assay

دقت بین تستی با ارزیابی نتایج حاصل از سه نمونه سرمی با غلظت های متفاوت در چهار نوبت کاری (هر نوبت پنج بار تکرار) بررسی گردید. معیار پذیرش در این آزمایش $CV < 10\%$ است.

Serum Sample	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20
Mean FSH (mIU/mL)	13.27	27.28	65.12
SD (mIU/mL)	0.85	1.54	2.84
CV (%)	6.4	5.6	4.3

Recovery

در این تست دو نمونه سرم به نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شده و به عنوان یک نمونه، مقدار FSH در آن اندازه گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش $Bias < 10\%$ است.

No.	Sample (mIU/mL)	Added (mIU/mL)	Exp. (mIU/mL)	Obs. (mIU/mL)	% Rec.
1	7.98	21.29	14.63	15.01	102.5
2	20.11	46.91	33.51	33.29	99.3
3	39.11	13.01	26.06	26.28	100.8

Linearity

در این تست، غلظت FSH در رقت های مختلف نمونه سرم برای تعیین خطی بودن کیت اندازه گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش $Bias < 10\%$ است.

No	Sample (mIU/mL)	1/2	1/4	1/8	1/16
		% Bias			
1	6.12	-1.2	2.2	1.3	-1.1
2	35.18	3.9	-2.4	-1.8	2.4
3	68.91	3.1	-2.7	3.3	1.9

Cross Reactivity


اختصاصیت این آزمایش با اضافه کردن غلظت های مختلفی از مواد مداخله گر به سرم، مورد سنجش قرار گرفت. واکنش متقاطع با اندازه گیری نسبت بین دوز ماده مداخله گر به دوز FSH مورد نیاز برای همان مقدار جذب ارزیابی شد.

توجه: در صورتی که بالاترین میزان جذب کالیبراتور کمتر از ۲ به دست آمد، می توانید زمان انکوباسیون محلول سوپسترا را به مدت ۱۰ دقیقه افزایش دهید.

(۸) حجم ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده به چاهک ها اضافه نموده و به مدت ۱۵-۲۰ ثانیه به آرامی تکان دهید.

(۹) جذب نوری چاهک ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با روش Point to Point کمتر از ۱۵ دقیقه بخوانید. از طول موج رفرانس ۶۲۰ تا ۶۳۰ استفاده نمایید.

Calibrators	Well Number	Abs.	Mean Abs	Conc. (mIU/mL)
Cal. A	A1	0.041	0.04	0
	B1	0.039		
Cal. B	C1	0.188	0.190	5
	D1	0.193		
Cal. C	E1	0.351	0.371	10
	F1	0.392		
Cal. D	G1	0.891	0.886	25
	H1	0.882		
Cal. E	A2	1.581	1.561	50
	B2	1.542		
Cal. F	C2	2.615	2.612	100
	D2	2.610		



نکته: جذب نوری به دست آمده از کالیبراتورها و همچنین منحنی مربوطه فقط به عنوان مثال ذکر شده و در هر آزمایشگاهی در هر مرتبه آزمایش باید منحنی جدیدی ترسیم گردد.

مقادیر مورد انتظار

شرکت تولیدکننده کیت، مقادیر مورد انتظار برای این تست را به قرار زیر مشخص کرده است. اگرچه، این مقادیر برای آنالیت مورد نظر باید توسط آزمایشگاه مصرف کننده تعیین گردد.

Reference Intervals (mIU/mL)	
Follicular Phase (Females)	3 - 12
Midcycle Peak (Females)	8 - 22
Luteal Phase (Females)	2 - 12
Postmenopausal (Females)	35 - 151
Males	1 - 14