

اهمیت بالینی

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)، یک سرین پروتئاز با فعالیتی مشابه کیموتریپسین می باشد. افزایش مقادیر PSA سرم در انواع تومورهای خوش خیم، بدخیم و متاستاتیک پروستات مشاهده می شود. سطح PSA سرم با افزایش حجم تومور افزایش می یابد. PSA در جریان خون به دو شکل آزاد (fPSA) و فرم متصل به پروتئین های مهارکننده پروتئاز شامل α1-آنتی کیموتریپسین و α2-ماکروگلوبولین وجود دارد که در مجموع PSA توتال (tPSA) نامیده می شوند. در هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH)، سطح fPSA در خون افزایش می یابد، در حالی که سرطان پروستات با افزایش فرم متصل همراه است. بنابراین، درصد PSA آزاد (fPSA%) با سرطان پروستات ارتباط معکوس دارد. حیطه کاربرد این کیت اندازه گیری سطح Free-PSA در سرم انسان به روش الایزا می باشد.

اصول آزمایش

این آزمایش براساس الایزای ساندویچ ترتیبی طراحی شده است. با اضافه شدن آنتی بادی بیوتینیل و سرم حاوی آنتی ژن به چاهک، بی حرکت سازی کمپلکس های ایمنی توسط واکنش بین استرپتاویدین تثبیت شده در کف چاهک ها و آنتی بادی بیوتینیل ضد fPSA صورت می گیرد. پس از شستشوی چاهک ها، آنتی بادی متصل به آنزیم HRP اضافه شده و کمپلکس های ایمنی تشکیل می شوند. پس از به تعادل رسیدن واکنش و شستشوی مجدد چاهک ها، با افزودن محلول رنگزا (سوبسترای آنزیم HRP) و سپس محلول متوقف کننده، محصول نهایی تولید می شود که بیشترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد. مقدار رنگ ایجاد شده و در نتیجه شدت جذب نوری با غلظت fPSA سرم، ارتباط مستقیم دارد. در نهایت غلظت fPSA

سرم به کمک منحنی استاندارد محاسبه می گردد.

محتویات کیت

- ۱) کالیبراتورها (Calibrators) ۰/۷۵ میلی لیتر:
شامل شش ویال در غلظت های ۰، ۰/۵، ۱، ۲/۵، ۵ و ۱۰ ng/mL تهیه شده از سرم انسان.
- ۲) محلول کونژوگه آنزیمی (FPSA Enzyme Conjugate) ۱۱ میلی لیتر:
یک ویال شامل محلول آنتی بادی نشان دار شده با آنزیم.
- ۳) محلول کونژوگه بیوتینی (FPSA Biotin Conjugate) ۱۱ میلی لیتر:
یک ویال شامل محلول آنتی بادی منوکلونال و بیوتینیل شده.
- ۴) پلیت استرپتاویدین ۹۶ تستی:
یک پلیت حاوی استرپتاویدین تثبیت شده که به همراه رطوبت گیر در کیسه آلومینیومی بسته بندی شده است.
- ۵) محلول شستشو غلیظ (Wash Buffer-50X) ۲۰ میلی لیتر:
یک ویال شامل سورفاکتانت محلول شده در بافر فسفات.
- ۶) محلول سوبسترای A (Substrate A) ۶/۵ میلی لیتر:
یک ویال محلول تترا متیل بنزیدین (TMB).
- ۷) محلول سوبسترای B (Substrate B) ۶/۵ میلی لیتر:
یک ویال محلول هیدروژن پراکساید (H2O2).
- ۸) محلول متوقف کننده (Stop Solution) ۱۲ میلی لیتر:
یک ویال حاوی متوقف کننده واکنش.
- ۹) سرم کنترل (fPSA Control):
ویال (های) حاوی ۰/۵ میلی لیتر سرم کنترل.
- ۱۰) برچسب مخصوص پلیت:
یک ورق.

توجه ۱: کلیه اجزای کیت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود. محلول متوقف کننده را می توان در دمای اتاق نگهداری کرد.

توجه ۲: مقادیر کنترل (ها) در برگه COA درج شده است.

مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت

- ۱) دستگاه خوانش گر پلیت دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر (فیلتر مرجع).
- ۲) سمپلر کالیبره.
- ۳) آب مقطر دیونیزه.

موارد احتیاط در استفاده از کیت

- این کیت برای انجام تست های تشخیصی در محیط های آزمایشگاهی کاربرد دارد. محتویات کیت منشأ سرم انسانی داشته و از نظر عدم وجود HBsAg و آنتی بادی های ضد HIV1/2 و HCV کنترل شده اند، اما از آنجا که هیچ روشی به طور صد درصد نمی تواند منفی بودن این موارد را تأیید نماید، بنابراین لازم است هنگام استفاده از کیت، مراقبت های لازم به عمل آورده شود.
- محتویات تعبیه شده در این کیت برای استفاده در همین سری ساخت بوده و از استفاده مشترک با سایر سری ساخت ها خودداری فرمایید.
- برای دریافت نتایج بهتر و دقیق تر فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ چاهک ها رعایت شود. این فاصله زمانی نباید به گونه ای باشد که منجر به اثر دریفت (drift) گردد. لازم به ذکر است که در تمامی مراحل این نکته حائز اهمیت است. دقت نمایید محلول ها نزدیک به ته چاهک ریخته شوند.
- شستشوی نامناسب می تواند باعث بوجود آمدن نتایج اشتباه در آزمایش شود.
- کلیه محلول ها تا زمان انقضاء کیت پایدار هستند. از استفاده از محلول هایی که تاریخ انقضاء آن ها گذشته است خودداری نمایید.

جمع آوری و تهیه نمونه ها

- نمونه مورد استفاده در این آزمایش سرم می باشد که از خون سیاهرگی تهیه شده و سرم بعد از لخته شدن کامل خون (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) از سلول های خونی جدا می گردد. ناشتا بودن فرد (ترجیحاً به مدت ۴ ساعت قبل از نمونه گیری) به هنگام نمونه گیری در درستی نتایج به دست آمده تأثیرگذار خواهد بود. حتی الامکان از نمونه های ایکتریک، لیپمیک و همولیز استفاده نکنید.
- نگهداری سرم باید در لوله های در بسته انجام شود. نمونه ها تا ۸ ساعت در دمای اتاق و تا ۲ روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و حداکثر تا ۱ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد قابل نگهداری و استفاده هستند. از منجمد و ذوب کردن مکرر نمونه ها خودداری کنید.
- در افرادی که دوز بالایی از بیوتین (>5 mg/day) را دریافت می کنند، نمونه گیری باید حداقل ۸ ساعت پس از دریافت آخرین دوز بیوتین انجام شود.

آماده سازی محلول ها

محلول شستشو: حجم ۲۰ میلی لیتر از محلول شستشو (50X) را با ۹۸۰ میلی لیتر آب مقطر دیونیزه به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر برسانید. محلول آماده شده را در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری کنید. در صورت مشاهده رسوب در محلول شستشو، آن را در بن ۲۷ درجه سانتی گراد قرار دهید تا رسوب حل شود. در صورت مشاهده کدورت در محلول شستشو، از مصرف آن خودداری کنید.

محلول سوبسترا: محلول های سوبسترای A و B را با حجم های مساوی (۱:۱) مخلوط کنید (به عنوان مثال، برای تهیه ۲ میلی لیتر محلول آماده مصرف، ۱ میلی لیتر از محلول سوبسترا A را به ۱ میلی لیتر از محلول سوبسترا B اضافه کنید) و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول سوبسترا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

مراحل انجام تست

قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که تمام اجزاء کیت، کنترل و نمونه ها به دمای اتاق (۲۲ تا ۲۸ درجه سانتی گراد) رسیده اند. کلیه ویال های کالیبراتور، نمونه ها و کنترل را با ۵ بار سر و ته کردن به آرامی یکنواخت نمایید.

۱) تعداد چاهک های مورد نیاز برای انجام آزمایش را جدا نموده و چاهک های باقی مانده را به همراه رطوبت گیر در کیسه آلومینیومی قرار داده، درب آن را ببندید و در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

۲) حجم ۵۰ میکرولیتر از کالیبراتورها، نمونه ها و یا کنترل را در چاهک های مورد نظر بریزید. بهتر است که از هر نمونه یا کالیبراتور به صورت دوتایی (دوپلیکیت) در چاهک ها ریخته شود. توجه: چاهک اول به عنوان بلانک در نظر گرفته شود. در این چاهک، نمونه و یا استاندارد ریخته نشود. بقیه مراحل با سایر چاهک ها یکسان می باشد.

۳) حجم ۱۰۰ میکرولیتر محلول کونژوگه بیوتینی به همه چاهک ها اضافه کنید و پلیت را به مدت ۳۰ ثانیه روی سطح میز به آرامی تکان دهید.

۴) چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت بپوشانید و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.


۵) محتویات چاهک ها را در روش دستی با وارونه کردن پلیت و در روش دستگاهی با آسپیره کردن کاملاً تخلیه نمایید.

۶) چاهک ها را ۳ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشوی آماده شده (بخش آماده سازی محلول ها را مطالعه فرمایید) بشویید. اگر شستشو به صورت دستی انجام می شود در انتهای شستشو به آرامی پلیت را بر روی دستمال رطوبت گیر بزنید.

منابع

1. Wild D, The Immunoassay Handbook, Stockton Press, 452, (1994).
5. Junker R, Brandt B, Zechel C, Assmann G, Clin Chem, 43, 1588-94 (1997).
2. Prestigiacomo AF, Stamey TA, "Physiological variations of serum prostate antigen in the (4-10 ng/ml) range in male volunteers" J Urol, 155, 1977-80 (1996).
3. Stamey TA, McNeal JE, Yemoto CM, Sigal BM, Johnstone IM, "Biological determinants of cancer progression in men with prostate cancer", JAMA 281, 1395-1400 (1999).
4. Stenman UH, Leinonen J, Alfthan H, Rannikko S, Tuhkanen K and Alfthan O, "A complex between prostate specific antigen and α_1 -antitrypsin is the major form of prostate specific antigen in serum of patients with prostate cancer: assay of complex improves clinical sensitivity for cancer", Cancer Res, 51, 222-26 (1991).
5. Pagana KD. Mosby's manual of diagnostic and laboratory tests. Elsevier Health Sciences; 2013.

در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش پشتیبانی شرکت
تینا پژوهان آروین تماس حاصل فرمایید.



DIAPLUS
شرکت تینا پژوهان آروین
سهروردی شمالی، پایین تر از آپادانا،
کوچه فیروزه، پلاک ۳ واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۹۶۰۰۰

Linearity

در این تست، غلظت fPSA در رقت‌های مختلف نمونه سرم برای تعیین خطی بودن کیت اندازه‌گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش $\text{Bias} < 10\%$ است.

No.	Sample (ng/mL)	1/2	1/4	1/8	1/16
		% Bias			
1	1.06	-1.3	-2.8	1.8	2.1
2	3.11	2.9	-3.3	-1.2	3.3
3	8.18	1.8	-3.1	1.9	1.1

Cross Reactivity

اختصاصیت این آزمایش با اضافه کردن غلظت‌های مختلفی از مواد مداخله‌گر به سرم، مورد سنجش قرار گرفت. واکنش متقاطع با اندازه‌گیری نسبت بین دوز ماده مداخله‌گر به دوز fPSA مورد نیاز برای همان مقدار جذب ارزیابی شد.

Analyte	Concentration
AFP	10 µg/mL
Atropine	100 µg/mL
Acetylsalicylic acid	100 µg/mL
Ascorbic acid	100 µg/mL
Caffeine	100 µg/mL
Dexamethasone	10 µg/mL
Flutamide	100 µg/mL
hCG	100 IU/mL
hLH	100 IU/mL
Methotrexate	100 µg/mL
Prolactin	100 µg/mL
TSH	100 mIU/mL

Sensitivity

بر اساس جمع میانگین جذب کالیبراتور صفر و سه برابر انحراف معیار، حداقل غلظت قابل تشخیص در این کیت 0.08 ng/mL می‌باشد.

نکته: جذب نوری به دست آمده از کالیبراتورها و همچنین منحنی مربوطه فقط به‌عنوان مثال ذکر شده و در هر آزمایشگاهی، در هر مرتبه آزمایش باید منحنی جدیدی ترسیم گردد.

مقادیر مورد انتظار

شرکت تولیدکننده کیت، مقادیر مورد انتظار برای این تست را به قرار زیر مشخص کرده است. اگرچه، این مقادیر برای آنالیت مورد نظر باید توسط آزمایشگاه مصرف‌کننده تعیین گردد.

Expected value	
مردان سالم	$\leq 1.0 \text{ ng/mL}$

پارامترهای کنترل کیفی

Intra - Assay

دقت درون‌تستی با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرمی با غلظت‌های متفاوت در یک نوبت کاری (۲۰ بار تکرار) بررسی گردید. معیار پذیرش در این آزمایش $\text{CV} < 10\%$ است.

Serum Sample	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20
Mean fPSA (ng/mL)	0.52	4.1	9.11
SD (ng/mL)	0.03	0.20	0.41
CV (%)	5.7	4.9	4.5

Inter - Assay

دقت بین‌تستی با ارزیابی نتایج حاصل از سه نمونه سرمی با غلظت‌های متفاوت در چهار نوبت کاری (هر نوبت پنج بار تکرار) بررسی گردید. معیار پذیرش در این آزمایش $\text{CV} < 10\%$ است.

Serum Sample	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20
Mean fPSA (ng/mL)	0.48	5.09	7.8
SD (ng/mL)	0.03	0.27	0.38
CV (%)	6.2	5.3	4.9

Recovery

در این تست به ازاء هر آزمون، دو نمونه سرم به‌نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شده و به‌عنوان یک نمونه، مقدار fPSA در آن اندازه‌گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش $\text{Bias} < 10\%$ است.

No.	Sample (ng/mL)	Added (ng/mL)	Exp. (ng/mL)	Obs. (ng/mL)	% Rec
1	1.11	8.23	4.67	4.53	97
2	3.69	1.23	2.46	2.49	101.2
3	8.01	3.15	5.58	5.72	102.5

(۷) حجم ۱۰۰ میکرولیتر از کونژوگه آنزیمی به همه چاهک‌ها اضافه کنید. از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری نمایید.
(۸) پلیت را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید سپس محتویات چاهک‌ها را در روش دستی با وارونه کردن پلیت و در روش دستگاهی با آسپیره کردن کاملاً تخلیه نمایید.
(۹) چاهک‌ها را مطابق با بند ۶ شستشو دهید.
(۱۰) حجم ۱۰۰ میکرولیتر از محلول سوپسترای آماده شده (بخش آماده‌سازی محلول‌ها را مطالعه فرمایید) به چاهک‌ها اضافه نمایید و با برچسب پلیت پیوشانید. سپس پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمایید. از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری فرمایید.

توجه: اگر بیشترین میزان جذب کالیبراتور کمتر از ۲ به دست آمد، می‌توانید زمان انکوباسیون محلول سوپسترا را به مدت ۱۰ دقیقه افزایش دهید.

(۱۰) حجم ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده به چاهک‌ها اضافه نموده و به‌مدت ۲۰-۱۵ ثانیه به آرامی تکان دهید.

(۱۱) جذب نوری چاهک‌ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با استفاده از روش Point to Point و حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از متوقف کردن واکنش بخوانید. از طول موج فرانس ۶۲۰ تا ۶۳۰ نانومتر استفاده کنید. میزان جذب و نمودار کالیبراتورهای این کیت به‌عنوان نمونه در زیر آورده شده است.

Calibrators	Well Number	Abs.	Mean Abs	Conc. (ng/mL)
Cal. A	A1	0.008	0.01	0
	B1	0.012		
Cal. B	C1	0.188	0.195	0.5
	D1	0.202		
Cal. C	E1	0.371	0.380	1
	F1	0.389		
Cal. D	G1	0.983	1.0	2.5
	H1	1.017		
Cal. E	A2	1.692	1.705	5
	B2	1.718		
Cal. F	C2	2.698	2.707	10
	D2	2.716		

