

اهمیت بالینی

هورمون تیروکسین (T4) از غده تیروئید ترشح می شود و اصلی ترین عملکرد آن کنترل فعالیت متابولیکی سلول می باشد. T4 به طور نسبی غیرفعال بوده و در کبد و دیگر بافت های محیطی به T3 (نوع فعال هورمون تیروئید) تبدیل می گردد. هورمون های تیروئیدی باعث افزایش سرعت متابولیسم پایه، افزایش دمای بدن و افزایش سنتز پروتئین ها می شود و برای تکامل و رشد سلول ها و اعضای بدن به ویژه در دوران جنینی و کودکی ضروری هستند. اندازه گیری میزان T4 توتال به روش ایمنوآسی، آسان ترین و مطمئن ترین تست جهت تشخیص نارسایی های تیروئید است. افزایش مقدار T4 در هیپرتیروئیدیسم، بیماری های Graves و تیروئیدیت های حاد رخ می دهد. مقدار پایین T4 نیز در هیپوتیروئیدیسم های مادرزادی، Myxedema، تیروئیدیت های مزمن (بیماری هاشیموتو) و یا دیگر نارسایی های ژنتیکی دیده می شود. حیطه کاربرد این کیت اندازه گیری کمی غلظت تیروکسین در سرم یا پلاسما انسان به روش الایزا است.

اصول آزمایش

اساس این تست الایزای رقابتی می باشد. در این آزمایش T4 کونژوگه (متصل به آنزیم HRP) به همراه نمونه سرم (یا کالیبراتور) حاوی T4 طبیعی (غیرکونژوگه)، به چاهک های حاوی آنتی بادی تثبیت شده اضافه می شوند. در زمان انکوباسیون رقابت بین T4 موجود در نمونه و T4 نشان دار برای اتصال به آنتی بادی های تثبیت شده در ته چاهک صورت می گیرد. پس از شستشوی چاهک ها، با اضافه کردن محلول سوبسترای آنزیم HRP، رنگ آبی تشکیل شده که با افزودن محلول متوقف کننده تبدیل به رنگ زرد می گردد.

محصول نهایی تولید شده در طول موج ۴۵۰ نانومتر بیشترین میزان جذب نوری را دارد. شدت رنگ ایجاد شده و در نتیجه میزان جذب، با غلظت T4 موجود در نمونه ها و کالیبراتورها نسبت عکس دارد. در نهایت غلظت T4 موجود در نمونه ها توسط منحنی استاندارد (نمودار کالیبراتورها) محاسبه می گردد.

محتویات کیت

۱) کالیبراتورها (Cal A-F) ۰/۷۵ میلی لیتر:

شامل ۶ ویال کالیبراتور با غلظت های ۰، ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ µg/dL.

نکته: کالیبراتورها بر پایه سرم انسانی تهیه شده.

۲) محلول کونژوگه آنزیمی (T4 Enzyme Conjugate) ۳ میلی لیتر:

یک ویال شامل محلول T4 نشان دار شده با آنزیم.

۳) محلول بافر کونژوگه (Conjugate Buffer) ۱۲ میلی لیتر:

دو ویال شامل بافر کونژوگه.

۴) پلیت ۹۶ تستی:

دو پلیت حاوی آنتی بادی ضد T4 تثبیت شده که به همراه رطوبت گیر در کیسه آلومینیومی بسته بندی شده است.

۵) محلول شستشو غلیظ (Wash Buffer-50X) ۲۰ میلی لیتر:

یک ویال شامل سورفاکتانت محلول شده در بافر فسفات.

۶) محلول سوبسترا A (Substrate Solution A) ۶/۵ میلی لیتر:

دو ویال محلول تترا متیل بنزیدین (TMB).

۷) محلول سوبسترا B (Substrate Solution B) ۶/۵ میلی لیتر:

دو ویال محلول هیدروژن پراکساید (H2O2).

۸) محلول متوقف کننده (Stop Solution) ۱۲ میلی لیتر:

یک ویال حاوی محلول متوقف کننده واکنش.

۹) سرم کنترل (T4 Control):

ویال (های) حاوی ۰/۵ میلی لیتر سرم کنترل.

۱۰) برچسب مخصوص پلیت:

دو ورق.

توجه ۱: کلیه اجزای کیت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود. محلول متوقف کننده را می توان در دمای اتاق نگهداری کرد.

توجه ۲: مقادیر کنترل (ها) در برگه COA درج شده است.

موارد احتیاط در استفاده از کیت

• این کیت برای انجام تست های تشخیصی در محیط های آزمایشگاهی کاربرد دارد. محتویات کیت منشأ سرم انسانی داشته و از نظر عدم وجود HBSAg و آنتی بادی های ضد HIV1/2 و HCV کنترل شده اند، اما از آنجا که هیچ روشی به طور صد در صد نمی تواند منفی بودن این موارد را تأیید نماید، بنابراین لازم است هنگام استفاده از کیت، مراقبت های لازم به عمل آورده شود.

• محتویات تعبیه شده در این کیت برای استفاده در همین سری ساخت بوده و از استفاده مشترک با سایر سری ساخت ها خودداری فرمایید.

• برای دریافت نتایج بهتر و دقیق تر فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ چاهک ها رعایت شود. این فاصله زمانی نباید به گونه ای باشد که منجر به اثر دریفت (drift) گردد. لازم به ذکر است که در تمامی مراحل این نکته حائز اهمیت است. دقت نمایید محلول ها نزدیک به ته چاهک ریخته شوند.

• شستشوی نامناسب می تواند باعث بوجود آمدن نتایج اشتباه در آزمایش شود.

• کلیه محلول ها تا زمان انقضاء کیت پایدار هستند. از استفاده از محلول هایی که تاریخ انقضاء آن ها گذشته است خودداری نمایید.

جمع آوری و تهیه نمونه ها

• نمونه مورد استفاده در این آزمایش سرم یا پلاسما (حاوی هپارین یا EDTA) می باشد که از خون سیاهرگی تهیه شده و سرم بعد از لخته شدن کامل خون (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) از سلول های خونی جدا می گردد. حتی الامکان از نمونه های ایکتریک، لیپمیک و همولیز استفاده نکنید.

• نگهداری سرم باید در لوله های در بسته انجام شود. نمونه ها تا ۵ روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشد و در صورت استفاده برای مدت زمان طولانی تر (حداکثر تا ۳۰ روز) در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شوند. از منجمد و ذوب کردن مکرر نمونه ها خودداری کنید.

آماده سازی محلول ها

• **محلول شستشو:** کل حجم ویال محلول شستشو (50X) را با ۹۸۰ میلی لیتر آب مقطر به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر برسانید. محلول آماده شده در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری کنید. در صورت مشاهده رسوب در محلول شستشو، آن را در بن ماری ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید تا رسوب حل شود. در صورت مشاهده کدورت در محلول شستشو، از مصرف آن خودداری کنید.

• **محلول سوبسترا:** محلول های سوبسترا A و B را با حجم های مساوی (۱:۱) مخلوط کنید (به عنوان مثال، برای تهیه ۲ میلی لیتر محلول آماده مصرف، ۱ میلی لیتر از محلول سوبسترا A را به ۱ میلی لیتر از محلول سوبسترا B اضافه کنید) و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید. در صورت مشاهده رنگ آبی و کدورت در محلول سوبسترا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

• **محلول کونژوگه آنزیمی T4:** محلول کونژوگه آنزیمی را با بافر کونژوگه به نسبت ۱:۱۰ رقیق کنید. به عنوان مثال، برای ۱۰ چاهک مقدار ۱۰۰ میکرو لیتر کونژوگه غلیظ به ۱۰۰۰ میکرو لیتر بافر کونژوگه اضافه نمایید. این محلول باید به صورت روزانه آماده شود و زمان پایداری آن پس از آماده سازی ۲۴ ساعت می باشد.

مراحل انجام تست

قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که تمام اجزاء کیت و نمونه ها به دمای اتاق (۲۲ تا ۲۸ درجه سانتی گراد) رسیده اند. کلیه ویال های کالیبراتور، کنترل و نمونه ها را با ۵ بار سر و ته کردن به آرامی یکنواخت نمایید.

۱) تعداد چاهک های مورد نیاز برای انجام آزمایش را جدا نموده و چاهک های باقی مانده به همراه رطوبت گیر در کیسه آلومینیومی قرار داده، درب آن را ببندید و در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

۲) حجم ۲۵ میکرو لیتر از کالیبراتورها، نمونه های بیمار و کنترل را در داخل چاهک های مورد نظر بریزید. پیشنهاد می شود از هر نمونه یا کالیبراتور به صورت دوتایی (دوپلیکیت) در چاهک ها ریخته شود و از میانگین جذب نوری آنها استفاده شود.

۳) حجم ۱۰۰ میکرو لیتر محلول کونژوگه آماده شده (بخش آماده سازی محلول ها را مطالعه فرمایید) به تمامی چاهک ها اضافه کنید. پلیت را ۳۰-۲۰ ثانیه به آرامی روی سطح میز تکان دهید.

۴) پلیت را با برچسب بپوشانید و به مدت ۶۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.

۵) محتویات چاهک ها را در روش دستی یا وارونه کردن پلیت و در روش دستگاهی با آسپیره کردن کاملاً تخلیه نمایید.

۶) چاهک ها را ۳ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرو لیتر محلول شستشوی آماده شده (بخش آماده سازی محلول ها را مطالعه فرمایید) بشویید. اگر شستشو به صورت دستی انجام می شود در انتهای شستشو به آرامی پلیت را بر روی دستمال رطوبت گیر بزنید.

۷) حجم ۱۰۰ میکرو لیتر از محلول سوبسترا آماده شده (به بخش آماده سازی محلول ها مراجعه شود) به چاهک ها اضافه نمایید و با برچسب پلیت بپوشانید. سپس پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای


اتاق و تاریکی انکوبه نمایید. از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری فرمایید.

توجه: اگر بالاترین میزان جذب کالیبراتور، کمتر از ۲ به دست آمد، می‌توانید زمان انکوباسیون محلول رنگزا را به مدت ۱۰ دقیقه افزایش دهید.

(۸) حجم ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده به چاهک‌ها اضافه نموده و به مدت ۲۰-۱۵ ثانیه به آرامی تکان دهید.

(۹) جذب نوری چاهک‌ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با روش Point to Point در کمتر از ۱۵ دقیقه بخوانید. از طول موج فرانس ۶۲۰ تا ۶۳۰ نانومتر استفاده نمایید.

Calibrators	Well Number	Abs	Mean Abs	Conc. (µg/dL)
Cal. A	A1	2.381	2.392	0
	B1	2.403		
Cal. B	C1	1.878	1.894	2
	D1	1.911		
Cal. C	E1	1.488	1.494	5
	F1	1.501		
Cal. D	G1	1.033	1.04	10
	H1	1.048		
Cal. E	A2	0.776	0.788	15
	B2	0.801		
Cal. F	C2	0.622	0.631	25
	D2	0.641		



نکته: جذب نوری به دست آمده از کالیبراتورها و همچنین منحنی فوق فقط به عنوان مثال ذکر شده و در هر آزمایشگاهی در هر مرتبه آزمایش باید منحنی جدیدی ترسیم گردد.

مقادیر مورد انتظار

شرکت تولید کننده کیت، مقادیر مورد انتظار برای این تست را به قرار زیر مشخص کرده است. اگرچه، این مقادیر برای آنالیت مورد نظر باید توسط آزمایشگاه مصرف کننده تعیین گردد.

Normal Range For Adults
4.5 – 12.5 µg/dL

پارامترهای کنترل کیفی

Intra – Assay

دقت داخلی با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرمی با غلظت‌های متفاوت در یک نوبت کاری (۲۰ بار تکرار برای هر نمونه) بررسی گردید. معیار پذیرش در این آزمایش $CV < 10\%$ است.

Serum sample	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20
Mean T4 (µg/dL)	4.9	9.3	14.2
SD. (µg/dL)	0.27	0.44	0.61
C.V. (%)	5.5	4.7	4.3

Inter – Assay

دقت بین‌تستی با ارزیابی تجدیدپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرمی با غلظت‌های متفاوت در چهار نوبت کاری (هر نوبت پنج بار تکرار) بررسی گردید. معیار پذیرش در این آزمایش $CV < 10\%$ است.

Serum sample	1	2	3
No. of Repeats	20	20	20
Mean T4 (µg/dL)	3.9	7.7	16.9
S.D. (µg/dL)	0.23	0.36	0.76
C.V. (%)	5.8	4.6	4.4

Recovery

در این تست دو نمونه سرم به‌نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شده و به‌عنوان یک نمونه، مقدار T4 در آن اندازه‌گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش، $Bias < 10\%$ نسبت به نتیجه مورد انتظار است.

NO.	Sample (µg/dL)	Added (µg/dL)	Exp. (µg/dL)	Obs. (µg/dL)	% Rec
1	11.7	5.3	8.5	7.99	94
2	4.4	17.3	10.85	10.94	100.8
3	10.3	16.3	13.3	14.1	106

Linearity

در این تست، غلظت T4 در رقت‌های مختلف نمونه سرم برای تعیین خطی بودن کیت اندازه‌گیری شد. معیار پذیرش در این آزمایش $Bias < 10\%$ است.

No.	Sample (µg/dL)	1/2	1/4	1/8	1/16
		% Bias			
1	4.1	2.5	-2.8	-2.1	-3.1
2	8.3	-1.9	3.3	-1.7	-2.4
3	14.6	-1.3	-1.4	-2.8	-1.6

Cross Reactivity

اختصاصیت این آزمایش با اضافه کردن غلظت‌های مختلفی از مواد مداخله‌گر به سرم، مورد سنجش قرار گرفت. واکنش متقاطع با اندازه‌گیری نسبت بین دوز ماده مداخله‌گر به دوز T4 مورد نیاز برای همان مقدار جذب ارزیابی شد. معیار پذیرش واکنش متقاطع (بسته به نوع آنالیت و ماده اضافه شده) برای آنالیت در محدوده $100 \pm 10\%$ درصد و برای ماده اضافه شده حداکثر تا ۲۵ درصد است.

Analyts	Cross Reactivity	Concentration
L-Thyroxine	1	-
D-Thyroxine	0.9800	10 µg/dL
D-Thyriodothyronine	0.0150	100 µg/dL
L-Thyriodothyronine	0.0300	100 µg/dL
Iodothyrosine	0.0001	100 µg/mL
Diiodothyrosine	0.0001	100 µg/mL
Diiodothyronine	0.0001	100 µg/mL

Sensitivity

بر اساس جمع میانگین جذب نوری کالیبراتور صفر و سه برابر انحراف معیار حداقل غلظت قابل تشخیص در این کیت $0.15 \mu\text{g/dL}$ می‌باشد.

منابع

1. Barker, S.B., "Determination of Protein Bound Iodine." *Journal Biological Chemistry* 173-175. (1948).
2. Chopra, I.J., Solomon, D.H., an Ho, R.S., "A Radioimmunoassay of Thyroxine," *J. Clinical Endocrinol* 33, 865. (1971)
3. Young, D.S., Pestaner, L.C., and Gilberman, U., "Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests." *Clinical Chemistry* 21, 3660. (1975)
4. Sterling, L., Diagnosis and Treatment of Thyroid Disease, Cleveland *CRC Press* P. 19-51. (1975)
5. Rae P, Farrar J, Beckett G, Toft A, 'Assessment of thyroid status in elderly people.' *British Med. Jour* 307, 177-180. (1993)
6. Charkes ND, "The many causes of subclinical hyperthyroidism." *Thyroid* 6, 391-396. (1996)
7. Chou FF, Wang PW, Huang SC, 'results of Subtotal Thyroidectomy for Graves' disease.' *Thyroid* 9, 253-256.
8. Muzzaffari EL, Gharib H, "Thyroxine suppressive therapy in patients with nodular thyroid disease." *Ann Intern Med* 128, 386-394. (1998)
9. Attwood EC, Seddon RM, Probert DE: "The T4/TBG ratio and the investigation of thyroid function." *Clin Biochem* 11, 218. (1978)

10. Jain R, Isaac RM, Gottschalk ME et al: 'Transient central hypothyroidism as a cause of failure to thrive in newborns and infants.' *J. Endocrinology Invest* 17, 631-637. (1994)

در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش پشتیبانی شرکت تینا پژوهان آروین تماس حاصل فرمایید.



DIAPLUS

شرکت تینا پژوهان آروین

سهروردی شمالی، پایین تر از آپادانا،

کوچه فیروزه، پلاک ۳ واحد ۱ و ۲

تلفن: ۴۱۷۹۶۰۰۰-۰۲۱