



مراجع:

1. Balous A. and Duerden B. 1998, Topley and Wilson, Microbiology and Microbial Infections (Vol and Vol 2). Amold Company, London, U.K.
2. Murray P.R, Barron j., Pfaller M.A. et al. 1999, Manual of Clinical Microbiology. American Societies of Microbiology press, U.S.A.
3. Mandel G.L. Bennet J.E. and Dolin R. 2000, Principles and practice of infectious disease. Churchill :ivingstone, New york U.S.A.
4. Encyclopedia of Microbiology, 2000, Vol 2 Academic press.

علائم جهانی مربوط به فرآورده‌های تشخیص آزمایشگاهی

فقط برای مصرف در آزمایشگاه	IVD	<i>in-vitro diagnostic use only</i>
شماره سفارش فرآورده	REF	Product Code
شماره ساخت فرآورده	LOT	Lot Number
تاریخ پایداری		Use by/ Expiry date
درجه حرارت نگهداری فرآورده		Store at
برای روش استفاده فرآورده با سازنده تماس بگیرید		Consult instructions for use

www.bird-bahar.com
E-mail: bahar@bird-bahar.com

پژوهشی و تشخیصی




بهار افشان

آنتی سرم چندودمانی بروسلا آبورتوس *Brucella Abortus Antiserum*



بروسلاها پارازیت‌های داخل سلولی سیستم رتیلولاندوتلیال اند که قدرت تهاجمی بالایی دارند. این باکتری‌ها عامل عفونت لوکالیزه در مغز استخوان، بافت‌ها و دیگر ارگان‌های انسان به شمار می‌روند. بروسلوزیس *Brucellosis* بیماری ایجاد شده توسط این ارگانیسم می‌باشد. این بیماری معمولاً سه تا چهار هفته پس از تماس اولیه با عامل عفونت بروز می‌کند. علائم بیماری شامل تب، درد استخوان‌ها (بدن درد) سردرد، لرز، بی‌حالی و تعریق است. تظاهر کلینیکی این بیماری به سه فرم حاد، تحت حاد و یا به صورت لوکالیزه می‌باشد.

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به پمپ‌بنزین، ساختمان آزمایشگاه بهار
شماره ۱۶۲۷، صندوق پستی: ۶۶۸-۱۴۱۸۵
تلفن: ۸۸۹۶۶۲۴۶-۸۸۹۶۱۸۶۹، نمابر: ۸۸۹۶۰۴۴۵





وقتی بروسلوز به صورت تحت حد ظهور می‌کند ممکن است با توبرکلوزیس اشتباه شود که این به دلیل داخل سلولی بودن این ارگانیزم همانند *M. tuberculosis* است که واکنش ایمنی بدن در این موارد با تشکیل گرانولوماتا همراه می‌باشد. بیشتر موارد بروسلوزیس به علت تماس با حیوانات و کشت خالص باکتری جدا شده در آزمایشگاه رخ می‌دهد. تاریخچه بیمار معمولاً شامل تماس با محصولات دامی یا با گوشت آلوده است. محل ورود عفونت، بینی یا حلق (از طریق تنفس)، دستگاه گوارش (از طریق خوراکی) کنژنکتیو (از طریق تماس با چشم) و خراش‌های پوستی است.

پاسخ ایمنی انسان در مقابل ورود میکروارگانیزم به بدن موجب تولید آنتی بادی قابل اندازه‌گیری می‌باشد که در اغلب موارد در تشخیص کلینیک بیماری مؤثر است و اساس تشخیص سرولوژیک محسوب می‌شود.

اما در هر حال **تشخیص قطعی** بروسلوزیس مبتنی بر جداسازی این ارگانیزم توسط **کشت** است. استفاده از آنتی سرم بروسلا در تشخیص جنس این باکتری نقش اساسی دارد (جدول ۱) و سال‌هاست که در کنار سایر آزمون‌های بیوشیمیایی جهت تأیید این جنس باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به علت **تشابه آنتی‌ژنیک گونه‌های بیماری‌زا شایع در انسان که عبارتند از بیووار ۲ و ۳ ملتینسیس با آبورتوس؛ بیووار ۴ و ۵ و ۷ آبورتوس با ملتینسیس؛ بیووار ۱ و ۲ و ۳ سویس با آبورتوس؛ بیووار ۴ سویس با ملتینسیس و آبورتوس؛ بیووار ۵ سویس با آبورتوس.** این آنتی سرم به صورت پلی‌والان و به نام *abortus* عرضه می‌شود.

جمع‌آوری، انتقال و آماده‌سازی نمونه:


نمونه‌ها پس از جمع‌آوری، بلافاصله باید کشت داده شوند و در غیر این صورت در یخچال نگهداری شوند. بروسلا بیشتر از خون و مغز استخوان جدا می‌شود اما گاهی جداسازی آن از نمونه‌های بیوپسی طحال و کبد و آبسه‌ها نیز گزارش شده است.

این باکتری به‌ندرت از مناطق واجد میکروفلور، جدا گردیده است.

جدول ۱- افتراق جنس بروسلا از سایر کوکو باسیل‌های گرم منفی سخت رشد

Test	<i>Brucella sp</i>	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	<i>Acinetobacter SP</i>	<i>Moraxella phenylpyruvic</i>	<i>Oligella ureolytica</i>	<i>Haemophilus influenzae</i>
Agglutination in <i>Brucella</i> antiserum	+b	-	-	+	+	+
oxidase	+b	+	-	+	+	+
Motility	-	+	-	-	+/-	-
urea	+	+	+/-	+	+	+/-
Nitrate Reduction	+	+	-/+	+	+	NA
Growth on blood agar	+	+	+	+	+	-
Gram stain morphology	Tiny ccb stain faintly	Small rods and ccb, stain brightly	Large ccb, stain brightly	ccb, stain brightly	Tiny ccb	Small ccb

www.bird-bahar.com
E-mail: bahar@bird-bahar.com





جدول ۲ - مشخصات کلیدی در جداسازی گونه‌های بروسلا

Test	<i>B.abortus</i>	<i>B.melitensis</i>	<i>B.suis</i>	<i>B.canis</i>
Dye sensitivity Basic fuchsin	R	R	S	S
Thionine	S	R	R	R
Urea hydrolysis	>90 min	>90 min	<90 min	<90 min
H2 S production	2-5 days	None	1-6 days	None
Lysis by Tb phage	+	-	-	-
Requirement for CO2	+/-	-	-	-

www.bird-bahar.com
E-mail: bahar@bird-bahar.com

زیرا در رقابت با ارگانسیم‌های دیگر اغلب ناموفق است) پس از جمع‌آوری نمونه، تلقیح آن در محیط کشت مناسب صورت می‌گیرد. محیط کشت اولیه جهت جداسازی این باکتری از خون، مغز استخوان و... محیط کشت دو فاز Castaneda «بهارافشان» می‌باشد و در هر حال روش *Blind subculture* برای جداسازی ارگانسیم توصیه می‌شود.


روش مفید دیگر در جداسازی این ارگانسیم Lysis Centrifuge است که به علت داخل سلولی بودن ارگانسیم کارآیی بالایی در جداسازی دارد. بهترین نمونه برای جداسازی باکتری مغز استخوان است که در بیماران تحت حاد، اغلب مثبت باقی می‌ماند.

جداسازی و شناسایی باکتری:

بروسلا، کوکوباسیل گرم منفی بسیار کوچک، غیر متحرک و بدون کپسول است. ارگانسیم در شرایط هوازی رشد کرده و رشد آن به وسیله آنکوباسیون در شرایط CO2 می‌باشد که از این خصوصیت در شناسایی آن‌ها نیز بهره گرفته می‌شود.

تاکنون ۷ گونه بروسلا شناسایی گردیده‌اند که نام آن‌ها به همراه میزبان اصلی‌شان در اینجا قید گردیده است. *B.abortus* (گاو)، *B.suis* (خوک)، *B.melitensis* (ببز و گوسفند)، *B.canis* (سگ)، *B.ovis* (گوسفند)، *B.neotomae* (جونندگان) و یک سویه جدید به نام *B.maris* (پستانداران دریایی).

رشد این باکتری با افزودن سرم یا خون بهبود می‌یابد اما افزودن فاکتور *X Hemin* و فاکتور *V NAD* نیازی نیست که این وجه تمایز این جنس از جنس هموفیلوس می‌باشند. (رشد Blood agar مثبت) برخی سویه‌ها به صورت ضعیف بر روی مک‌کانکی رشد می‌کنند. ارگانسیم اکسیداز و کاتالاز مثبت بوده و جهت شناسایی آن از آزمون هیدرولیز اوره، تولید H2S حساسیت به رنگ و آنتی سرم استفاده می‌شود. (جدول ۲)





آزمون آنتی سرمی:

پس از جداسازی باکتری جهت شناسایی و تأیید باکتری از آزمون آنتی سرمی استفاده می‌شود توجه به این نکته ضروری است که این آزمون برای شناسایی گونه به کار نمی‌رود. آنتی‌سرم موجود، آنتی‌سرم بروسلا آبورتوس است که به علت واکنش‌های متقاطع در بین گونه‌های بروسلا و تشابه آنتی‌ژنیک سه گونه *B. suis*، *B. abortus*، *B. melitensis*، باکتری به صورت *B. abortus* گزارش می‌شود.

واکنش‌های متقاطع:

این واکنش به علت تولید آنتی بادی‌های هتروژن رخ می‌دهد. بنابراین شدت آن ضعیف‌تر از واکنش‌های هموزن می‌باشد. این واکنش‌ها بین *Francisella tularensis* و *Yersinia enterocolitica serotype 9*، *Brucella* و *Proteus OX19*، *Vibrio cholerae* بروسلا آبورتوس یک آنتی سرم پلی‌کلنال است که به علت تشابه آنتی ژنیک بین سه گونه *B. suis*، *B. melitensis*، *B. abortus* واجد واکنش‌های متقاطع سرولوژیک می‌باشد.

پایداری و نگهداری:

آنتی سرم باید در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری شود. تاریخ انقضاء هر آنتی سرم بر روی برچسب آن نوشته شده است.

هشدار و احتیاط‌ها:

- این فرآورده تنها برای استفاده *in-vitro* می‌باشد.
- قبل از استفاده حتماً بروشور را مطالعه فرمائید.
- از استفاده پس از تاریخ انقضاء بپرهیزید.
- هنگام انجام آزمون از دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید. کلیه عملیات باید در زیر هود بیولوژیک کلاس II انجام گیرد.
- پس از استفاده لام و اپلیکاتور استفاده شده را داخل ظرف محلول ۰/۵ درصد هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) قرار دهید.

۶. از آلوده شدن محلول بر اثر تماس با میکروب‌ها جلوگیری کنید.
۷. در صورت کدر بودن یا لخته بودن آنتی سرم‌ها، از استفاده آن‌ها بپرهیزید.

۸. در آنتی سرم‌های حاضر *Thiomersal* به عنوان یک نگهدارنده به کار رفته است که در صورت بلع می‌تواند موجب مسمومیت گردد. همچنین این ماده در صورت تماس با آلومینیوم می‌تواند ایجاد خوردگی کند.
۹. از ذوب و انجماد آنتی سرم‌ها بپرهیزید که می‌تواند موجب ایجاد رسوب و از دست رفتن آن‌ها گردد.
۱۰. برای انجام آزمایش حتماً از نور مناسب و صفحه تیره استفاده کنید.



روش انجام آزمون و تفسیر نتایج:

کشت‌هایی که از طریق آزمون‌های بیوشیمیایی و خصوصیات مورفولوژیکی مشکوک به میکروب مورد نظر می‌باشند، می‌توانند جهت آزمون و تأیید با آنتی سرم مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل انجام آزمایش:

- آنتی سرم را قبل از آزمایش از یخچال بیرون آورده، به درجه حرارت اتاق برسانید.
- از لام‌های شیشه‌ای تمیز استفاده نموده و یک قطره از آنتی سرم را بر روی لام بریزید.
- به وسیله لوپ مقداری از کشت تازه ۴۸ تا ۷۲ ساعته رشد یافته بروی محیط‌های غیرمهارى را در قطره آنتی سرم برده، کاملاً حل نمایید به طوری که یک قطره سوسپانسیون غلیظ به وجود آید.
- لام را به صورت دورانی حرکت دهید و واکنش را قبل از ۶۰ ثانیه در مقابل یک صفحه سیاه و مات از نظر آگلوتیناسیون به دقت مورد بررسی قرار دهید.
- لخته شدن مشخص و یا آگلوتیناسیون کامل در این مدت باید به عنوان واکنش مثبت در نظر گرفته شود.

www.bird-bahar.com
E-mail: bahar@bird-bahar.com

