



بهار افشان

معرف متیلرد

Methyl Red Reagent

(MR Test)

اصول

الف) آزمایش توانایی ارگانسیم برای تولید و پایدار نگه داشتن محصولات اسیدی نهایی از تخمیر گلوکز و غلبه کردن بر ظرفیت بافری سیستم.
 ب) این تست یک تست کمی برای تولید اسید (تعیین pH) می باشد. بعضی از ارگانسیم ها نسبت به سایر ارگانسیم ها اسیدهای بیشتری تولید می کنند.
 متیلرد یک معرف pH بسا محدوده بین ۶ (زرد) و ۴/۴ (قرمز) می باشد.
 pH اسیدی در متیلرد پایین تر از pH سایر معرف های مورد استفاده در محیط های کشت باکتری شناسی است. بنابراین برای تغییر رنگ به قرمز، ارگانسیم مورد آزمون باید مقدار زیادی اسید از کربوهیدرات تولید کرده باشد.

هدف

انجام آزمایش متیلرد برای تشخیص سویه های باکتریایی که از گلوکز اسیدهای قوی تولید می کنند، به کار می رود.
 الف) افتراق بین جنس ها یا افتراق بین گونه ها در یک جنس در خانواده انتروباکتریاسه. آزمایش متیلرد بخشی از تست های IMViC (Indole- Methylred- Voges- Proskauer- Citrate) می باشد.
 ۱. اشریشیا کلی (MR+) از انتروباکتر آئروژنز (MR-) و انتروباکتر کلوآکه (MR-).

انجام شود. احتمال دارد که استوئین (در آزمایش VP) تخریب شود، و نتایج این دو آزمایش برای تشخیص بی اعتبار گردد.

د) واکنش متیلرد را نمی توان با بالا بردن غلظت گلوکز در محیط تسریع نمود. (نتیجه آزمایش متیلرد نباید کمتر از ۴۸ ساعت انکوباسیون تفسیر شود. اعتبار آزمایش MR بستگی به انکوباسیون کافی برای متابولیسم گلوکز دارد. اگر آزمایش MR خیلی زود انجام شود، نتایج اغلب بینابینی یا مثبت کاذب خواهند بود، زیرا ارگانسیم های MR مثبت زمان کافی برای متابولیسم کامل محصولات اسیدی اولیه که از تخمیر گلوکز ایجاد شده اند، ندارند. بعد از ۲۴-۱۸ ساعت انکوباسیون نتایج MR مثبت کاذب دیده می شود.

و) از انجام آزمایش در برات تلقیح شده خیلی کدر خودداری نمایید. اگر مقدار تلقیح از حداکثر حدود ۱۰^۹ سلول زنده در هر میلی لیتر بیشتر باشد، رشد باکتریایی مهار می شود. هر افزایش لگاریتی در مقدار تلقیح، زمان مورد نیاز برای ارگانسیم های MR مثبت را جهت ایجاد محصولات اسیدی کافی برای غلبه کردن بر سیستم بافری، افزایش می دهد.

ز) آزمایشگاه برای بدست آوردن نتایج مناسب و تکرارپذیر باید موارد ذیل را استاندارد نماید: (a) غلظت تلقیح (b) حجم برات و (c) اندازه لوله آزمایش. واکنش نارنجی رنگ اغلب زمانی اتفاق می افتد که حجم برات زیاد باشد و تفسیر را مشکل می سازد.


مراجع

1. Murray, P.R., et al. 2003. Manual of clinical Microbiology, 8th ed. American society for Microiology, Washington, D.C.
2. Koneman, E.W., et al. 1997. coler Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th ed .J.B. Lippincott company, Philadelphia, PA.
3. MacFaddin, J.f.2000. Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria, th ed. Williams 8 wilkins, Baltinore, MD.

تهران، خیابان کارگر شمالی، نزسیده به پمپبازین، ساختمان آزمایشگاه بهار
 شماره ۱۶۲۷، صندوق پستی: ۱۴۳۱۸۵-۷۶۸
 تلفن: ۸۸۹۶۲۴۴-۸۸۹۶۱۸۹۶-۸۸۹۶۰۴۲۵ نمابر: ۸۸۹۶۰۴۲۵



بهار افشان



۲. گونه‌های پرسیبیا (V)، اغلب MR+ از سایر باسیل‌های گرم منفی غیرروده‌ای (MR-).
۳. افتراق بین کلبسیلا اکسی توکا و کلبسیلا پنومونیه زیرگونه پنومونیه (معمولاً MR- و کلبسیلا تریچنا (V) از سایر کلبسیلاها (MR+).
- ب) آزمایش‌های MR و VP در تشخیص موارد زیر نیز به کار می‌روند:
 ۱. آئروموناس هیدروفیلا (MR+ / VP+).
 ۲. گونه‌های لیستریا (MR+/VP+).
 ۳. همه شیگلاها و سیتروباکتر (MR+).

محیط کشت مورد استفاده

محیط کشت مورد استفاده برای این آزمایش محیط برات MR-VP می‌باشد، که حدود ۲/۰mL در هر لوله (۱۶×۱۲۵mm) تقسیم می‌گردد. این محیط باید در یخچال (۴-۱۰°C) نگهداری شود. نیمه عمر آن ۸-۶ هفته می‌باشد.

روش انجام آزمایش

۱. از کشت ۱۸-۲۴ ساعته خالص روی KIA+TSI، مک‌کانکی آگار یا بلاداآگار به مقدار کم برداشته، در محیط MR-VP تلقیح نمایید.
۲. در پیچ لوله را شل نموده، حداقل به مدت ۴۸ ساعت در ۳۵°C انکوبه نمایید. (پیشنهاد می‌شود لوله‌ها را به مدت ۵-۳ روز در ۳۰°C انکوبه کنید).
۳. ۵ قطره اندیکاتور متیل‌رد به آن اضافه نمایید. در موارد مثبت کاذب پس از ۲۴ ساعت، تا ۲۵ قطره بر روی کشت ۴۸ ساعته می‌توان اضافه کرد و تست منفی خواهد ماند.
۴. نتیجه را بلافاصله بررسی نمایید.

تفسیر نتایج

الف) MR مثبت: کشت کاملاً اسیدی شده و معرف متیل‌رد به‌طور مشخص و پایدار به‌رنگ قرمز روشن (pH=۴/۴) در سطح محیط باقی می‌ماند. میکروارگانیسم‌های MR مثبت اسیدهای بیشتری تولید کرده، بر سیستم فسفات بافر غلبه نموده و محیط را اسیدی نگه می‌دارند.

ب) MR منفی: ایجاد رنگ زرد (pH=۶) در سطح محیط.

ج) واکنش تأخیری (±): ایجاد رنگ تأخیری قرمز و نارنجی بیانگر تولید

کم اسید از سوسترا می‌باشد. آزمایش را تکرار نمایید و انکوباسیون را برای ۴ روز ادامه دهید.

کنترل کیفی

بعد از ساخت هر سری ساخت از محیط و هر batch از معرف باید کنترل‌های مثبت و منفی مورد آزمون قرار گیرند. شامل:

الف) سویه کنترل MR مثبت / منفی: VP / Escherichia coli ATCC29522
ب) سویه کنترل MR منفی / مثبت: VP / Enterobacter cloacae ATCC13097

انجام آزمایش به روش سریع

در این روش ارگانیسم‌های MR مثبت در مدت ۱۸ ساعت تعیین می‌شوند. از مرکز قلّه یک کلنی ایزوله از کشت خالص ۲۴-۱۸ ساعته روی EMB، مک‌کانکی یا بلاداآگار برداشته، در ۰/۵mL برات MR-VP تلقیح کنید. لوله را به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در ۳۵°C انکوبه نمایید.

بعد از این زمان ۱ قطره معرف MR به لوله اضافه کنید. رنگ قرمز روشن بیانگر واکنش مثبت و رنگ کاملاً زرد بیانگر واکنش منفی می‌باشد. مطالعات نشان داده که حجم برات کمتر باعث می‌شود ارگانیسم‌ها بهتر در معرض اکسیژن هوا قرار گیرند و ارگانیسم‌های منفی سریع‌تر به pH اسیدی اولیه برمی‌گردند.

محدودیت‌ها

الف) درصد پیتون موجود در محیط کشت روی نتایج متیل‌رد تأثیر می‌گذارد. هر سری ساخت از محیط کشت قبل از استفاده باید با ارگانیسم‌های شناخته شده MR مثبت و MR منفی کنترل شود.

ب) در طی استریلیزاسیون، لوله‌ها را باید برای محافظت از تماس با بخار در ظرفی قرار دهید که آنها را از مایعات میعانی جدا کند. در صورتی که به این موضوع توجه نشود، محیط زرد رنگ می‌شود. محیط باید به شفافیت آب باشد. محیط زرد رنگ، محیط نامناسبی است.

ج) در تشخیص روتین برای افتراق E.coli از اغلب میکروارگانیسم‌های گروه کلبسیلا - انتروباکتر نباید صرفاً به آزمایش‌های MR و VP اعتماد نمود. آزمایش‌های سبترات و اندول (IMViC) باید در ترکیب با تست‌های MR-VP

