



Coagulase-Positive Staphylococcus Species

Organism	Coagulase		Heat-Stable-Endonuclease
	Slide	Tube	
<i>S. aureus</i> subsp. <i>anaerobius</i>	-	+ ^a	+
<i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	+	+	+
<i>S. lugdunensis</i> ^{b,c}	+	-	-
<i>S. schleiferi</i> subsp. <i>Coagulans</i>	+	-	+
<i>S. schleiferi</i> subsp. <i>Schleiferi</i> ^b	+	-	+
<i>S. hyicus</i> ^d	-	V ^a	+
<i>S. intermedius</i> ^d	V	+ ^a	+
<i>S. delphini</i> ^d	-	+ ^a	-

^aStrains deficient in clumping factor (slide negative) will usually produce free coagulase (tube positive).

^bHuman isolates; human plasma is recommended for testing.

^cLatex agglutination is less reliable for detection of clumping factor or fibrinogen.

^dAnimal isolates. *S. intermedius* and *s. hyicus* are rarely isolated from humans. Separation:

مراجع:

1. MacFaddin, J.F., *Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria*, 2000, 3rd edition, Lippincott Williams and Wilkins.
2. Murray, P.R., *Manual of Clinical Microbiology*, 2003, 8th edition, Washington D.C.
3. Forbes, B.A. and et al. *Baily and Scott's Diagnostic Microbiology*, 1998, 11th edition, Mosby.
4. Koneman, E.W. and et al. *Color Atlas and Textbook Clinical Microbiology*, 1997, 5th edition, Lippincott.



پژوهش‌های باهاری



بهار افشان

Coagulase Test

پلاسمای استریل خرگوش

(حاوی ضد انعقاد EDTA)

(جهت انجام آزمایش کوآگولاز)



هدف آزمایش:

آزمایش کوآگولاز جهت تعیین آنزیم کوآگولاز آزاد (free coagulase) یا متصل (bound coagulase) و افتراق استافیلوکوک‌های تولیدکننده کوآگولاز از سایر گونه‌های استافیلوکوک به کار می‌رود.

اساس آزمایش:

کوآگولاز پروتئینی است که فعالیتی شبیه به پروترومبین داشته، فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل کرده، در نتیجه لخته قابل رؤیتی ایجاد می‌کند. کوآگولاز به دو شکل متصل به سلول و آزاد وجود دارد که هر کدام خصوصیات متفاوتی داشته و برای تشخیص به روش آزمون جداگانه‌ای نیاز دارد.

کوآگولاز متصل (روش لام): کوآگولاز متصل که کلامپینگ فاکتور (*Clumping factor*) نیز نامیده می‌شود، به مستقیماً با فیبرینوژن واکنش می‌دهد و تولید رشته‌های فیبرین کرده که باعث لخته شدن و تجمع سلول‌های میکروبی می‌گردد.

کوآگولاز آزاد (روش لوله): کوآگولاز آزاد ماده‌ای شسیبه ترومبین است. وقتی سوسپانسیونی از ارگانیزم تولیدکننده کوآگولاز در پلاسمای لوله آزمایش تهیه می‌شود، Coagulase-Reacting Factor (CRF) موجود در پلاسمای کوآگولاز آزاد واکنش داده، فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل کرده و ایجاد لخته می‌نماید.

www.bird-bahar.com
E-mail: bahar@bird-bahar.com

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به پمپ‌بنزین، ساختمان آزمایشگاه بهار

شماره ۱۶۲۷، صندوق پستی: ۷۶۸-۱۴۱۸۵

تلفن: ۸۸۹۶۶۲۴۶-۸۸۹۶۹۵۴۵، نمابر: ۸۸۹۶۰۴۴۵



آماده‌سازی و نگهداری معرف:

- ۱- معرف مورد استفاده، پلاسمای استریل خرگوش به صورت لیوفیلیزه می‌باشد. ویال‌های لیوفیلیزه را تا زمان قید شده بر روی برچسب می‌توانید در یخچال ۲-۸°C درجه نگهداری نمایید.
- ۲- برای استفاده از معرف، ویال را از یخچال خارج نموده و اجازه دهید تا دمای آن به دمای اتاق برسد. تحت شرایط استریل ۲ml آب مقطر استریل به آن اضافه کرده، ویال را تکان دهید تا محتویات آن کاملاً حل شود.
- ۳- محلول معرف را به میزان ۰/۵ml در لوله‌های استریل توزیع نمایید.
- ۴- لوله‌ها را تا ۵ روز در ۲-۸°C و یک ماه در ۲۰°C می‌توان نگهداری و استفاده نمود.
- ۵- از منجمد و ذوب کردن مکرر معرف خودداری کنید.

روش انجام آزمایش:

- بهرتر است از کشت تازه ۲۴-۱۸ ساعته باکتری استفاده کنید.
- الف) روش آزمایش بر روی لام:**
- ۱- یک قطره آب مقطر استریل را روی یک لام شیشه‌ای تمیز قرار دهید.
 - ۲- از کشت ۲۴-۱۸ ساعته باکتری مورد نظر سوسپانسیون غلیظ شیری و یکنواختی تهیه کنید.
 - ۳- سوسپانسیون باید بدون آگلوتیناسیون باشد.
 - ۴- یک قطره معرف پلاسمای خرگوش را به سوسپانسیون اضافه کرده، با لوپ یا اپلیکاتور چوبی آن را به خوبی مخلوط نمایید.

تفسیر آزمایش:

- واکنش مثبت:** مشاهده ذرات درشت و سفیدرنگ آگلوتیناسیون ۱۰-۵ ثانیه بعد از مخلوط کردن پلاسما با سوسپانسیون و عدم وجود ذرات آگلوتیناسیون در مرحله دوم.
- توجه:** وجود ذرات آگلوتیناسیون در مرحله دوم بیانگر این است که ارگانسم اتواگلوتیناسیون داشته و آزمایش باید بروش لوله انجام شود.
- واکنش منفی:** عدم وجود ذرات آگلوتیناسیون.
- توجه:** برای همه نتایج منفی یا مثبت تأخیری (بیشتر از ۱۰ ثانیه) باید آزمایش به روش لوله انجام شود.



ب) روش آزمایش لوله‌ای:

- ۱- مقداری از کلنی مورد نظر را در ۰/۵ml پلاسمای خرگوش در لوله استریل حل کنید تا سوسپانسیون شیری رنگ به دست آید.
- ۲- لوله را به مدت ۴ ساعت در ۳۵°C انکوبه نمایید.
- ۳- تا ۴ ساعت لوله را از نظر تشکیل لخته بررسی نمایید. برای این کار لوله را به آرامی کج کنید.
- ۴- اگر لخته‌ای تشکیل نشد لوله را برای یک شب در حرارت اتاق قرار داده و دوباره آن را بررسی نمایید.

تفسیر آزمایش:

- واکنش مثبت:** ایجاد لخته به هر اندازه بعد از ۲۴-۱ ساعت.
- واکنش منفی:** عدم ایجاد لخته تا ۲۴ ساعت.

محدودیت‌ها:

- ۱- بعضی از گونه‌های استافیلوکوک غیر از S.aureus (مثل S. intermedius) و اکنش کوآگولاز مثبت ایجاد می‌کنند. (به جدول مراجعه شود).
- ۲- استافارنوس‌های مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) ممکن است کوآگولاز متصل نداشته باشند و نتیجه آزمایش کوآگولاز به روش لام آن‌ها منفی شود.
- ۳- برای انجام این آزمایش نباید سوش مورد نظر را از محیط‌هایی که دارای غلظت زیاد نمک می‌باشند (مثل مانیترول سالت آگار) برداریم، زیرا غلظت بالای نمک باعث می‌شود که بعضی از سویه‌ها اتواگلوتیناسیون ایجاد کنند.
- ۴- برای انجام آزمایش کوآگولاز لوله‌ای، سوسپانسیون نباید بیش از ۴ ساعت در انکوباتور بماند، زیرا بعضی از سویه‌ها بعد از ۴ ساعت فیبرینولیزین تولید کرده، فیبرینولیزین لخته را حل می‌کند و نتیجه منفی کاذب به دست می‌آید.
- ۵- در این آزمایش برای بررسی نتیجه، لوله را باید به آرامی کج کنیم و نباید آن را به شدت تکان دهیم. چون ممکن است لخته تکه تکه و حل شود و نتیجه منفی کاذب به دست آید.
- ۶- پلاسما مورد استفاده باید پلاسما استریل (حاوی ضدانعقاد EDTA) خرگوش باشد، از پلاسما سیتراته نباید استفاده شود. زیرا ارگانسیم‌هایی که سیترات را متابولیزه می‌کنند (مثل ائتروکوک‌ها)، نتیجه مثبت کاذب می‌دهند. البته برای جلوگیری از چنین خطایی باید ابتدا آزمون کاتالاز انجام شود.

