



## شرکت پارس پیوند

تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

### محصولات شرکت فرزانه آرمان

#### لوله های خونگیری وکیوم

ردیف	نام محصول	حجم ml	سایز لوله ml	تعداد/کارتن	رنگ	قیمت (تومان)
۱	لوله سرم Clot Activator (CAT)	۴	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	قرمز	۱۴۹۰
		۶	۱۳×۱۰۰	۷۵۰	قرمز	۱۷۴۰
		۹	۱۶×۱۰۰	۷۵۰	قرمز	۲۲۵۰
۲	لوله سرم Gel & Clot Activator (SST)	۳/۵	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	زرد	۱۹۹۰
		۵	۱۳×۱۰۰	۷۵۰	زرد	۲۱۸۰
		۸	۱۶×۱۰۰	۷۵۰	زرد	۲۷۹۰
۳	لوله K2EDTA (CBC)	۲	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	بنفش	۱۴۴۰
		۳	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	بنفش	۱۴۴۰
		۶	۱۳×۱۰۰	۷۵۰	بنفش	۱۷۶۰
۴	لوله K3EDTA (CBC)	۲	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	بنفش	۱۴۴۰
		۳	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	بنفش	۱۴۴۰
		۶	۱۳×۱۰۰	۷۵۰	بنفش	۱۷۶۰
۵	لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT)	۲/۷	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	آبی	۱۸۴۰
۶	لوله سدیمان دستی 3.8% Sodium Citrate (ESR)	۱/۶	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	مشکی	۱۸۴۰
۷	لوله بدون افزودنی (No Additive (Plain)	۴	۱۳×۷۵	۱۰۰۰	قرمز	۱۳۰۰
		۶	۱۳×۱۰۰	۷۵۰	قرمز	۱۶۰۰
		۹	۱۶×۱۰۰	۷۵۰	قرمز	۲۱۰۰
لوله خونگیری غیر وکیوم						
۸	لوله سرم (Clot Activator & Gel) غیر وکیوم	۴	۱۲×۸۶	۱/۵۰۰	زرد	۱۱۲۰



## شرکت پارس پیوند

۸۱۰	قرمز	۱/۵۰۰	۱۲×۸۶	۵	لوله سرم (Clot Activator & Granule) غیر وکیوم	۹
۷۶۵	قرمز	۱/۵۰۰	۱۲×۸۶	۵	لوله سرم (Clot Activator) غیر وکیوم	۱۰
۷۲۰	بنفش	۲۰۰۰	۱۲×۵۶	۱	لوله K2EDTA غیر وکیوم	۱۱
۷۲۰	سبز	۲۰۰۰	۱۲×۵۶	۲		
۷۲۰	سبز	۲۰۰۰	۱۲×۵۶	۲	لوله K3EDTA غیر وکیوم	۱۲
۸۸۰	سبز	۱۰۰۰	۱۳×۷۵	۲	لوله K2EDTA طرح وکیوم	۱۳
۷۹۰	آبی	۱/۵۰۰	۱۲×۸۶	۱/۸	لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT) غیر وکیوم	۱۴
۷۹۰	نارنجی	۱/۵۰۰	۱۲×۸۶	۱/۶	لوله Sodium Citrate 3.8% (ESR) غیر وکیوم	۱۵
۷۹۰	صورتی	۱/۵۰۰	۱۲×۸۶	۲/۲۵	لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT, ESR) غیر وکیوم	۱۶
۶۹۰	قرمز	۱/۵۰۰	۱۲×۸۶	۵	لوله سرم بدون افزودنی (plain) غیر وکیوم	۱۷
درآینده	خاکستری	۱/۵۰۰	۱۲×۸۶	۲	لوله گلوکز Sodium Fluoride/Potassium Oxalate	۱۸
<b>لوله های نمونه گیری</b>						
۳۶۰۰	قرمز	۷۵۰	۱۶×۱۰۰	۲/۵	لوله انتقال نمونه ویروس (VTM) برای تست کرونا	۱۹
۲۴۰	-	۲۰۰۰	۱۲×۷۵	۴	لوله گاما شفاف	۲۰
۳۰۰	-	۲۰۰۰	۱۲×۷۵	۴	لوله گاما مات	۲۱